

Manual
Sistema Multi Plataforma
Premium e OLD



eee[®]

DENTAL COMPONENTES



Exporta para o exterior desde 2011.

Aperfeiçoando tecnologias

S.M.P. EFF	Aplicação	Implante	Plataforma Protética	Página
A1.1	Neodent®	Ø3.3/3.5	Ø3.3	59
A1.1	Conexão®	Ø3.3/3.5	Ø3.3	59
A1.1	Restore®	Ø3.3/3.5	Ø3.3	59
A1.1	Bionnovation® (até 2021)	Ø3.3/3.5	Ø3.3	59
D1.1	Implacil®	Ø3.3	Ø3.3	60
E1.1	TitaniumFix®	Ø3.3	Ø3.3	61
K1.2	Nobel Biocare®	Ø3.75/4.0	Ø4.1	58
K1.2	Neodent®	Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	Ø4.1	58
K1.2	SIN®	Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	Ø4.1	58
K1.2	Conexão®	Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	Ø4.1	58
K1.2	Restore®	Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	Ø4.1	58
K1.2	Intraoss®	Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	Ø4.1	58
K1.2	DSP®	Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	Ø4.1	58
K1.2	MIS®	Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	Ø4.1	58
K1.2	INP®	Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	Ø4.1	58
K1.2	Implacil®	Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	Ø4.1	58
K1.2	Systhex®	Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	Ø4.1	58
K1.2	Biomet 3i™	Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	Ø4.1	58

Conexão Externa OLD

S.M.P. EFF	Aplicação	Implante	Plataforma Protética	Página
A1.3	Neodent®	Ø4.3	Ø4.3	24
A1.4	Neodent®	Ø4.3/5.0	Ø5.0	25
A1.4	Restore®	Ø4.3/5.0	Ø5.0	25
A1.4	Globtek®	Ø4.3/5.0	Ø5.0	25
A1.4	INP®	Ø4.3/5.0	Ø5.0	25
A1.4	Intra-Lock®	Ø4.3/5.0	Ø5.0	25
A1.4	Implac®	Ø4.3/5.0	Ø5.0	25
A1.4	Dentoflex®	Ø4.3/5.0	Ø5.0	25
A1.4	Diamond®	Ø4.3/5.0	Ø5.0	25
B1.1	SIN®	Ø3.25/4.5	Ø3.4	22
B1.2	SIN®	Ø5.0	Ø5.0	23
C1.3	Conexão®	Ø5.0	Ø5.0	25
K1.1	Nobel Biocare®	Ø3.3	Ø3.5	20
K1.1	Implacil®	Ø3.3	Ø3.5	20
K1.1	Sweed®	Ø3.3	Ø3.5	20
K1.1	Globtek®	Ø3.3	Ø3.5	20
K1.1	ACE®	Ø3.3	Ø3.5	20
K1.1	Implamed®	Ø3.3	Ø3.5	20
K1.3	Nobel Biocare®	Ø5.0	Ø5.1	21
K1.3	Implacil®	Ø5.0	Ø5.1	21
K1.3	Globtek®	Ø5.0	Ø5.1	21
K1.3	Implamed®	Ø5.0	Ø5.1	21
L1.1	Biomet 3i™	Ø3.25	Ø3.4	22
L1.3	Biomet 3i™	Ø5.0	Ø5.0	23
L1.3	ACE®	Ø4.75	Ø5.0	23
L1.3	DentoFlex®	Ø5.0	Ø5.0	23

S.M.P. EFF	Aplicação	Implante	Plataforma Protética	Página
C2.1	Conexão®	ø3.75/4.0/4.3/5.0	ø4.1/4.3/5.0/6.0	54
C2.1	INP®	ø3.75/4.0/4.3/5.0	ø4.1/4.3/5.0/6.0	54
D2.1	Implacil® Universal II/Maestro	ø3.3/3.5	ø3.5	46
D2.1	Diamond®	ø3.3/3.5	ø3.5	46
D2.2	Implacil® Universal II	ø3.75/4.3	ø4.0	47
D2.2	Diamond®	ø3.75/4.3	ø4.0	47
E2.1	TitaniumFix®	ø4.1/5.1	ø375/5.1	55
G2.1	Dentoflex®	ø3.25	ø3.25	48
G2.2	Dentoflex®	ø3.5	ø3.5	48
G2.3	Dentoflex®	ø3.75	ø3.75	48
K2.1	Nobel Biocare® NP	ø3.5	ø3.5	44
K2.1	Derig® Tri NP	ø3.5	ø3.5	44
K2.2	Nobel Biocare® RP	ø4.3	ø4.3	45
K2.2	Derig® Tri NP e WP	ø4.3	ø4.3	45
L2.2	Biomet 3i™ Certain®	ø4.0	ø4.1	56
P2.1	Camlog®	ø3.3	ø3.3	50
P2.2	Camlog®	ø3.8	ø3.8	50
P2.3	Camlog®	ø4.3	ø4.3	51
P2.4	Camlog®	ø5.0	ø5.0	51
P2.5	Camlog®	ø6.0	ø6.0	52
X2.1	Serson Baumer® Implus®	ø3.5/5.0	ø4.0	53

Conexão Interna OLD

S.M.P. EFF	Aplicação	Implante	Plataforma Protética	Página
A2.1	Neodent®	ø3.75/4.3/5.0	ø4.3/5.0	17
B2.1	SIN®	ø3.8	ø3.8	15
B2.3	SIN®	ø4.0/5.0	ø5.5	16
C2.2/C2.3	Conexão®	ø3.75/4.0/4.3/6.0	ø4.0	18
C2.2/C2.3	Implacil®	ø3.75/4.0/4.3/6.0	ø4.0	18
D2.3	Implacil®	ø4.75/5.0	ø5.0	11
D2.3	Diamond®	ø4.75/5.0	ø5.0	11
K2.3	Nobel Biocare® WP	ø5.0	ø5.0	10
L2.1	Biomet 3i™	ø3.25	ø3.4	15
L2.3	Biomet 3i™	ø5.0	ø5.0	16
O2.2	Frialit®	ø3.8	ø3.8	12
O2.3	Frialit®	ø4.0/4.3	ø4.5	13
O2.4	Frialit®	ø4.0/5.0	ø5.5	14

S.M.P. EFF	Aplicação	Implante	Plataforma Protética	Página
A3.1	NEO CM	ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	26/27
A3.1	SIN® Unibite®	ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	ø4.8	26/27
A3.1	Intraoss®	ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	26/27
A3.1	Pross®	ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	ø3.5/4.5	26/27
A3.1	DentoFlex®	ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	ø3.5/4.5	26/27
A3.1	KOPP®	ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	ø3.5/4.5	26/27
A3.1	INP®	ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	ø3.5/4.5	26/27
A3.1	DSP®	ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	ø3.5/4.5	26/27
A3.1	System® Aviant	ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	ø3.5/4.5	26/27
A3.1	Conexão® Flash Fit®	ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	ø3.5/4.5	26/27
A3.2	NEO EGM	ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	ø3.0	28/29
D3.1	Implacil® Due Cone / Maestro	ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	ø4.8	38
J3.1	STR RN	ø3.3/4.1/4.8	ø3.5	14
J3.1	Zimmer® Swiss Plus	ø3.3/4.1/4.8	ø4.8	14
J3.1	Lifecor®	ø3.3/4.1/4.8	ø4.8	14
J3.1	Globtek®	ø3.3/4.1/4.8	ø4.8	14
J3.1	TitaniumFix®	ø3.3/4.1/4.8	ø4.8	14
J3.1	Biomet3i™	ø3.3/4.1/4.8	ø4.8	14
J3.2	STR WN	ø4.8	ø6.5	15
J3.3	STR NC	ø3.3	ø3.3	17
J3.3	Derig® CHI	ø3.3	ø3.3	17
J3.4	STR RC	ø4.1/4.8	ø4.1	18
J3.5	STR SC	ø2.9	ø2.9	16
J3.6	STR RB	ø3.5	ø3.5/3.75/4.0/4.5	20
J3.7	STR WB	ø4.5	ø3.5/3.75/4.0/4.5/5.0/5.5/6.5	21
J3.9	STR NT	ø3.75/4.5	ø3.5	22
J3.10	STR RT	ø3.75/4.5	ø4.8	22
J3.11	STR WT	ø3.75/4.5	ø6.5	22
K3.1	Nobel Biocare®	ø3.0	ø3.0	10
K3.2	Nobel Biocare® NP	ø3.5	ø3.5	11
K3.2	Conexão® Flach Morse	ø3.5/3.75/4.0/5.0	ø3.5/4.0	11
K3.2	Derig® CMH	ø3.5/3.75/4.0/5.0	ø3.5/4.0	11
K3.3	Nobel Biocare® RP	ø4.3/5.0	ø3.9	12
K3.5	Nobel Biocare® WP	ø5.5	ø5.5	13
Q3.1	SignoVinces® Duocon® Infra®	ø3.3/3.8/4.6	ø4.0	39
Q3.1	TitaniumFix® BlackFix®	ø3.5/4.0	ø3.3/4.5	39
Q3.1	Astra Tech® Osseospeed®	ø3.5/4.0	ø3.3/4.5	39
Q3.2	Astra Tech® Osseospeed®	ø4.5/5.0	ø4.5/5.0	40
Q3.3	Astra Tech® EV	ø3.6	ø3.6	40
Q3.4	Astra Tech® EV	ø4.2	ø4.2	41
Q3.5	Astra Tech® EV	ø4.8	ø4.8	41
Q3.6	Astra Tech® EV	ø5.4	ø5.4	42
T3.1	MIS® C1 Narrow	ø3.3	ø3.3	32
T3.2	MIS® V3 Narrow	ø3.3	ø3.3	33
T3.3	MIS® C1/V3 Standard	ø3.75/3.9/4.2/4.3	ø3.75/3.9/4.2/4.3	34
U3.1	Bionnovation® BioMorse	ø3.5/5.0	ø3.5/5.0	37
U3.1	EnFils® Colosso ECI	ø3.5/4.0/5.0	ø3.5/4.0/5.0	37
U3.1	Medens®	ø3.5/4.0/5.0	ø3.5/4.0/5.0	37
U3.1	OBL® Bonetite	ø3.25/4.0/5.0	ø3.25/4.0/5.0	37
U3.1	Biomet3i™ Bonelike	ø3.25/4.0/5.0	ø3.25/4.0/5.0	37
U3.1	Systhex® Attract	ø3.5/4.0/5.0	ø3.5/4.0/5.0	37
Y3.1	Plenum® SL	ø3.0	ø3.0	36
Y3.2	Plenum® RE	ø3.5	ø3.5	36

S.M.P. EFF	Aplicação	Implante	Plataforma Protética	Página
K3.4	Ankylos®	ø3.5/4.5/5.5/7.0	ø3.5/4.5/5.5/7.0	8
C3.1	SIN®	ø3.5/3.8/4.5/5.5	ø3.5/3.8/4.5/5.5	9

Manual  **Pilares Intermediários Premium**

S.M.P. EFF	Aplicação	Plataforma Protética	Página
SYRN	STR Synocta RN	ø4.1/4.8/6.5	24
SYWN	STR Synocta WN	ø4.1/4.8/6.5	24
SRA	STR SRA®	ø3.5/4.5/4.6	25
MB	STR MultiBase®	ø3.5/4.5/4.6	25
PGM	NEO Grand Morse	ø3.5/4.8	30/31
MPGM	NEO Mini Pilar Grand Morse	ø3.5/4.8	30/31
MPGT	NEO Micro Pilar GT	ø3.5/4.8	30/31
M.P.	Mini Pilar Regular	ø3.5	62
M.P.L.1	Mini Pilar Larga	ø3.5	62
EONE	EsthetiOne	ø3.5	63

Manual  **Pilares Intermediários OLD**

S.M.P. EFF	Aplicação	Plataforma Protética	Página
M.P.L. 2	Larga NEO	ø5.0	26
EST.	Estheticone	ø5.0	26
F1.1/F1.2	DSP® Flexcone®	ø5.0	27

*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respetivos fabricantes.