

Lista de Código do Software Sirona para Cone Morse

Sistema de Implante	Plataforma do Implante	Plataforma Protética	Código EFF	Código Sirona	Especificação	
Nobel Biocare®	K3.1	Ø3.0	Ø3.0	EFF 6805 . 15A . 1S*	FX 3.4	Small
	K3.2	Ø3.5	Ø3.5	EFF 6805 . 06A . 1*	NB B 3.4	Large
				EFF 6805 . 06A . 1S*	FX 3.4	Small
Nobel Biocare®	K3.3	Ø4.3/5.0	Ø3.9	EFF 6805 . 07A . 1	NB B 3.4	Large
					NBBA5.0	Large
	K3.5	Ø5.5	Ø5.5	EFF 6805 . 30A . 1	NB B 4.1	Large
Straumann®	J3.1	Ø3.3/4.1/4.8	Ø4.8	EFF 6805 . 01A . 1	S SO4.8	Large
	J3.2	Ø4.8	Ø6.5	EFF 6805 . 02A . 1	S SO 6.5	Large
	J3.3	Ø3.3	Ø3.3	EFF 6805 . 03A . 1*	S BL 3.3	Large
				EFF 6805 . 03A . 1S*	FX 3.4	Small
	J3.4	Ø4.1/4.8	Ø4.1	EFF 6805 . 04A . 1*	S BL 4.1	Large
				EFF 6805 . 04A . 1S*	FX 3.4	Small
	J3.5	Ø2.9	Ø2.9	EFF 6805 . 28A . 1S*	FX 3.4	Small
	J3.6	Ø3.5	Ø3.5/3.75/4.0/4.5	EFF 6805 . 31 . 3A . 1*	NB 4.1	Large
	J3.7	Ø4.5	Ø3.5/3.75/4.0/4.5/5.0/5.5/6.5	EFF 6805 . 33 . 2A . 1*	NB 4.1	Large
	J3.9	Ø3.75/4.5	Ø3.5	EFF 6805 . 47A . 1S	NB B 4.1	Small
	J3.10	Ø3.75/4.5	Ø4.8	EFF 6805 . 48A . 1	NB B 4.1	Large
J3.11	Ø3.75/4.5	Ø6.5	EFF 6805 . 49A . 1	NB B 4.1	Large	
SIN®	C3.1	Ø3.5/3.8/4.5/5.5	Ø3.5/3.8/4.5/5.5	EFF 6805 . 10A . 1	NB B 4.1	Large
Neodent®	A3.1	Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	Ø3.5/3.75/4.0/4.3	EFF 6805 . 05 . 1A*	NB B 4.1	Large
				EFF 6805 . 05 . 1A . S*	FX 3.4	Small
	A3.2	Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	Ø3.0	EFF 6805 . 29A . 1*	NB B 4.1	Large
MIS®	T3.1	Ø3.3	Ø3.3	EFF 6805 . 40A . 1S*	FX 3.4	Small
	T3.2	Ø3.3	Ø3.3	EFF 6805 . 41A . 1S*	FX 3.4	Small
	T3.3	Ø3.75/3.9/4.2/4.3	Ø3.75/3.9/4.2/4.3	EFF 6805 . 42A . 1*	NB B 4.1	Large
Plenum®	Y3.1	Ø3.0	Ø3.0	EFF 6805 . 37A . 1S*	FX 3.4	Small
	Y3.2	Ø3.5	Ø3.5	EFF 6805 . 38A . 1*	NB B 4.1	Large
Bionnovation®	U3.1	Ø3.5/5.0	Ø3.5	EFF 6805 . 44A . 1*	NB B 4.1	Large
SignoVinces®	Q3.1	Ø3.3/3.8/4.6	Ø4.0	EFF 6805 . 12A . 1	NB B 4.1	Large
	Q3.2	Ø3.8/4.5/5.5	Ø4.5	EFF 6805 . 13A . 1	NB B 4.1	Large
Astra Tech®	Q3.3	Ø3.6	Ø3.6	EFF 6805 . 21A . 1	NB B 4.1	Large
	Q3.4	Ø4.2	Ø4.2	EFF 6805 . 22A . 1	NB B 4.1	Large
	Q3.5	Ø4.8	Ø4.8	EFF 6805 . 23A . 1	NB B 4.1	Large
	Q3.6	Ø5.4	Ø5.4	EFF 6805 . 24A . 1	NB B 4.1	Large
Implacil®	D3.1	Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	Ø4.8	EFF 6805 . 25A . 1*	NB B 4.1	Large
Anthogyr®	M3.1	Ø3.4/4.0/4.6/5.4	AXIOM	EFF 6805 . 16A . 1	NB B 4.1	Large

*Verificar em suas respectivas páginas a variação de cinta e altura equivalentes.

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

Lista de Código do Software Sirona para Conexão Externa

Sistema de Implante	Plataforma do Implante	Plataforma Protética	Código EFF	Código Sirona	Especificação
Nobel Biocare®	K1.1 Ø3.3	Ø3.5	EFF 6801 . 01A . 1*	NB B 3.4	Large
	K1.2 Ø3.25 mini/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	Ø3.5	EFF 6801 . 04A . 1*	NB B 4.1	Large
	K1.3 Ø5.0/6.0	Ø5.1	EFF 6801 . 06A . 1*	NB B 4.1	Large
Neodent®	A1.1 Ø3.3/3.5	Ø3.3	EFF 6801 . 03A . 1*	NB B 3.4	Large
	A1.3 Ø4.3	Ø4.3	EFF 6801 . 04A . 1*	NB B 4.1	Large
	A1.4 Ø4.5/5.0	Ø5.0	EFF 6801 . 08 . 1*	NB B 4.1	Large
SIN®	B1.1 Ø3.25/4.5	Ø3.4	EFF 6801 . 02A . 1	BO 3.4	Large.
	B1.2 Ø4.1	Ø4.1	EFF 6801 .04A . 1*	NB B 4.1	Large
	B1.3 Ø5.0	Ø5.0	EFF 6801 .04A . 1*	NB B 4.1	Large
Biomet®3i™	L1.1 Ø3.25 micromini/4.5	Ø3.4	EFF 6801 . 02A . 1	BC 4.1	Large
	L1.2 Ø4.0	Ø4.1	EFF 6801 .04A . 1*	NB B 4.1	Large
	L1.3 Ø4.75/5.0	Ø5.0	EFF 6801 .04A . 1*	NB B 4.1	Large
Implacil®	D1.1 Ø3.3	Ø3.3	EFF 6801 . 01A . 1*	NB B 3.4	Large
TitaniumFix®	E1.1 Ø3.3	Ø3.3	EFF 6801 . 01A . 1*	NB B 3.4	Large

Lista de Código do Software Sirona para Conexão Interna

Sistema de Implante	Plataforma do Implante	Plataforma Protética	Código EFF	Código Sirona	Especificação
Nobel Biocare®	K2.1 Ø3.5	Ø3.5	EFF 6802 . 01A . 1*	NB RS 3.5	Large
	K2.2 Ø4.3	Ø4.3	EFF 6802 . 02A . 1*	NB RS 4.3	Large
	K2.3 Ø5.0	Ø5.0	EFF 6802 . 03A . 1*	NB RS 5.0	Large
Neodent®	A2.1 Ø3.75/4.3/5.0	Ø4.3/5.0	EFF 6804 . 09A . 1	NB B 4.1	Large
SIN®	B2.1 Ø3.8	Ø3.8	EFF 6804 . 05A . 1*	NB B 4.1	Large
	B2.2 Ø4.0/4.3	Ø4.5	EFF 6804 . 06A . 1*	NB B 4.1	Large
	B2.3 Ø4.0/5.0	Ø5.5	EFF 6804 . 07A . 1*	NB B 4.1	Large
Conexao®	C2.1 Ø3.75/4.0/4.3/5.0	Ø4.1/4.3/5.0/6.0	EFF 6804 . 11A . 1*	NB B 4.1	Large
Frialit®	O2.2 Ø3.8	Ø3.8	EFF 6804 . 05A . 1*	NB B 4.1	Large
	O2.3 Ø4.0/4.3	Ø4.5	EFF 6804 . 06A . 1*	NB B 4.1	Large
	O2.4 Ø4.0/5.0	Ø5.5	EFF 6804 . 06A . 1*	NB B 4.1	Large
Biomet®3i™	L2.1 Ø3.25	Ø3.4	EFF 6804 . 01A . 1*	BC 4.1	Large
	L2.2 Ø4.0	Ø4.1	EFF 6804 . 02A . 1*	BC 4.1	Large
	L2.3 Ø5.0	Ø5.0	EFF 6804 . 03A . 1*	BC 4.1	Large
Implacil®	D2.1 Ø3.3/3.5	Ø3.5	EFF 6803 . 01A . 1*	NB B 4.1	Large
	D2.2 Ø3.75/4.3	Ø4.0	EFF 6803 . 02A . 1*	NB B 4.1	Large
	D2.3 Ø4.75/5.0	Ø5.0	EFF 6803 . 03A . 1*	NB B 4.1	Large
Dentoflex®	G2.1 Ø3.25	Ø3.25	EFF 6803 . 08A . 1*	NB B 4.1	Large
	G2.2 Ø3.5	Ø3.5	EFF 6803 . 09A . 1*	NB B 4.1	Large
	G2.3 Ø3.75	Ø3.75	EFF 6803 . 10A . 1	NB B 4.1	Large
TitaniumFix®	E2.1 Ø4.1/5.1	Ø3.75/5.0	EFF 6803 . 04A . 1	NB B 4.1	Large
Serson Baumer®	X2.1 Ø4.1/5.1	Ø3.5/5.0	EFF 6803 . 34A . 1	NB B 4.1	Large
Camlog®	P2.1 Ø3.3	Ø3.3	EFF 6802 . 05A . 1*	NB RS 4.3	Large
	P2.2 Ø3.8	Ø3.8	EFF 6802 . 06A . 1*	NB RS 4.3	Large
	P2.3 Ø4.3	Ø4.3	EFF 6802 . 07A . 1*	NB RS 4.3	Large
	P2.4 Ø5.0	Ø5.0	EFF 6802 . 08A . 1*	NB RS 4.3	Large
	P2.5 Ø6.0	Ø6.0	EFF 6802 . 09A . 1*	NB RS 4.3	Large

*Verificar em suas respectivas páginas a variação de cinta e altura equivalentes.

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.