

Manual de Seleção de

Parafusos EFF Dental



SISTEMAS MULTI PLATAFORMA



Vamos entender um pouco mais sobre os parafusos?



Parafuso Hexagonal



Parafuso Dinâmico



Parafuso EGM



Parafuso Grip



Parafuso Torx



Parafuso Quadrado



E essas dicas do código do parafuso com torque! Vem ver!



EFF 2101...

10Ncm

EFF 2102...

20Ncm

EFF 2104...

32Ncm

EFF 2103...

20Ncm

EFF 2105...

32Ncm

Legenda:



Sistemas à pronta entrega




Sistemas sob encomenda




Soluções para todos os sistemas


Com diversas **conexões** os parafusos da EFF Dental **atendem à todos** os sistemas do **mercado** nacional e internacional. 




Hexágono 




GRIP 




Trox 



Quadrado 



EGM 



360° 



EFF[®]
DENTAL COMPONENTES





Cone Morse

Nobel Biocare® 3.0 K3.1 pg.5
Nobel Biocare® 3.5|NP K3.2 pg.6
Nobel Biocare® 4.3|RP K3.3 pg. 7
Nobel Biocare® 5.5|WP K3.5 pg. 8
Straumann® 4.8|RN J3.1 pg. 9
Straumann® 6.5|WN J3.2 pg.10
Straumann® 2.9|SC 3.5 pg. 11
Straumann® 3.3|NC J3.3 pg.12
Straumann® 4.1|RC J3.4 pg.13
Straumann® 3.5/3.75/4.0/4.5|RB J3.6 pg.14
Straumann® 3.5/3.75/4.0/4.55.0/5.5/6.5|WB J3.7 pg.15
Straumann® 3.5|NT J3.9 pg. 16
Straumann® 4.8|RT J3.10 pg. 16
Straumann® 6.5|WT J3.11 pg. 16
Pilar Syno RN SYRN pg. 17
Pilar Syno WN SYWN pg. 18
Pilar MBase 3.5|4.5 MB pg. 19
Pilar SRA 3.5|4.6 SRA pg. 20
Neodent® 3.5|3.7|4.0|4.3|5.0|CM A3.1 pg. 21
Neodent® 3.0|EGM A3.2 pg. 22
Pilar EGM PGM pg. 23
Micro Pilar EGM MPGM pg. 24
Pilar GT MPGT pg. 25
SIN® Strong® 3.5/3.8/4.5/5.5 C3.1 pg. 26
MIS® CC NP C1 Narrow T3.1 pg. 27
MIS® CC NP V3 Narrow T3.2 pg. 28
MIS® CC SP C1/V3 Standard T3.3 pg. 29
Plenum® 3.0|Slim Y3.1 pg. 30
Plenum® 3.5|REGULAR Y3.2 pg. 31
Bionnovation 3.5|Biomorse U3.1 pg. 32
Implacil® Due Cone D3.1 pg. 33
Signo Víneces® Duocon Q3.1 pg. 34
Astra Tech® 4.5|5.0 Ossoespeed Q3.2 pg. 35
Astra Tech® 3.6|EV Q3.3 pg. 36
Astra Tech® 4.2|EV Q3.4 pg. 37
Astra Tech® 4.8|EV Q3.5 pg. 38
Astra Tech® 5.4|EV Q3.6 pg. 39



Conexão Interna

Nobel Biocare® 3.5|NP K2.1 pg. 41
Nobel Biocare® 4.3|RP K2.2 pg. 42
Nobel Biocare® 5.0|WP K2.3 pg. 43
Implacil® 3.5 D2.1 pg. 44
Implacil® 4.0 D2.2 pg. 45
Implacil® 5.0 D2.3 pg. 46
Frialit® 3.8|SIN® 3.8 O2.2|B2.1 pg. 47
Frialit® 4.5|SIN® 4.5 O2.3|B2.2 pg. 48
Frialit® 5.5|SIN® 5.5 O2.4|B2.3 pg. 49
Dentoflex® 3.25 G2.1 pg. 50
Dentoflex® 3.5 G2.2 pg. 51
Dentoflex® 3.75 G2.3 pg. 52
Camlog® 3.3 P2.1 pg. 53
Camlog® 3.8 P2.2 pg. 54
Camlog® 4.3 P2.3 pg.55
Camlog® 5.0 P2.4 pg. 56
Camlog® 6.0 P2.5 pg. 57
Baumer® 4.0 X2.1 pg. 58
Conexão® 4.1/4.3/5.0/6.0 C2.1|C2.2|C2.3 pg. 59
Titaniumfix® 3.75/3.0 E2.1 pg. 60
Biomet 3i™ 3.4 L2.1 pg. 61
Biomet 3i™ 4.1 L2.2 pg. 62
Biomet 3i™ 5.0 L2.3 pg. 63
Neodent® 4.3|5.0 A2.1 pg. 64



Conexão Externa

Branemark System® 3.5 K1.1 pg. 66
Branemark System® 4.1 K1.2 pg. 67
Branemark System® 3.5 K1.3 pg. 68
Neodent® 3.3|Conexão® 3.3 A1.1|C1.1 pg. 69
Neodent® 4.3 A1.3 pg. 70
Neodent® 5.0|Conexão® 5.0 A1.4|C1.3 pg. 71
Biomet 3i™ 3.4|SIN® 3.4 L1.1|B1.1 pg. 72
Biomet 3i™ 5.0|SIN® 5.0 L1.3|B1.3 pg. 73
implacil® 3.3 D1.1 pg. 74
Titaniumfix® 3.3 E1.1 pg. 75



Pilar Intermediário

PILAR INTERMEDIÁRIO

Mini Pilar - Plataforma Regular M.P. pg. 76
Mini Pilar - Plataforma Larga M.P.L.1 pg.77
Mini Pilar - Plataforma Larga - NEO M.P.L.2 pg. 78
Esthetione EONE pg. 79
Estheticone EST pg. 80

Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



**Munhão
Provisório**



**Hexagonal
EFF2101.06A**



**Grip
EFF2101.06C**



**Ucla Plástica
com CrCo**



**Hexagonal
EFF2101.06A**



**Grip
EFF2101.06C**



**Prov.
EVOLUTION**



**Hexagonal
EFF2101.06A**



**Grip
EFF2101.06C**




**Link para
CAD/CAM
TiBase**



**Hexagonal
EFF2101.06A**



**Grip
EFF2101.06C**



**Link
Dinâmico**



**Hexagonal
EFF2101.06A**



**Grip
EFF2101.06C**



Interface



**Grip
EFF2101.07C**



K3.1

**NOBEL BIOCARE®
3.0**

CONE MORSE





Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



Munhão
Provisório



Hexagonal
EFF2102.02A



Grip
EFF2102.02C



Dinâmico
EFF2102.02F



20Ncm



Ucla Plástica
com CrCo



Hexagonal
EFF2102.02A



Grip
EFF2102.02C



Dinâmico
EFF2102.02F



20Ncm



K3.2

NOBEL BIOCARE®
3.5|NP

CONE MORSE



Prov.
EVOLUTION



Hexagonal
EFF2102.02A



Grip
EFF2102.02C



Dinâmico
EFF2102.02F



20Ncm



Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal
EFF2102.02A



Grip
EFF2102.02C



Dinâmico
EFF2102.02F



20Ncm



Link
Dinâmico



Hexagonal
EFF2102.02A



Grip
EFF2102.02C



Dinâmico
EFF2102.02F



20Ncm



Interface



Grip
EFF2102.08C



20Ncm

Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



Munhão
Provisório




Hexagonal
EFF2104.15A



Grip
EFF2104.15C



Dinâmico
EFF2104.15F



Ucla Plástica
com CrCo




Hexagonal
EFF2104.15A



Grip
EFF2104.15C



Dinâmico
EFF2104.15F



Prov.
EVOLUTION




Hexagonal
EFF2104.15A



Grip
EFF2104.15C



Dinâmico
EFF2104.15F



Link para
CAD/CAM
TiBase




Hexagonal
EFF2104.15A



Grip
EFF2104.15C



Dinâmico
EFF2104.15F



Link
Dinâmico




Hexagonal
EFF2104.15A



Grip
EFF2104.15C



Dinâmico
EFF2104.15F



Interface



Grip
EFF2104.13C



K3.3

NOBEL BIOCARE®
4.3|RP

CONE MORSE



Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



K3.5

NOBEL BIOCARE®
5.5|WP
CONE MORSE



Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal
EFF2104.15A



Grip
EFF2104.15C



Dinâmico
EFF2104.15F



Link
Dinâmico




Hexagonal
EFF2104.15A



Grip
EFF2104.15C




Dinâmico
EFF2104.15F



Interface



Grip
EFF2104.13C



Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



Munhão
Provisório



Torx
EFF2104.11D S/AR
EFF2104.17D C/AR



Ucla Plástica
com CrCo



Torx
EFF2104.11D S/AR
EFF2104.17D C/AR



Prov.
EVOLUTION



Torx
EFF2104.17D C/AR



Link para
CAD/CAM
TiBase



Torx
EFF2104.17D C/AR



Link para
CAD/CAM
Perfect Base



Torx
EFF2104.19D



J3.1

STRAUMANN®
4.8|RN
CONE MORSE



Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



J3.2

STRAUMANN®
6.5|WN
CONE MORSE



**Munhão
Provisório**



**Ucla Plástica
com CrCo**



**Prov.
EVOLUTION**



**Link para
CAD/CAM
TiBase**



**Link para
CAD/CAM
Perfect Base**



**Torx
EFF2104.11D S/AR
EFF2104.17D C/AR**



**Torx
EFF2104.11D S/AR
EFF2104.17D C/AR**



**Torx
EFF2104.17D C/AR**



**Torx
EFF2104.17D C/AR**



**Torx
EFF2104.19D C/AR**



Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



Sistema Multi Plataforma

J3.5

STRAUMANN®
2.9|SC

CONE MORSE



Munhão Provisório



Ucla Plástica com CrCo



Prov. EVOLUTION



Link para CAD/CAM TiBase



Interface



Torx EFF2101.13D



Torx EFF2101.13D



Torx EFF2101.13D



Torx EFF2101.13D



Torx EFF2101.15D



10Ncm



10Ncm



10Ncm



10Ncm



10Ncm



Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



Munhão Provisório



**Torx
EFF2102.11D**



**Dinâmico
EFF2102.11F**




Ucla Plástica com CrCo



**Torx
EFF2102.11D**



**Dinâmico
EFF2102.11F**



J3.3

**STRAUMANN®
3.3|NC**

CONE MORSE



**Prov.
EVOLUTION**



**Torx
EFF2102.11D**



**Dinâmico
EFF2102.11F**



**Link para
CAD/CAM
TiBase**



**Torx
EFF2102.11D**



**Dinâmico
EFF2102.11F**



**Link para
CAD/CAM
Perfect Base**



**Torx
EFF2102.11D**



**Dinâmico
EFF2102.11F**



Interface



**Torx
EFF2102.05D**





Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



Munhão
Provisório



Torx
EFF2102.20D



Dinâmico
EFF2102.11F



20Ncm



Ucla Plástica
com CrCo



Torx
EFF2102.20D



Dinâmico
EFF2102.11F



20Ncm



Prov.
EVOLUTION



Torx
EFF2102.20D



Dinâmico
EFF2102.11F



20Ncm



Link para
CAD/CAM
TiBase



Torx
EFF2102.20D



Dinâmico
EFF2102.11F



20Ncm



Link para
CAD/CAM
Perfect Base



Torx
EFF2102.20D



Dinâmico
EFF2102.11F



20Ncm



Interface



Torx
EFF2102.05D



20Ncm



Sistema Multi Plataforma

J3.4

STRAUMANN®
4.1|RC

CONE MORSE



PREMIUM



Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



Munhão
Provisório



Torx
EFF2102.45D



Ucla Plástica
com CrCo



Torx
EFF2102.45D



J3.6

STRAUMANN®
3.5/3.75/4.0/4.5|RB



Prov.
EVOLUTION



Torx
EFF2102.45D



CONE MORSE



Link para
CAD/CAM
TiBase



Torx
EFF2102.45D



Link para
CAD/CAM
Perfect Base



Torx
EFF2102.45D



Interface



Torx
EFF2102.47D



Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



Munhão
Provisório



Torx
EFF2102.45D



Ucla Plástica
com CrCo



Torx
EFF2102.45D



J3.7

STRAUMANN®
3.5/3.75/4.0/4.5
5.0/5.5/6.5|WB



Prov.
EVOLUTION



Torx
EFF2102.45D



CONE MORSE



Link para
CAD/CAM
TiBase



Torx
EFF2102.45D



Link para
CAD/CAM
Perfect Base



Torx
EFF2102.45D



Interface



Torx
EFF2102.47D



Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



J3.9

STRAUMANN®
3.5|NT

CONE MORSE



Link para CAD/CAM
TiBase



Torx
EFF2102.82D



J3.10

STRAUMANN®
4.8|RT

CONE MORSE



Link para CAD/CAM
TiBase



Torx
EFF2102.82D



J3.11

STRAUMANN®
6.5|WT

CONE MORSE



Link para CAD/CAM
TiBase



Torx
EFF2102.82D



Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



Coping
Plástico



Torx
EFF2104.10D



32Ncm



SYRN
PILAR SYNO RN



Coping
Plástico
Base CrCo



Torx
EFF2104.10D



32Ncm

CONE MORSE



Link para
CAD/CAM
TiBase



Torx
EFF2104.10D



32Ncm

Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência


Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



Coping
Plástico



Torx
EFF2104.10D




SYWN
PILAR SYNO WN
CONE MORSE



Coping
Plástico
Base CrCo




Torx
EFF2104.10D



Link para
CAD/CAM
TiBase



Torx
EFF2104.10D



Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



Coping
Plástico



Torx
EFF2101.08D



10Ncm



MB
PILAR MBASE
3.5/4.5
CONE MORSE



Coping
Plástico
Base CrCo



Torx
EFF2101.08D



10Ncm



Link para
CAD/CAM
TiBase



Torx
EFF2101.08D



10Ncm

Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência


Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



Coping
Plástico



Torx
EFF2101.11D



10Ncm



SRA

PILAR SRA
3.5/4.6

CONE MORSE



Coping
Plástico
Base CrCo



Torx
EFF2101.11D



10Ncm



Link para
CAD/CAM
TiBase



Torx
EFF2101.11D



10Ncm



Para qual componente
você precisa do parafuso?




Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência




Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



**Munhão
Provisório**




**Hexagonal
EFF2103.22A.2**
(para h0.80/1.50/2.50mm)
EFF2103.22A.3
(para h3.50/4.50mm)



**Dinâmico
EFF2103.22F.2**
(para h0.80/1.50/2.50mm)
EFF2103.22F.3
(para h3.50/4.50mm)



**Ucla Plástica
com CrCo**



**Hexagonal
EFF2103.22A.2**
(para h0.80/1.50/2.50mm)
EFF2103.22A.3
(para h3.50/4.50mm)




**Dinâmico
EFF2103.22F.2**
(para h0.80/1.50/2.50mm)
EFF2103.22F.3
(para h3.50/4.50mm)



**Prov.
EVOLUTION**




**Hexagonal
EFF2103.22A.2**
(para h0.80/1.50/2.50mm)
EFF2103.22A.3
(para h3.50/4.50mm)



**Dinâmico
EFF2103.22F.2**
(para h0.80/1.50/2.50mm)
EFF2103.22F.3
(para h3.50/4.50mm)



**Link para
CAD/CAM
TiBase**



**Hexagonal
EFF2103.22A.2**
(para h0.80/1.50/2.50mm)
EFF2103.22A.3
(para h3.50/4.50mm)



**Dinâmico
EFF2103.22F.2**
(para h0.80/1.50/2.50mm)
EFF2103.22F.3
(para h3.50/4.50mm)



**Link
Dinâmico**



**Hexagonal
EFF2103.22A.2**
(para h0.80/1.50/2.50mm)
EFF2103.22A.3
(para h3.50/4.50mm)



**Dinâmico
EFF2103.22F.2**
(para h0.80/1.50/2.50mm)
EFF2103.22F.3
(para h3.50/4.50mm)



Interface



**Hexagonal
EFF2103.09A**



A3.1

**NEODENT®
3.5/3.7/4.0/4.3/5.0
CM**

CONE MORSE



Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



Munhão
Provisório



EGM
EFF2102.32E



Ucla Plástica
com CrCo



EGM
EFF 2102 . 34E



Dinâmico
EFF 2102 . 34F



Prov.
EVOLUTION



EGM
EFF2102.32E



Munhão
Cimentável



EGM
EFF2102.32E



Link para
CAD/CAM
TiBase



EGM
EFF2102.32E



Link
Dinâmico



EGM
EFF2102.32E



Dinâmico
EFF2102.34F



Interface



EGM
EFF2102.41E



20Ncm



20Ncm



20Ncm



20Ncm



20Ncm



20Ncm



20Ncm




A3.2


NEODENT®
3.0|EGM

CONE MORSE





Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência




Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



**Munhão
Provisório**



**EGM
EFF2104.24E**




**PGM
PILAR EGM**



**Coping
Plástico
Base CrCo**



**EGM
EFF2104.24E**



CONE MORSE



**Link para
CAD/CAM
TiBase**



**EGM
EFF2104.24E**



Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



Munhão
Provisório



Hexagonal
EFF2101.12A



MPGM

**MICRO PILAR
EGM**

CONE MORSE



Coping
Plástico
Base CrCo



Hexagonal
EFF2101.12A




Link para
CAD/CAM
TiBase




Hexagonal
EFF2101.12A





Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



**Munhão
Provisório**



**Hexagonal
EFF2104.22A**



32Ncm



**MPGT
PILAR GT**



**Coping
Plástico
Base CrCo**



**Hexagonal
EFF2104.22A**



32Ncm

CONE MORSE



**Link para
CAD/CAM
TiBase**



**Hexagonal
EFF2104.22A**



32Ncm

Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



C3.1

SIN® STRONG®
3.5/3.8/4.5/5.5
CONE MORSE



Munhão Provisório



Ucla Plástica com CrCo




Munhão Cimentável



Link para CAD/CAM TiBase



Interface



Hexagonal EFF2102.24A



Hexagonal EFF2102.24A



Hexagonal EFF2102.24A



Hexagonal EFF2102.24A



Hexagonal EFF2102.18A



Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



Munhão
Provisório



Hexagonal 1.3mm
EFF2102.55A



Dinâmico
EFF2102.55F



20Ncm



Ucla Plástica
com CrCo



Hexagonal 1.3mm
EFF2102.55A



Dinâmico
EFF2102.55F



20Ncm



Prov.
EVOLUTION



Hexagonal 1.3mm
EFF2102.55A




Dinâmico
EFF2102.55F



20Ncm



Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal 1.3mm
EFF2102.55A



Dinâmico
EFF2102.55F



20Ncm



Interface



Hexagonal 1.3mm
EFF2102.54A



20Ncm



T3.1

MIS® CC NP CI
NARROW

CONE MORSE



Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



Munhão
Provisório



Hexagonal 1.3mm
EFF2102.55A



Dinâmico
EFF2102.55F



20Ncm



Ucla Plástica
com CrCo



Hexagonal 1.3mm
EFF2102.55A



Dinâmico
EFF2102.55F



20Ncm



Prov.
EVOLUTION



Hexagonal 1.3mm
EFF2102.55A



Dinâmico
EFF2102.55F



20Ncm



Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal 1.3mm
EFF2102.55A



Dinâmico
EFF2102.55F



20Ncm



Interface



Hexagonal 1.3mm
EFF2102.54A



20Ncm



T3.2

MIS® CC NP V3
NARROW
CONE MORSE





Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



Munhão
Provisório



Hexagonal 1.3mm
EFF2103.14A



Dinâmico
EFF2103.14F



20Ncm




Ucla Plástica
com CrCo



Hexagonal 1.3mm
EFF2103.14A



Dinâmico
EFF2103.14F



20Ncm



Prov.
EVOLUTION



Hexagonal 1.3mm
EFF2103.14A




Dinâmico
EFF2103.14F



20Ncm



Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal 1.3mm
EFF2103.14A



Dinâmico
EFF2103.14F



20Ncm




Link
Dinâmico



Hexagonal 1.3mm
EFF2103.14A



Dinâmico
EFF2103.14F



20Ncm



Interface



Hexagonal 1.3mm
EFF2103.42A



20Ncm






T3.3

MIS® CC SP C1/v3
STANDARD

CONE MORSE





Y3.1

PLENUM®
3.0|SLIM

CONE MORSE



Prov.
EVOLUTION



Hexagonal
EFF2101.65A.1





Link para
CAD/CAM
TiBase




Hexagonal
EFF2101.65A.1
(cintas 1,0|2,0|3,0mm)
EFF2101.65A.2
(cintas 4,0|5,0|6,0mm)





Prov. EVOLUTION



Hexagonal EFF2102.66A.1



Y3.2

PLENUM® 3.5|REGULAR

CONE MORSE





Link para CAD/CAM TiBase



Hexagonal EFF2102.66A.1 (cintas 1.0|2.0|3.0mm) EFF2102.66A.2 (cintas 4.0|5.0|6.0mm)





Prov. EVOLUTION



Hexagonal EFF2102.78A



U3.1

BIONNOVATION 3.5|BIOMORSE

CONE MORSE



Link para CAD/CAM TiBase



Hexagonal EFF2102.78A





Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



Munhão
Provisório



Hexagonal
EFF2103.22A.2
(para h0.80/1.50/2.50mm)
EFF2103.22A.3
(para h3.50/4.50mm)



Ucla Plástica
com CrCo



Hexagonal
EFF2103.22A.2
(para h0.80/1.50/2.50mm)
EFF2103.22A.3
(para h3.50/4.50mm)



Prov.
EVOLUTION



Hexagonal
EFF2103.22A.2
(para h0.80/1.50/2.50mm)
EFF2103.22A.3
(para h3.50/4.50mm)



Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal
EFF2103.22A.2
(para h0.80/1.50/2.50mm)



Link
Dinâmico



Hexagonal
EFF2103.22A.2
(para h0.80/1.50/2.50mm)



Interface



Hexagonal
EFF2103.09A



Sistema Multi Plataforma

D3.1

IMPLACIL®
DUE CONE

CONE MORSE





Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



**Munhão
Provisório**



**Hexagonal
EFF2102.06A**



**Ucla Plástica
com CrCo**



**Hexagonal
EFF2102.06A**



Q3.1

**SIGNO VINCES®
DUOCON**

CONE MORSE




**Prov.
EVOLUTION**



**Hexagonal
EFF2102.06A**



**Link para
CAD/CAM
TiBase**



**Hexagonal
EFF2102.06A**



**Link
Dinâmico**



**Hexagonal
EFF2102.06A**





Interface



**Hexagonal
EFF2102.15A**





Munhão Provisório



Hexagonal EFF2104.02A



Q3.2

ASTRA TECH®
4.5|5.0
OSSOESPEED



Link para CAD/CAM TiBase





Hexagonal EFF2104.02A



CONE MORSE





Munhão Provisório



Hexagonal EFF2102.29A



Q3.3

ASTRA TECH® 3.6|EV

CONE MORSE





Link para CAD/CAM TiBase



Hexagonal EFF2102.29A





Q3.4

**ASTRA TECH®
4.2|EV**

CONE MORSE



Munhão Provisório



**Hexagonal
EFF2103.27A**





**Link para
CAD/CAM
TiBase**



**Hexagonal
EFF2103.27A**





Q3.5

ASTRA TECH®
4.8|EV

CONE MORSE



Munhão Provisório



Hexagonal
EFF2104.21A





Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal
EFF2104.21A





Munhão Provisório



Hexagonal EFF2104.21A




Q3.6

**ASTRA TECH®
5.4|EV**


CONE MORSE



Link para CAD/CAM TiBase



Hexagonal EFF2104.21A





3 MOTIVOS

para você começar a usar
a **Chave e o Parafuso 360°**

1


Eliminação do conduto vestibularizado;

2

Inclinação de até 12° em diversos ângulos;

3

Melhora de 100% da estética dentária;



EEE[®]
DENTAL COMPONENTES





Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



Munhão
Provisório



Hexagonal
EFF2103.03A



Grip
EFF2103.03C



Dinâmico
EFF2103.03F



Quadrado
EFF2103.03B

20Ncm



Sistema Multi Plataforma

K2.1



Ucla Plástica
com CrCo



Hexagonal
EFF2103.03A



Grip
EFF2103.03C



Dinâmico
EFF2103.03F



Quadrado
EFF2103.03B


20Ncm

NOBEL BIOCARE®
3.5|NP

CONEXÃO INTERNA



Prov.
EVOLUTION



Hexagonal
EFF2103.03A



Grip
EFF2103.03C



Dinâmico
EFF2103.03F



Quadrado
EFF2103.03B

20Ncm



Interface



Grip
EFF2103.04C

20Ncm



Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



**Munhão
Provisório**



**Hexagonal
EFF2104.02A**



**Grip
EFF2104.02C**



**Dinâmico
EFF2104.02F**



**Quadrado
EFF2104.02B**



Sistema Multi Plataforma



**Ucla Plástica
com CrCo**




**Hexagonal
EFF2104.02A**



**Grip
EFF2104.02C**



**Dinâmico
EFF2104.02F**



**Quadrado
EFF2104.02B**



K2.2

**NOBEL BIOCARE®
4.3|RP**

CONEXÃO INTERNA



**Prov.
EVOLUTION**



**Hexagonal
EFF2104.02A**



**Grip
EFF2104.02C**



**Dinâmico
EFF2104.02F**




**Quadrado
EFF2104.02B**



Interface



**Grip
EFF2104.04C**





Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



**Munhão
Provisório**



**Hexagonal
EFF2104.02A**



**Grip
EFF2104.02C**



**Dinâmico
EFF2104.02F**



**Quadrado
EFF2104.02B**



32Ncm



Sistema Multi Plataforma



**Ucla Plástica
com CrCo**



**Hexagonal
EFF2104.02A**



**Grip
EFF2104.02C**



**Dinâmico
EFF2104.02F**



**Quadrado
EFF2104.02B**



32Ncm

K2.3

**NOBEL BIOCARE®
5.0|WP**

CONEXÃO INTERNA



**Prov.
EVOLUTION**



**Hexagonal
EFF2104.02A**



**Grip
EFF2104.02C**



**Dinâmico
EFF2104.02F**



**Quadrado
EFF2104.02B**



32Ncm



Interface



**Grip
EFF2104.04C**



32Ncm



Para qual componente
você precisa do parafuso?




Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



**Munhão
Provisório**



**Hexagonal
EFF2103.02A**



**Quadrado
EFF2103.02BB**

20Ncm



**Ucla Plástica
com CrCo**



**Hexagonal
EFF2103.02A**



**Quadrado
EFF2103.02BB**

20Ncm



**Prov.
EVOLUTION**



**Hexagonal
EFF2103.02A**



**Quadrado
EFF2103.02BB**

20Ncm



**Link para
CAD/CAM
TiBase**



**Hexagonal
EFF2103.02A**




**Quadrado
EFF2103.02BB**

20Ncm



**Link
Dinâmico**



**Hexagonal
EFF2103.02A**



**Quadrado
EFF2103.02BB**

20Ncm



Interface



**Hexagonal
EFF2103.08A**

20Ncm



D2.1
IMPLACIL®
3.5

CONEXÃO INTERNA





Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



**Munhão
Provisório**



**Hexagonal
EFF2104.01A**



**Quadrado
EFF2104.01B**



32Ncm




**Ucla Plástica
com CrCo**



**Hexagonal
EFF2104.01A**



**Quadrado
EFF2104.01B**



32Ncm




**Prov.
EVOLUTION**



**Hexagonal
EFF2104.01A**



**Quadrado
EFF2104.01B**



32Ncm




**Link para
CAD/CAM
TiBase**



**Hexagonal
EFF2104.01A**



**Quadrado
EFF2104.01B**



32Ncm




**Link
Dinâmico**



**Hexagonal
EFF2104.01A**



**Quadrado
EFF2104.01B**



32Ncm



Interface



**Hexagonal
EFF2104.03A**



32Ncm



Sistema Multi Plataforma

**D2.2
IMPLACIL®
4.0**

CONEXÃO INTERNA



PREMIUM



Para qual componente
você precisa do parafuso?




Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência




Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso




Munhão
Provisório



Hexagonal
EFF2104.01A



Quadrado
EFF2104.01B




32Ncm




D2.3
IMPLACIL®
5.0



Ucla Plástica
com CrCo



Hexagonal
EFF2104.01A



Quadrado
EFF2104.01B




32Ncm

CONEXÃO INTERNA



Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal
EFF2104.01A



Quadrado
EFF2104.01B



32Ncm



Interface



Hexagonal
EFF2104.03A



32Ncm



Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



**Munhão
Provisório**



Hexagonal
EFF2102.14A (O2.2)
(rosca de $\phi 1,6\text{mm}$)
EFF2103.15A (B2.1)
(rosca de $\phi 1,8\text{mm}$)



Quadrado
EFF2102.14B (O2.2)
(rosca de $\phi 1,6\text{mm}$)
EFF2103.15B (B2.1)
(rosca de $\phi 1,8\text{mm}$)




Sistema Multi Plataforma

O2.2
FRIALIT®
3.8



**Ucla Plástica
com CrCo**



Hexagonal
EFF2102.14A (O2.2)
(rosca de $\phi 1,6\text{mm}$)
EFF2103.15A (B2.1)
(rosca de $\phi 1,8\text{mm}$)



Quadrado
EFF2102.14B (O2.2)
(rosca de $\phi 1,6\text{mm}$)
EFF2103.15B (B2.1)
(rosca de $\phi 1,8\text{mm}$)



B2.1
SIN®
3.8



**Link para
CAD/CAM
TiBase**



Hexagonal
EFF2102.14A (O2.2)
(rosca de $\phi 1,6\text{mm}$)
EFF2103.15A (B2.1)
(rosca de $\phi 1,8\text{mm}$)



Quadrado
EFF2102.14B (O2.2)
(rosca de $\phi 1,6\text{mm}$)
EFF2103.15B (B2.1)
(rosca de $\phi 1,8\text{mm}$)



CONEXÃO INTERNA



Interface



Hexagonal
EFF2102.15A (O2.2)
(rosca de $\phi 1,6\text{mm}$)
EFF2103.11A (B2.1)
(rosca de $\phi 1,8\text{mm}$)





Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



**Munhão
Provisório**



Hexagonal
EFF2102.14A (O2.3)
(rosca de $\phi 1.6\text{mm}$)
EFF2103.15A (B2.2)
(rosca de $\phi 1.8\text{mm}$)



Quadrado
EFF2102.14B (O2.3)
(rosca de $\phi 1.6\text{mm}$)
EFF2103.15B (B2.2)
(rosca de $\phi 1.8\text{mm}$)




Sistema Multi Plataforma

O2.3
FRIALIT®
4.5



**Ucla Plástica
com CrCo**



Hexagonal
EFF2102.14A (O2.3)
(rosca de $\phi 1.6\text{mm}$)
EFF2103.15A (B2.2)
(rosca de $\phi 1.8\text{mm}$)



Quadrado
EFF2102.14B (O2.3)
(rosca de $\phi 1.6\text{mm}$)
EFF2103.15B (B2.2)
(rosca de $\phi 1.8\text{mm}$)



B2.2
SIN®
4.5



**Link para
CAD/CAM
TiBase**



Hexagonal
EFF2102.14A (O2.3)
(rosca de $\phi 1.6\text{mm}$)
EFF2103.15A (B2.2)
(rosca de $\phi 1.8\text{mm}$)



Quadrado
EFF2102.14B (O2.3)
(rosca de $\phi 1.6\text{mm}$)
EFF2103.15B (B2.2)
(rosca de $\phi 1.8\text{mm}$)



CONEXÃO INTERNA



Interface



Hexagonal
EFF2102.15A (O2.3)
(rosca de $\phi 1.6\text{mm}$)
EFF2103.11A (B2.2)
(rosca de $\phi 1.8\text{mm}$)





Para qual componente
você precisa do parafuso?




Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso




**Munhão
Provisório**



Hexagonal
EFF2102.14A (O2.4)
(rosca de ø1.6mm)
EFF2103.15A (B2.3)
(rosca de ø1.8mm)



Quadrado
EFF2102.14B (O2.4)
(rosca de ø1.6mm)
EFF2103.15B (B2.3)
(rosca de ø1.8mm)




Sistema Multi Plataforma

02.4
FRIALIT®
5.5



**Ucla Plástica
com CrCo**



Hexagonal
EFF2102.14A (O2.4)
(rosca de ø1.6mm)
EFF2103.15A (B2.3)
(rosca de ø1.8mm)



Quadrado
EFF2102.14B (O2.4)
(rosca de ø1.6mm)
EFF2103.15B (B2.3)
(rosca de ø1.8mm)



B2.3
SIN®
5.5



**Link para
CAD/CAM
TiBase**



Hexagonal
EFF2102.14A (O2.4)
(rosca de ø1.6mm)
EFF2103.15A (B2.3)
(rosca de ø1.8mm)



Quadrado
EFF2102.14B (O2.4)
(rosca de ø1.6mm)
EFF2103.15B (B2.3)
(rosca de ø1.8mm)



CONEXÃO INTERNA



Interface



Hexagonal
EFF2102.15A (O2.4)
(rosca de ø1.6mm)
EFF2103.11A (B2.3)
(rosca de ø1.8mm)



Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal
EFF2104.01A



Quadrado
EFF2104.01B



G2.1

DENTOFLEX®
3.25

CONEXÃO INTERNA



Link
Dinâmico



Hexagonal
EFF2104.01A



Quadrado
EFF2104.01B



Interface



Hexagonal
EFF2104.03A



Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal
EFF2104.01A



Quadrado
EFF2104.01B



32Ncm



G2.2

DENTOFLEX®
3.5

CONEXÃO INTERNA




Link
Dinâmico



Hexagonal
EFF2104.01A




Quadrado
EFF2104.01B




32Ncm



Interface



Hexagonal
EFF2104.03A



32Ncm

Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal
EFF2104.01A



Quadrado
EFF2104.01B



32Ncm



G2.3

DENTOFLEX®
3.75

CONEXÃO INTERNA



Link
Dinâmico



Hexagonal
EFF2104.01A



Quadrado
EFF2104.01B



32Ncm





Interface



Hexagonal
EFF2104.03A



32Ncm



**Munhão
Provisório**



**Hexagonal
EFF2102.04A**




P2.1

**CAMLOG®
3.3**

CONEXÃO INTERNA




**Link para
CAD/CAM
TiBase**




**Hexagonal
EFF2102.04A**





Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



**Munhão
Provisório**



**Hexagonal
EFF2104.06A**




P2.2

**CAMLOG®
3.8**

CONEXÃO INTERNA






**Link para
CAD/CAM
TiBase**



**Hexagonal
EFF2104.06A**





Sistema Multi Plataforma


P2.3

CAMLOG® 4.3


CONEXÃO INTERNA



**Munhão
Provisório**




**Hexagonal
EFF2104.06A**




**Link para
CAD/CAM
TiBase**




**Hexagonal
EFF2104.06A**





Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência




Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



**Munhão
Provisório**



**Hexagonal
EFF2104.06A**




P2.4

**CAMLOG®
5.0**


CONEXÃO INTERNA




**Link para
CAD/CAM
TiBase**




**Hexagonal
EFF2104.06A**





Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência




Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



**Munhão
Provisório**



**Hexagonal
EFF2104.06A**




P2.5

**CAMLOG®
6.0**


CONEXÃO INTERNA





**Link para
CAD/CAM
TiBase**



**Hexagonal
EFF2104.06A**





Sistema Multi Plataforma

X2.1

BAUMER® 4.0

CONEXÃO INTERNA



PREMIUM




Link para
CAD/CAM
TiBase




Hexagonal
EFF2104.01A



Quadrado
EFF2104.01B




Link
Dinâmico



Hexagonal
EFF2104.01A



Quadrado
EFF2104.01B



Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



C2.1
C2.2
C2.3

CONEXÃO®
4.1/4.3/5.0/6.0
CONEXÃO INTERNA



Munhão
Provisório




Hexagonal
EFF2103.18A



Quadrado
EFF2103.18B



Link para
CAD/CAM
TiBase





Hexagonal
EFF2103.18A



Quadrado
EFF2103.18B





Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal
EFF2103.25A




E2.1

TITANIUMFIX®
3.75/3.0

CONEXÃO INTERNA




Link
Dinâmico




Hexagonal
EFF2103.25A






Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência





Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



L2.1

**BIOMET 3i™
3.4**

CONEXÃO INTERNA



Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



Munhão
Provisório



Hexagonal
EFF2102.06A



Ucla Plástica
com CrCo



Hexagonal
EFF2102.06A



Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal
EFF2102.06A



Interface



Hexagonal
EFF2102.15A




L2.2


BIOMET 3i™
4.1

CONEXÃO INTERNA






Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



L2.3

BIOMET 3i™
5.0

CONEXÃO INTERNA



Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



A2.1

NEODENT®
4.3|5.0

CONEXÃO INTERNA



Kit Protético

All in One / All in One Full / Easy


Garantia de integridade do material de trabalho

Solução para mais de 119 sistemas do mercado

Gravação no estojo e chaves para melhor orientação

Varição de chaves para serem usadas na região anterior e posterior do paciente

Autoclavável à uma temperatura de 135°C





Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso




Munhão
Provisório



Hexagonal
EFF2102.01A



Grip
EFF2102.01C



Quadrado
EFF2102.01B



K1.1

BRANEMARK
SYSTEM® 3.5

CONEXÃO EXTERNA



Ucla Plástica
com CrCo



Hexagonal
EFF2102.01A



Grip
EFF2102.01C



Quadrado
EFF2102.01B



Ucla
Plástica



Hexagonal
EFF2102.01A



Grip
EFF2102.01C



Quadrado
EFF2102.01B



Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal
EFF2102.01A



Grip
EFF2102.01C



Quadrado
EFF2102.01B





Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



Munhão
Provisório



Hexagonal
EFF2104.01A



Grip
EFF2104.01C



Quadrado
EFF2104.01B



Dinâmico
EFF2104.01F

32Ncm



Sistema Multi Plataforma



Ucla Plástica
com CrCo



Hexagonal
EFF2104.01A



Grip
EFF2104.01C



Quadrado
EFF2104.01B



Dinâmico
EFF2104.01F

32Ncm

K1.2

BRANEMARK
SYSTEM® 4.1

CONEXÃO EXTERNA



Prov.
EVOLUTION



Hexagonal
EFF2104.01A



Grip
EFF2104.01C



Quadrado
EFF2104.01B



Dinâmico
EFF2104.01F

32Ncm



PREMIUM



Ucla
Plástica



Hexagonal
EFF2104.01A



Grip
EFF2104.01C



Quadrado
EFF2104.01B



Dinâmico
EFF2104.01F

32Ncm



Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal
EFF2104.01A



Grip
EFF2104.01C



Quadrado
EFF2104.01B



Dinâmico
EFF2104.01F

32Ncm



Link
Dinâmico



Hexagonal
EFF2104.01A



Grip
EFF2104.01C



Quadrado
EFF2104.01B



Dinâmico
EFF2104.01F

32Ncm



Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso




Munhão
Provisório



Hexagonal
EFF2105.01A



Grip
EFF2105.01C



Quadrado
EFF2105.01B



K1.3

BRANEMARK
SYSTEM® 3.5

CONEXÃO EXTERNA




Ucla Plástica
com CrCo



Hexagonal
EFF2105.01A



Grip
EFF2105.01C



Quadrado
EFF2105.01B




Ucla
Plástica



Hexagonal
EFF2105.01A




Grip
EFF2105.01C



Quadrado
EFF2105.01B




Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal
EFF2105.01A



Grip
EFF2105.01C



Quadrado
EFF2105.01B



Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



Munhão
Provisório



Hexagonal
EFF2103.02A



20Ncm



Ucla Plástica
com CrCo



Hexagonal
EFF2103.02A



20Ncm

A1.1

NEODENT®
3.3



Prov.
EVOLUTION



Hexagonal
EFF2103.02A



20Ncm

C1.1

CONEXÃO®
3.3



Ucla
Plástica



Hexagonal
EFF2103.02A



20Ncm

CONEXÃO EXTERNA



Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal
EFF2103.02A



20Ncm




Link
Dinâmico




Hexagonal
EFF2103.02A



20Ncm



Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



Munhão
Provisório



Hexagonal
EFF2104.01A



Sistema Multi Plataforma

A1.3



Ucla Plástica
com CrCo



Hexagonal
EFF2104.01A



NEODENT®
4.3


CONEXÃO EXTERNA



Ucla
Plástica



Hexagonal
EFF2104.01A



Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal
EFF2104.01A





Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



Sistema Multi Plataforma



Munhão
Provisório



Hexagonal
EFF2105.02A



Quadrado
EFF2105.02B



32Ncm


A1.4
NEODENT®
5.0



Ucla Plástica
com CrCo



Hexagonal
EFF2105.02A



Quadrado
EFF2105.02B



32Ncm


C1.3
CONEXÃO®
5.0



Ucla
Plástica



Hexagonal
EFF2105.02A



Quadrado
EFF2105.02B



32Ncm


CONEXÃO EXTERNA




Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal
EFF2105.02A



Quadrado
EFF2105.02B



32Ncm

Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certa
do parafuso



Sistema Multi Plataforma



Munhão
Provisório



Hexagonal
EFF2104.01A



32Ncm

L1.1

BIOMET 3I™
3.4



Ucla Plástica
com CrCo



Hexagonal
EFF2104.01A



32Ncm

B1.1

SIN®
3.4

CONEXÃO EXTERNA



Ucla
Plástica



Hexagonal
EFF2104.01A




32Ncm



Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal
EFF2104.01A



32Ncm

Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



Munhão
Provisório



Hexagonal
EFF2104.01A



32Ncm

L1.3

BIOMET 3I™
5.0



Ucla Plástica
com CrCo



Hexagonal
EFF2104.01A



32Ncm

B1.3

SIN®
5.0


CONEXÃO EXTERNA



Ucla
Plástica



Hexagonal
EFF2104.01A



32Ncm





Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal
EFF2104.01A



32Ncm



Munhão Provisório



Hexagonal EFF2103.02A



Quadrado EFF2103.02BB




D1.1

IMPLACIL® 3.3

CONEXÃO EXTERNA



Link para CAD/CAM TiBase





Hexagonal EFF2103.02A



Quadrado EFF2103.02BB





**Munhão
Provisório**



**Hexagonal
EFF2106.01A**




E1.1

**TITANIUMFIX®
3.3**

CONEXÃO EXTERNA




**Link para
CAD/CAM
TiBase**




**Hexagonal
EFF2106.01A**





Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



Coping
Plástico




Hexagonal
EFF2101.01A (h 4.1mm)
EFF2101.01A.SAE (h 4.6mm)



Coping
Plástico
Base CrCo




Hexagonal
EFF2101.01A (h 4.1mm)
EFF2101.01A.SAE (h 4.6mm)



Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal
EFF2101.01A (h 4.1mm)
EFF2101.01A.SAE (h 4.6mm)



Sistema Multi Plataforma

M.P.

MINI PILAR - PLATAFORMA REGULAR



Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



Coping
Plástico



Hexagonal
EFF2103.01A



Grip
EFF2103.01C



M.P.L.1

MINI PILAR - PLATAFORMA LARGA



Coping
Plástico
Base CrCo



Hexagonal
EFF2103.01A



Grip
EFF2103.01C



Link para
CAD/CAM
TiBase




Hexagonal
EFF2103.01A




Grip
EFF2103.01C





Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



Coping
Plástico



Hexagonal
EFF2104.22A



M.P.L.2

MINI PILAR -
PLATAFORMA
LARGA - NEO




Coping
Plástico
Base CrCo



Hexagonal
EFF2104.22A



Link para
CAD/CAM
TiBase



Hexagonal
EFF2104.22A



Para qual componente
você precisa do parafuso?

Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência

Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



EONE
ESTHETIONE



**Coping
Plástico
Base CrCo**



**Hexagonal
EFF2104.38A**



**Dinâmico
EFF2104.38F**



**Link para
CAD/CAM**




**Hexagonal
EFF2104.38A**



**Dinâmico
EFF2104.38F**



**Link para
CAD/CAM
TiBase**




**Hexagonal
EFF2104.38A**




**Dinâmico
EFF2104.38F**





Para qual componente
você precisa do parafuso?



Pronto! você já sabe o componente,
agora escolha o parafuso com
o encaixe correspondente
da chave de sua preferência



Legal!
Aqui você verifica
o torque certo
do parafuso



**Coping
Plástico**



**Hexagonal
EFF2101.01A.SAE**
(para h4.6mm)




EST
ESTHETICONE



**Coping
Plástico
Base CrCo**



**Hexagonal
EFF2101.01A.SAE**
(para h4.6mm)



**Link para
CAD/CAM
TiBase**



**Hexagonal
EFF2101.01A.SAE**
(para h4.6mm)





ENTRE EM CONTATO PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS PARAFUSOS, ÉM

 (11) 3059-2200

 www.efdental.com.br

 @efdental

MKT8.1

EFF DENTAL_MANUAL DE SELEÇÃO DE PARAFUSOS EFF DENTAL_Rev01_DATA: 15/09/2023

Todos os direitos reservados. EFF Dental, o logotipo da EFF Dental e todas as outras marcas comerciais utilizadas nesse documento são, caso não exista nenhuma declaração adicional ou caso isso não seja evidente pelo contexto de determinados casos, marcas comerciais da EFF Dental. As imagens de produtos não estão necessariamente em escala. Alguns produtos podem não estar aprovados/liberados pelo órgão regulador em todos os mercados. Por favor, entre em contato com o escritório de vendas locais da EFF Dental para mais informações sobre disponibilidade do produto.