

Soluções *Premium*



**EEEEE<sup>®</sup>**

**DENTAL COMPONENTES**



Exporta para o exterior desde 2011.

**Aperfeiçoando tecnologias**



# Arte de facilitar o seu dia a dia!

Há 12 anos nasce a EFF Dental, empresa fundada por odontólogos que viram a necessidade de oferecer aos seus colegas de profissão, soluções de alta performance, tecnologia e atendimento humanizado em 1 só lugar.

Atualmente a EFF Dental é a primeira empresa totalmente Brasileira 100% Digital que oferece ao mercado odontológico um fluxo de trabalho completo, preciso, rápido, moderno e confortável, contribuindo para a excelência dos resultados finais dos seus casos.

Além disso, o mercado conta com desenvolvimentos de soluções únicas em componentes analógicos, instrumentais e kits, pensadas sempre em facilitar os procedimentos nas clínicas e laboratórios.

Obrigado por fazer parte da história da EFF Dental.

## Diretor

Flavio Rosa de Oliveira  
CROSP-CD 90026



## Controle em todos os processos

A EFF Dental tem o compromisso de oferecer sempre o melhor para os seus clientes, e para isso, se preocupa com a qualidade da produção desde o momento do armazenamento da matéria prima até a embalagem final, garantindo a rastreabilidade para o cliente.



## Entenda o que significa cada certificado

A EFF Dental possui certificações anualmente processadas pelos principais órgãos certificadores nacionais e internacionais e todo ano, auditores alemães visitam a EFF Dental para analisar os processos da fábrica.



Certificado de Boas Práticas Anvisa



ISO13485 Certificação Médica Internacional  
ISO9001 Certificação Administrativa de Processos




Certificado da Comunidade Européia


## Controle de Qualidade

A EFF Dental tem o compromisso de oferecer alto controle de qualidade para que você ofereça a seus pacientes segurança.

## Controle de Adaptação



\* Adaptação do pilar cimentável EFF Dental, realizada em MEV



\* Imagem em MEV da adaptação entre o pilar protético da EFF Dental e o implante.




## Controle de Fadiga

### Ensaio Estáticos

Os dados e gráficos abaixo demonstram os resultados obtidos dos ensaios estáticos e as curvas de força versus deslocamento.

Amostra	Carga Máxima (N)
MET140232 - 1	621,10
MET140232 - 2	601,05
MET140232 - 3	611,07
MET140232 - 4	567,89
MET140232 - 5	548,51
<b>Média</b>	<b>589,92</b>
<b>Desvio Padrão</b>	<b>30,59</b>


\* Tabela - Os componentes da EFF Dental aguentaram uma carga média de 589,92N



\* Figura - xCurva de ensaio estático


### Ensaio Dinâmicos

A figura abaixo contém a curva de carga versus número de ciclos, onde se verifica que a resistência à fadiga corresponde a 30% (176,98N) da carga de referência (589,92N).



\* Figura - Curva SxN do ensaio de fadiga

\* Fonte CCDM - Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais, 04/2014



\* Figura - Ilustração da montagem do ensaio - equipamento EMIC modelo DL1000, segundo instrução do IMP 320 e norma ISO14801: 2007

## S.M.P. (Sistema Multi Plataforma)

Para melhor compreender a sistemática e características das soluções oferecidas pela EFF Dental, foi desenvolvido o Sistema Multi Plataforma, uma terminologia única que simplifica a identificação dos mais de 120 sistemas do mercado comercializados.

O S.M.P. é uma sequência de Letra e Números, sendo que cada letra representa um sistema e os números, a conexão e a plataforma do implante.

Exemplo: J3.4


J: representa a aplicação da marca Straumann®

3: representa o tipo de conexão do implante. Neste caso Morse

4: representa o diâmetro da plataforma protética do implante. Neste caso Ø4.1.

E para otimizar o seu dia a dia no consultório e laboratório em que a seleção de produtos para o tratamento pode demandar tempo, identificamos em todos os nossos materiais impressos, bibliotecas e componentes, o S.M.P. do sistema utilizado.

Confira onde encontrar o Sistema Multi Plataforma nos nossos materiais.



Sistema Multi Plataformã®



No manual S.M.P.



No catálogo de produto



Nas bibliotecas




Na etiqueta




Componente

\*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.


## CONEXÃO CONE MORSE

Aplicação	Especificação		Implante	Plataforma Protética	Página
Nobel Biocare®		K3.1	∅3.0	∅3.0	10
Nobel Biocare®	NP	K3.2	∅3.5	∅3.5	11
Nobel Biocare®	RP	K3.3	∅4.3/5.0	∅3.9	12
Nobel Biocare®	WP	K3.5	∅5.5	∅5.5	13
Straumann®	RN	J3.1	∅3.3/4.1/4.8	∅4.8	14
Straumann®	WN	J3.2	∅4.8	∅6.5	15
Straumann®	SC	J3.5	∅2.9	∅2.9	16
Straumann®	NC	J3.3	∅3.3	∅3.3	17
Straumann®	RC	J3.4	∅4.1/4.8	∅4.1	18
Straumann®	RB	J3.6	∅3.5	∅3.5/3.75/4.0/4.5	20
Straumann®	WB	J3.7	∅4.5	∅3.5/3.75/4.0/4.5/5.0/5.5/6.5	21
Straumann®	NT	J3.9	∅3.75/4.5	∅3.5	22
Straumann®	RT	J3.10	∅3.75/4.5	∅4.8	22
Straumann®	WT	J3.11	∅3.75/4.5	∅6.5	22
Straumann®	Pilar Synocta®	SYRN/SYWN		∅4.1/4.8/6.5	24
Straumann®	Pilar SRA®/MultiBase®	SRA/MB		∅3.5/4.5/4.6	25
Neodent®	CM	A3.1	∅3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	∅3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	26 27
Neodent®	EGM	A3.2	∅3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	∅3.0	28 29
Neodent®	Pilar GM/Micro/GT	PGM/MPGM/MPGT		∅3.5/4.8	30 31
MIS®	C1 Narrow	T3.1	∅3.3	∅3.3	32
MIS®	V3 Narrow	T3.2	∅3.3	∅3.3	33
MIS®	C1/V3 Standard	T3.3	∅3.75/3.9/4.2/4.3	∅3.75/3.9/4.2/4.3	34
Plenum®	SL	Y3.1	∅3.0	∅3.0	36
Plenum®	RE	Y3.2	∅3.5	∅3.5	36
Bionnovation®	BioMorse	U3.1	∅3.5/5.0	∅3.5	37
Implacil®	Due Cone/Maestro	D3.1	∅3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	∅4.8	38
TitaniumFix®	BlackFix®	Q3.1	∅3.5/4.0	∅3.3/4.5	39
SignoVinces®	Duocon® Infra®	Q3.1	∅3.3/3.8/4.6	∅4.0	39
SignoVinces®	Duocon®	Q3.2	∅3.8/4.6/5.5	∅4.5	40
Astra Tech®	Osseospeed®	Q3.1	∅3.5/4.0	∅3.3/4.5	39
Astra Tech®	Osseospeed®	Q3.2	∅4.5/5.0	∅4.5/5.0	40
Astra Tech®	EV	Q3.3	∅3.6	∅3.6	40
Astra Tech®	EV	Q3.4	∅4.2	∅4.2	41
Astra Tech®	EV	Q3.5	∅4.8	∅4.8	41
Astra Tech®	EV	Q3.6	∅5.4	∅5.4	42
Conexão®	Flash Morse	K3.2	∅3.5/3.75/4.0/5.0	∅3.5/4.0	11
Derig®	CMH	K3.2	∅3.5/3.75/4.0/5.0	∅3.5/4.0	11
Zimmer®	Swiss Plus	J3.1	∅3.3/4.1/4.8	∅3.5	14
Lifecor®		J3.1	∅3.3/4.1/4.8	∅4.8	14
Globtek®		J3.1	∅3.3/4.1/4.8	∅4.8	14
TitaniumFix®		J3.1	∅3.3/4.1/4.8	∅4.8	14
Biomet3i™		J3.1	∅3.3/4.1/4.8	∅4.8	14
Derig®	CMI	J3.3	∅3.3	∅3.3	17
SIN®	Unitite®	A3.1	∅3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	∅4.8	26 27
Intraoss®		A3.1	∅3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	∅3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	26 27
Pross®		A3.1	∅3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	∅3.3/4.5	26 27
Dentoflex®		A3.1	∅3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	∅3.3/4.5	26 27
KOPP®		A3.1	∅3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	∅3.3/4.5	26 27
INP®		A3.1	∅3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	∅3.3/4.5	26 27
DSP®		A3.1	∅3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	∅3.3/4.5	26 27
Systhex®	Avant	A3.1	∅3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	∅3.3/4.5	26 27
Conexão®	Flash Fit®	A3.1	∅3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	∅3.3/4.5	26 27
Enfils®	Colosso ECI	U3.1	∅3.5/4.0/5.0	∅3.5/4.0/5.0	37
Medens®		U3.1	∅3.5/4.0/5.0	∅3.5/4.0/5.0	37
OBL®	Bonetite	U3.1	∅3.25/4.0/5.0	∅3.25/4.0/5.0	37
Biomet3i™	Bonelike	U3.1	∅3.25/4.0/5.0	∅3.25/4.0/5.0	37
Systhex®	Attract	U3.1	∅3.5/4.0/5.0	∅3.5/4.0/5.0	37

## CONEXÃO INTERNA


Aplicação	Especificação		Implante	Plataforma Protética	Página
Nobel Biocare®	NP	K2.1	∅3.5	∅3.5	44
Nobel Biocare®	RP	K2.2	∅4.3	∅4.3	45
Implacil®	Universal II /Maestro	D2.1	∅3.3/3.5	∅3.5	46
Implacil®	Universal II	D2.2	∅3.75/4.3	∅4.0	47
Dentoflex®		G2.1	∅3.25	∅3.25	48
Dentoflex®		G2.2	∅3.5	∅3.5	48
Dentoflex®		G2.3	∅3.75	∅3.75	48
Camlog®		P2.1	∅3.3	∅3.3	50
Camlog®		P2.2	∅3.8	∅3.8	50
Camlog®		P2.3	∅4.3	∅4.3	51
Camlog®		P2.4	∅5.0	∅5.0	51
Camlog®		P2.5	∅6.0	∅6.0	52
Serson Baumer®	Implus®	X2.1	∅3.5/5.0	∅4.0	53
Conexão®		C2.1	∅3.75/4.0/4.3/5.0	∅4.1/4.3/5.0/6.0	54
Titanium Fix®		E2.1	∅4.1/5.1	∅3.75/5.0	55
Biomet 3i™	Certain®	L2.2	∅4.0	∅4.1	56
Derig®	Tri NP	K2.1	∅3.5	∅3.5	44
Derig®	Tri NP e WP	K2.2	∅4.3	∅4.3	45
Diamond®		D2.1	∅3.3/3.5	∅3.5	46
Diamond®		D2.2	∅3.75/4.3	∅4.0	47
INP®		C2.1	∅3.75/4.0/4.3/5.0	∅4.1/4.3/5.0/6.0	54

## CONEXÃO EXTERNA

Aplicação	Especificação		Implante	Plataforma Protética	Página
Nobel Biocare®	RP	K1.2	ø3.75/4.1	ø4.1	58
Neodent®		A1.1	ø3.3/3.5	ø3.3	59
Implacil®		D1.1	ø3.3	ø3.3	60
TitaniumFix®		E1.1	ø3.3	ø3.3	61
Neodent®		K1.2	ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	ø4.1	58
SIN®		K1.2	ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	ø4.1	58
Conexão®		K1.2	ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	ø4.1	58
Restore®		K1.2	ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	ø4.1	58
Intraoss®		K1.2	ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	ø4.1	58
DSP®		K1.2	ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	ø4.1	58
MIS®		K1.2	ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	ø4.1	58
INP®		K1.2	ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	ø4.1	58
Implacil®		K1.2	ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	ø4.1	58
Systhex®		K1.2	ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	ø4.1	58
Biomet 3i™		K1.2	ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	ø4.1	58
Conexão®		A1.1	ø3.3/3.5	ø3.3	59
Restore®		A1.1	ø3.3/3.5	ø3.3	59
Bionnovation® (até 2021)		A1.1	ø3.3/3.5	ø3.3	59




## PILARES INTERMEDIÁRIOS

Aplicação	Especificação		Plataforma Protética	Página
Straumann®	Pilar Synocta®	SYRN/SYWN	ø4.1/4.8/6.5	24
Straumann®	Pilar SRA®/MultiBase®	SRA/MB	ø3.5/4.5/4.6	25
Neodent®	Pilar GM/Micro/GT	PGM/MPGM/MPGT	ø3.5/4.8	30 31
Mini Pilar	Regular/Larga	M.P./M.P.L.1	ø4.8	62
Esthetione		EONE	ø3.8	63

## CHAVES | ESTOJOS

	Página
Chaves Digitais	64 65
Chaves para Torquímetro	66 67
Kit Protético All in One Full	68
Kit Protético All in One	68
Kit Protético Easy	68
Kit Protético Técnico Dental	68
Kit Indexação (Cone Morse, Hexágono Interno, Hexágono Externo e Pilar Intermediário)	69
Kit Scan Intraoral	69
Kit EndoGuiada	69



## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 15



**Cicatrizador**  
EFF 105 . 15A cinta 3.0mm  
EFF 105 . 15B cinta 5.0mm  
EFF 105 . 15C cinta 7.0mm



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 15A . CJ



**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 15B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 15




**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 15A  
Rotacional  
EFF 405 . 15B



Parafuso Unigrip  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 06C



**Prov. EVOLUTION**  
EFF 6405 . 15A . 1 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 6405 . 15A . 2 . CJ cinta 2.5mm  
EFF 6405 . 15A . 3 . CJ cinta 3.5mm



Parafuso Unigrip  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 06C



**Ucla Plástica  
base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 15A . CJ  
Rotacional  
EFF 805 . 15B . CJ



Parafuso Unigrip  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 06C

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



Torque 10Ncm

**Mini Pilar Reto**  
EFF 1105 . 15A . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 15B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 15C . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 15D . CJ cinta 4.5mm



Torque 10Ncm

**EsthetiOne**  
EFF 905 . 15A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 15B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 15C . CJ cinta 3.0mm

\* Componentes para Mini Pilar na página 62.  
\* Componentes para EsthetiOne na página 63.

## Componentes para CAD/CAM




**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 15A . P . CJ



**Scan-Body  
Small**  
EFF 9700 . 1A



**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Small/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 15A . 1 . Scinta 1.5mm  
EFF 6805 . 15A . 2 . Scinta 2.5mm  
EFF 6805 . 15A . 3 . Scinta 3.5mm



Parafuso Unigrip  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 06C



**Link Dinâmico**  
EFF 6805 . 15A . 1 . D cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 15A . 2 . D cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 15A . 3 . D cinta 3.5mm



Parafuso Unigrip  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 06C



**Coping Plástico  
p/ Link  
Small**  
EFF 735 . 01




**Análogo Link  
Small**  
EFF 330 . 01 . 15



**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 01A



**Interface  
para Zircônia**  
EFF 6905 . 15A



Parafuso Unigrip  
para Zircônia  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 07C



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 15A . T  
EFF 1505 . 15A . C




Parafuso Unigrip  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 06C



# Componentes para Implantes Conical Connection® Ø3.5



## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 06



**Cicatrizador**  
Perfil Reto Ø3.50mm  
EFF 105 . 06A cinta 3.0mm  
EFF 105 . 06B cinta 5.0mm  
EFF 105 . 06C cinta 7.0mm  
Perfil Divergente Ø5.0mm  
EFF 105 . 06 . 6A cinta 3.0mm  
EFF 105 . 06 . 6B cinta 5.0mm  
EFF 105 . 06 . 6C cinta 7.0mm



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
Anti Rotacional  
EFF 205 . 06A . CJ  
Rotacional  
EFF 205 . 06A . 1 . CJ



**Transfer  
Moldeira Fechada**  
Anti Rotacional  
EFF 205 . 06B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 06



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 06A cinta 1.5mm  
EFF 405 . 06A . 1 cinta 2.5mm  
EFF 405 . 06A . 2 cinta 3.5mm  
Rotacional  
EFF 405 . 06B



Parafuso Unigrip  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 02C



Parafuso 360°  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 02F



**Prov. EVOLUTION**  
EFF 6405 . 06A . 4 . CJ cinta 0.5mm  
EFF 6405 . 06A . 1 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 6405 . 06A . 2 . CJ cinta 2.5mm  
EFF 6405 . 06A . 3 . CJ cinta 3.5mm



Parafuso Unigrip  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 02C




Parafuso 360°  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 02F



**Ucla Plástica  
base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 06A . CJ cinta 1.5mm  
EFF 805 . 06A . 1 . CJ cinta 2.5mm  
EFF 805 . 06A . 2 . CJ cinta 3.5mm  
Rotacional  
EFF 805 . 06B . CJ



Parafuso Unigrip  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 02C



Parafuso 360°  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 02F

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



**Mini Pilar Reto**  
EFF 1105 . 06A . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 06B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 06C . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 06D . CJ cinta 4.5mm  
Torque 20Ncm



**Mini Pilar Angulado  
17°**  
EFF 1105 . 06 . 1A . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 06 . 1B . CJ cinta 3.5mm  
30°  
EFF 1105 . 06 . 2A . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 06 . 2B . CJ cinta 4.5mm  
Torque 20Ncm



**Pilar Bola**  
EFF 1705 . 06A cinta 1.5mm  
EFF 1705 . 06B cinta 2.5mm  
EFF 1705 . 06C cinta 3.5mm  
Torque 20Ncm



**EsthetiOne**  
EFF 905 . 06A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 06B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 06C . CJ cinta 3.0mm  
Torque 20Ncm

\* Componentes para Mini Pilar na página 62.  
\* Componentes para EsthetiOne na página 63.

## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 06A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A  
Small  
EFF 9700 . 1A




**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Large/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 06A . 4 . D cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 06A . 1 . D cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 06A . 2 . D cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 06A . 3 . D cinta 3.5mm  
Small/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 06A . 1 . S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 06A . 2 . S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 06A . 3 . S cinta 3.5mm  
Large/Rotacional  
EFF 6805 . 06B . 1 . D cinta 0.5mm



Parafuso Unigrip  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 02C




Parafuso 360°  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 02F



**Link Dinâmico**  
Large/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 06A . 4 . D cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 06A . 1 . D cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 06A . 2 . D cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 06A . 3 . D cinta 3.5mm



Parafuso Unigrip  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 02C



Parafuso 360°  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 02F



**Coping Plástico  
p/ Link**  
Large  
EFF 735 . 01A  
Small  
EFF 735 . 01



**AnálogoLink**  
Large  
EFF EFF 330 . 01 . 1L  
Small  
EFF EFF 330 . 01 . 1S



**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 01A




**Interface  
para Zircônia**  
EFF 6905 . 06A




Parafuso Unigrip  
para Zircônia  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 08C



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 06A . T  
EFF 1505 . 06A . C



Parafuso Unigrip  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 02C



Parafuso 360°  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 02F

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.


\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.


\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.



Sob Encomenda



## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 07



**Cicatrizador**  
Perfil Reto Ø4.3mm  
EFF 105 . 07A cinta 3.0mm  
EFF 105 . 07B cinta 5.0mm  
EFF 105 . 07C cinta 7.0mm  
Perfil Divergente Ø5.0mm  
EFF 105 . 07 . 6A cinta 3.0mm  
EFF 105 . 07 . 6B cinta 5.0mm  
EFF 105 . 07 . 6C cinta 7.0mm



**Transfer Moldeira Aberta**  
Anti Rotacional  
EFF 205 . 07A . CJ  
Rotacional  
EFF 205 . 07A . 1 . CJ




**Transfer Moldeira Fechada**  
Anti Rotacional  
EFF 205 . 07B . CJ




**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 07



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 07A cinta 1.5mm  
EFF 405 . 07A . 1 cinta 2.5mm  
EFF 405 . 07A . 2 cinta 3.5mm  
Rotacional  
EFF 405 . 07B



Parafuso Unigrip  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 15C




Parafuso 360°  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 15F



**Prov. EVOLUTION**  
EFF 6405 . 07A . 4 . CJ cinta 0.5mm  
EFF 6405 . 07A . 1 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 6405 . 07A . 2 . CJ cinta 2.5mm  
EFF 6405 . 07A . 3 . CJ cinta 3.5mm



Parafuso Unigrip  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 15C




Parafuso 360°  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 15F



**Ucla Plástica base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 07A . CJ cinta 1.5mm  
EFF 805 . 07A . 1 . CJ cinta 2.5mm  
EFF 805 . 07A . 2 . CJ cinta 3.5mm  
Rotacional  
EFF 805 . 07B . CJ



Parafuso Unigrip  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 15C



Parafuso 360°  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 15F

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



**Mini Pilar Reto**  
EFF 1105 . 07A . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 07B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 07C . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 07D . CJ cinta 4.5mm

Torque 32Ncm



**Mini Pilar Angulado**  
17°  
EFF 1105 . 07 . 1A . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 07 . 1B . CJ cinta 3.5mm  
30°  
EFF 1105 . 07 . 2A . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 07 . 2B . CJ cinta 4.5mm

Torque 32Ncm



**Pilar Bola**  
EFF 1705 . 07A cinta 1.5mm  
EFF 1705 . 07B cinta 2.5mm  
EFF 1705 . 07C cinta 3.5mm

Torque 32Ncm



**EsthetiOne**  
EFF 905 . 07A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 07B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 07C . CJ cinta 3.0mm

Torque 32Ncm

\* Componentes para Mini Pilar na página 62.  
\* Componentes para EsthetiOne na página 63.

## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 07A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM TiBase**  
Large/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 07A . 4 cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 07A . 1 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 07A . 2 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 07A . 3 cinta 3.5mm



**Link Dinâmico**  
Large/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 07A . 4 . D cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 07A . 1 . D cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 07A . 2 . D cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 07A . 3 . D cinta 3.5mm



**Coping Plástico p/ Link**  
Large  
EFF 735 . 01A




**AnálogoLink Large**  
EFF 330 . 01 . 1L




**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 04A




**Interface para Zircônia**  
EFF 6905 . 07A




Parafuso Unigrip para Zircônia  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 13C




Parafuso Unigrip  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 15C



Parafuso 360°  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 15F




Parafuso Unigrip  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 15C




Parafuso 360°  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 15F



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 07A . T  
EFF 1505 . 07A . C



Parafuso Unigrip  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 15C



Parafuso 360°  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 15F



Rosca Interna  
Ø2.00  
Plataforma  
Ø5.50  
Implante  
Ø5.50

# Componentes para Implantes Conical Connection® Ø5.5 - WP



K3.5

## Linha completa



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 30A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 30



**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Large/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 30A . 1




**Link Dinâmico**  
Large/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 30A . 1 . D




**Coping Plástico  
p/ Link**  
Large  
EFF 735 . 01A




**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 04 . 1L



Parafuso Unigrip  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 15C



Parafuso 360°  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 15F



Parafuso Unigrip  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 15C




Parafuso 360°  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 15F



Sob Encomenda

\* Os produtos indicados com © são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.  
\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.



## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 01



**Cicatrizador**  
EFF 105 . 01A cinta 1.5mm  
EFF 105 . 01B cinta 2.0mm  
EFF 105 . 01C cinta 3.0mm  
EFF 105 . 01D cinta 4.0mm  
EFF 105 . 01E cinta 6.0mm



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 01A . CJ



**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 01B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 01



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 01A  
Rotacional  
EFF 405 . 01B



**Prov. EVOLUTION**  
EFF 6405 . 01A . CJ



**Pilar Cimentado**  
EFF 505 . 01 . 1 . CJ  
altura 5.5mm



**Ucla Plástica  
base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 01A . CJ  
Rotacional  
EFF 805 . 01B . CJ



## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



**Pilar Syno**  
EFF 1105 . 01 . CJ

Torque 32Ncm



**Mini Pilar Angulado  
17°**  
EFF 1105 . 01 . 1A . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1105 . 01 . 1B . CJ cinta 3.0mm  
30°  
EFF 1105 . 01 . 2A . CJ cinta 3.0mm

Torque 32Ncm



**Pilar Bola**  
EFF 1705 . 01  
cinta 2.0mm

Torque 32Ncm

\* Componentes para Mini Pilar Synocta® consultar página 24.

## Componentes para CAD/CAM




**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 01A . P . CJ



**Scan-Body  
Large**  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM  
TiBase  
Large**  
EFF 6805 . 01A . 1



**Link para CAD/CAM  
Perfect Base**  
EFF 6805 . 01A . P



**AnálogoLink  
Large**  
EFF 330 . 03 . 1L




**Coping Plástico  
p/ Link TiBase  
Large**  
EFF 735 . 01A




**Coping Plástico  
p/ Perfect Base**  
EFF 725 . 01



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 01A . T  
EFF 1505 . 01A . C





Rosca Interna  
Ø2.00  
Plataforma  
Ø6.50  
Implante  
Ø4.80

# Componentes para Implantes Cone Morse Ø6.5 - WN



J3.2

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 02



**Cicatrizador**  
EFF 105 . 02A cinta 1.5mm  
EFF 105 . 02B cinta 2.0mm  
EFF 105 . 02C cinta 3.0mm  
EFF 105 . 02D cinta 4.0mm  
EFF 105 . 02E cinta 6.0mm



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 02A . CJ




**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 02B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 02



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 02A  
Rotacional  
EFF 405 . 02B



Parafuso Torx  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 17D  
C/AR




EFF 2104 . 11D  
S/AR



PEEK

**Prov. EVOLUTION**

EFF 6405 . 02A . CJ



Parafuso Torx  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 17D  
C/AR



**Pilar Cimentado**  
EFF 505 . 02 . 1 . CJ  
altura 5.5mm



**Ucla Plástica  
base CrCo**

Anti Rotacional  
EFF 805 . 02A . CJ  
Rotacional  
EFF 805 . 02B . CJ



Parafuso Torx  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 17D  
C/AR



EFF 2104 . 11D  
S/AR

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



**Pilar SynO**  
EFF 1105 . 02 . CJ

Torque 32Ncm

\* Componentes para Mini Pilar Synocta® consultar página 24.

## Componentes para CAD/CAM




**Scan Intraoral  
(Switching)**  
EFF 9205 . 01A . P . CJ



**Scan-Body  
Large**  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM  
TiBase  
Large**  
EFF 6805 . 02A . 1



Parafuso Torx  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 17D



**Link para CAD/CAM  
Perfect Base**  
EFF 6805 . 02A . P



Parafuso Torx  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 19D




**Análogo Link  
Large**  
EFF 330 . 05 . 1L



**Coping Plástico  
p/ Link TiBase  
Large**  
EFF 735 . 01A



**Coping Plástico  
p/ Perfect Base**  
EFF 725 . 02



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 02A . T  
EFF 1505 . 02A . C



Parafuso Torx  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 17D




Sob Encomenda

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.



## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 28



**Cicatrizador**  
EFF 105 . 28A . CJ cinta 2.0mm  
EFF 105 . 28B . CJ cinta 3.5mm  
EFF 105 . 28C . CJ cinta 5.0mm  
EFF 105 . 28D . CJ cinta 6.5mm



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 28A . CJ



**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 28B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 28



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 28A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 405 . 28A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 405 . 28A . 3 cinta 3.0mm



Parafuso Torx  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 13D



**Prov. EVOLUTION**  
EFF 6405 . 28A . 1 . CJ cinta 1.0mm  
EFF 6405 . 28A . 2 . CJ cinta 2.0mm  
EFF 6405 . 28A . 3 . CJ cinta 3.0mm



Parafuso Torx  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 13D



**Ucla Plástica  
base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 28A . 1 . CJ cinta 1.0mm  
EFF 805 . 28A . 2 . CJ cinta 2.0mm  
EFF 805 . 28A . 3 . CJ cinta 3.0mm



Parafuso Torx  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 13D

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



Torque 10Ncm

**Mini Pilar Reto**  
EFF 1105 . 28A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 28B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1105 . 28C . CJ cinta 3.0mm



Torque 10Ncm

**EsthetiOne**  
EFF 905 . 28A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 28B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 28C . CJ cinta 3.0mm

\* Componentes para Mini Pilar na página 62.  
\* Componentes para EsthetiOne na página 63.

## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 28A . P . CJ



**Scan-Body  
Small**  
EFF 9700 . 1A



**Link para CAD/CAM  
TiBase  
Small**  
EFF 6805 . 28A . 1S cinta 1.0mm  
EFF 6805 . 28A . 2S cinta 2.0mm  
EFF 6805 . 28A . 3S cinta 3.0mm



Parafuso Torx  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 13D



**Coping Plástico  
p/ Link  
Small**  
EFF 735 . 01




**AnálogoLink  
Small**  
EFF 330 . 01 . 1S




**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 01A



**Interface  
para Zircônia**  
EFF 6905 . 28A



Parafuso Torx  
para Zircônia  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 15D



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 28A . T  
EFF 1505 . 28A . C



Parafuso Torx  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 13D


\* Os produtos indicados com © são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.





Rosca Interna  
Ø1.60  
Plataforma  
Ø3.30  
Implante  
Ø3.30

# Componentes para Implantes Cone Morse Ø3.3 - NC



J3.3

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 03



**Cicatrizador**  
Perfil Reto Ø3.30  
EFF 105 . 03A cinta 2.0mm  
EFF 105 . 03B cinta 4.0mm  
EFF 105 . 03C cinta 6.0mm  
Perfil Divergente Ø4.80  
EFF 105 . 03 . 1A cinta 2.0mm  
EFF 105 . 03 . 1B cinta 3.5mm  
EFF 105 . 03 . 1C cinta 5.0mm



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
Anti Rotacional  
EFF 205 . 03A . CJ  
Rotacional  
EFF 205 . 03A . 1 . CJ



**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 03B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 03



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 03A  
Rotacional  
EFF 405 . 03B



Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 11D  
EFF 2102 . 11F  
Parafuso 360°



**Prov. EVOLUTION**  
EFF 6405 . 03A . 1 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 6405 . 03A . 2 . CJ cinta 2.5mm  
EFF 6405 . 03A . 3 . CJ cinta 3.5mm



Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 11D  
EFF 2102 . 11F  
Parafuso 360°



**Ucla Plástica  
base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 03A . CJ  
Rotacional  
EFF 805 . 03B . CJ



Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 11D  
EFF 2102 . 11F  
Parafuso 360°

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



**Pilar SRA®**  
Perfil Ø3.50  
EFF 1105 . 03 . 3A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 03 . 3B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 03 . 3C . CJ cinta 4.0mm  
Perfil Ø4.60  
EFF 1105 . 03 . 4A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 03 . 4B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 03 . 4C . CJ cinta 4.0mm



**Pilar Angulado SRA®**  
Perfil Ø4.60  
**Lado A|17°**  
EFF 1105 . 03 . 4 . 1A . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 03 . 4 . 1B . CJ cinta 4.0mm  
**Lado A|30°**  
EFF 1105 . 03 . 4 . 2A . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 03 . 4 . 2B . CJ cinta 4.0mm  
**Lado B|17°**  
EFF 1105 . 03 . 5 . 1A . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 03 . 5 . 1B . CJ cinta 4.0mm  
**Lado B|30°**  
EFF 1105 . 03 . 5 . 2A . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 03 . 5 . 2B . CJ cinta 4.0mm



**Pilar Bola**  
EFF 1705 . 03A cinta 2.0mm  
EFF 1705 . 03B cinta 4.0mm



**EsthetiOne**  
EFF 905 . 03A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 03B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 03C . CJ cinta 3.0mm

\* Componentes para Mini Pilar SRA® | MBase consultar página 25.  
\* Componentes para EsthetiOne na página 63.

## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 03A . P . CJ



**Scan-Body  
Large**  
EFF 9700 . A  
Small  
EFF 9700 . 1A



**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Large  
EFF 6805 . 03A . 1 cinta 0.7mm  
EFF 6805 . 03A . 4 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 03A . 2 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 03A . 3 cinta 3.5mm  
Small  
EFF 6805 . 03A . 1S cinta 0.7mm  
EFF 6805 . 03A . 4S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 03A . 2S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 03A . 3S cinta 3.5mm



Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 11D  
EFF 2102 . 11F  
Parafuso 360°



**Link para CAD/CAM  
Perfect Base**  
EFF 6805 . 03A . P . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6805 . 03A . P . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6805 . 03A . P . 3 cinta 3.0mm



Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 11D  
EFF 2102 . 11F  
Parafuso 360°



**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 01 . 1L  
Small  
EFF 330 . 01 . 1S



**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 01A



**Interface  
para Zircônia**  
EFF 6905 . 03A



Parafuso Torx  
para Zircônia  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 05D



**Coping Plástico  
p/ Link TiBase**  
Large  
EFF 735 . 01A  
Small  
EFF 735 . 01



**Coping Plástico  
p/ Perfect Base**  
EFF 725 . 03



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 03A . T  
EFF 1505 . 03A . C



Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 11D  
EFF 2102 . 11F  
Parafuso 360°



**Sob encomenda**

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.

# Componentes para Implantes Cone Morse Ø4.1 - RC

SMP J3.4  
Sistema Multi-Platform



## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 04



**Cicatrizador**  
Perfil Reto Ø4.80  
EFF 105 . 04A cinta 2.0mm  
EFF 105 . 04B cinta 4.0mm  
EFF 105 . 04C cinta 6.0mm  
Perfil Divergente Ø6.00  
EFF 105 . 04 . 1A cinta 2.0mm  
EFF 105 . 04 . 1B cinta 4.0mm  
EFF 105 . 04 . 1C cinta 6.0mm



**Transfer Moldeira Aberta**  
Anti Rotacional  
EFF 205 . 04A . CJ  
Rotacional  
EFF 205 . 04A . 1 . CJ



**Transfer Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 04B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 04



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 04A  
Rotacional  
EFF 405 . 04B



**Prov. EVOLUTION**  
EFF 6405 . 04A . 1 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 6405 . 04A . 2 . CJ cinta 2.5mm  
EFF 6405 . 04A . 3 . CJ cinta 3.5mm



**Ucla Plástica base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 04A . CJ  
Rotacional  
EFF 805 . 04B . CJ



## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



**Pilar SRA®**  
EFF 1105 . 04 . 3A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 04 . 3B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 04 . 3C . CJ cinta 4.0mm  
Torque 20Ncm



**Pilar Angulado SRA®**  
Perfil Ø4.60  
**Lado A | 17°**  
EFF 1105 . 04 . 4 . 1A . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 04 . 4 . 1B . CJ cinta 4.0mm  
**Lado A | 30°**  
EFF 1105 . 04 . 4 . 2A . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 04 . 4 . 2B . CJ cinta 4.0mm  
**Lado B | 17°**  
EFF 1105 . 04 . 5 . 1A . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 04 . 5 . 1B . CJ cinta 4.0mm  
**Lado B | 30°**  
EFF 1105 . 04 . 5 . 2A . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 04 . 5 . 2B . CJ cinta 4.0mm



**Pilar Bola**  
EFF 1705 . 04A cinta 2.0mm  
EFF 1705 . 04B cinta 4.0mm  
Torque 20Ncm



**EsthetiOne**  
EFF 905 . 04A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 04B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 04C . CJ cinta 3.0mm  
Torque 20Ncm

\* Componentes para Mini Pilar SRA® | MBase consultar página 25.  
\* Componentes para EsthetiOne na página 63.

## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 04A . P . cCJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A  
Small  
EFF 9700 . 1A



**Link para CAD/CAM TiBase**  
Large  
EFF 6805 . 04A . 1 cinta 0.7mm  
EFF 6805 . 04A . 4 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 04A . 2 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 04A . 3 cinta 3.5mm  
Small  
EFF 6805 . 04A . 1S cinta 0.7mm  
EFF 6805 . 04A . 4S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 04A . 2S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 04A . 3S cinta 3.5mm



**Link para CAD/CAM Perfect Base**  
EFF 6805 . 04A . P . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6805 . 04A . P . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6805 . 04A . P . 3 cinta 3.0mm




**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 02 . 1L  
Small  
EFF 330 . 01 . 1S



**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 04A



**Interface para Zircônia**  
EFF 6905 . 04A



**Coping Plástico p/ Link**  
Large  
EFF 735 . 01A  
Small  
EFF 735 . 01



**Coping Plástico p/ Perfect Base**  
EFF 725 . 04



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 04A . T  
EFF 1505 . 04A . C  
Parafuso Torx Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 20D  
EFF 2102 . 11F  
Parafuso 360°

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.


\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.



# Fluxo de Trabalho PRÓTESE MÚLTIPLA

Dentista, mesmo sendo 100% digital, você possui total liberdade para escolher o melhor dos dois mundos.





Rosca Interna  
Ø1.60  
Plataforma  
Ø3.5/3.75  
4.0/4.5  
Implante  
Ø3.30

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 31



**Cicatrizador**

Perfil Ø4.0/h2.0mm  
EFF 105 . 31 . 1A . 1 cinta 1.5mm  
EFF 105 . 31 . 1B . 1 cinta 2.5mm  
EFF 105 . 31 . 1C . 1 cinta 3.5mm  
Perfil Ø4.0/h4.0mm  
EFF 105 . 31 . 1A . 2 cinta 1.5mm  
EFF 105 . 31 . 1B . 2 cinta 2.5mm  
EFF 105 . 31 . 1C . 2 cinta 3.5mm

Perfil Ø5.0/h2.0mm  
EFF 105 . 31 . 2A . 1 cinta 1.5mm  
EFF 105 . 31 . 2B . 1 cinta 2.5mm  
EFF 105 . 31 . 2C . 1 cinta 3.5mm  
Perfil Ø5.0/h4.0mm  
EFF 105 . 31 . 2A . 2 cinta 1.5mm  
EFF 105 . 31 . 2B . 2 cinta 2.5mm  
EFF 105 . 31 . 2C . 2 cinta 3.5mm



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 31A . CJ



**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 31B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 31



**Munhão Provisório para RB/WB**

Anti Rotacional  
Perfil Ø3.8mm  
EFF 405 . 31A . 1 . 1 cinta 1.5mm  
EFF 405 . 31A . 1 . 2 cinta 2.5mm  
EFF 405 . 31A . 1 . 3 cinta 3.5mm  
Perfil Ø4.5mm  
EFF 405 . 31A . 2 . 1 cinta 1.5mm  
EFF 405 . 31A . 2 . 2 cinta 2.5mm  
EFF 405 . 31A . 2 . 3 cinta 3.5mm

Rotacional  
Perfil Ø4.5mm  
EFF 405 . 32B . 2 . 1 cinta 1.5mm



Parafuso Torx  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 45D



**Prov. EVOLUTION**

EFF 6405 . 31A . 1 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 6405 . 31A . 2 . CJ cinta 2.5mm  
EFF 6405 . 31A . 3 . CJ cinta 3.5mm



Parafuso Torx  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 45D



**Munhão Cimentável  
para RB/WB**

Reto  
EFF 505 . 31 . 1 cinta 2.5mm  
EFF 505 . 31 . 2 cinta 3.5mm  
Angulado 17°  
EFF 505 . 31 . 1A cinta 2.5mm  
EFF 505 . 31 . 2A cinta 3.5mm



**Ucla Plástica  
base CrCo para RB/WB**

Anti Rotacional  
EFF 805 . 31A . 1 . CJ  
Rotacional  
EFF 805 . 31B . 1 . CJ



Parafuso Torx  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 45D

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



**Pilar Reto SRA®  
para RB/WB**

EFF 1105 . 31 . 4A . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 31 . 4B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 31 . 4C . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 31 . 4D . CJ cinta 4.5mm

Torque 20Ncm



**Pilar Angulado SRA® para RB/WB**

Perfil Ø4.5mm  
17°  
EFF 1105 . 31 . 1 . 1A . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 31 . 1 . 1B . CJ cinta 4.5mm  
EFF 1105 . 31 . 1 . 1C . CJ cinta 5.5mm  
30°  
EFF 1105 . 31 . 1 . 2A . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 31 . 1 . 2B . CJ cinta 4.5mm  
EFF 1105 . 31 . 1 . 2C . CJ cinta 5.5mm

Torque 20 Ncm



**EsthetiOne para RB/WB**

EFF 905 . 31A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 31B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 31C . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

\* Componentes para Mini Pilar SRA® | MBase consultar página 25.  
\* Componentes para EsthetiOne na página 63.

## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 31A . P . CJ




**Scan-Body  
Large**  
EFF 9700 . A  
Small  
EFF 9700 . 1A



**Link para CAD/CAM  
para RB/WB TiBase**

Large  
Perfil Ø4.4/h4.7mm  
EFF 6805 . 31 . 3A . 1 cinta 0.75mm  
EFF 6805 . 31 . 3B . 1 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 31 . 3C . 1 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 31 . 3D . 1 cinta 3.5mm  
Small  
Perfil Ø3.8/h4.7mm  
EFF 6805 . 31 . 3A . 1S cinta 0.75mm  
EFF 6805 . 31 . 3B . 1S cinta 1.5mm




Parafuso Torx  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 45D



**Link para CAD/CAM  
para RB/WB PerfectBase**

Perfil Ø3.8/h5.5mm  
EFF 6805 . 31 . 1A . 3 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 31 . 1B . 3 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 31 . 1C . 3 cinta 3.5mm  
Perfil Ø4.5/h5.5mm  
EFF 6805 . 31 . 2A . 3 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 31 . 2B . 3 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 31 . 2C . 3 cinta 3.5mm



Parafuso Torx  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 45D




**Análogo Link  
Large**  
EFF 330 . 01 . 1L  
Small  
EFF 330 . 01 . 1S



**Munhão de Zircônia®**  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 04A



**Interface  
para Zircônia**  
EFF 6905 . 31A



Parafuso Torx  
para Zircônia  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 47D



**Coping Plástico p/ Link**  
Large  
EFF 735 . 01A  
Small  
EFF 735 . 01




**Coping Plástico p/ Perfect Base  
para RB/WB**  
Perfil Ø3.3mm  
EFF 725 . 05  
Perfil Ø4.5mm  
EFF 725 . 06



**Abut. Rollings®**  
EFF 1505 . 31A . T  
EFF 1505 . 31A . C



Parafuso Torx  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 45D



Rosca Interna  
Ø1.60  
Plataforma  
Ø3.5/3.75/4.0  
4.5/5.0/5.5/6.0  
Implante  
Ø4.50

# Componentes para Implantes

## Cone Morse Ø3.5/3.75/4.0/4.5 5.0/5.5/6.5 - WB



J3.7

Sistema Multi-Prototípico

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 32



**Cicatrizador**  
Perfil Ø5.0/h2.0mm  
EFF 105 . 33 . 1A . 1 cinta 0.75mm  
EFF 105 . 33 . 1B . 1 cinta 1.5mm  
Perfil Ø5.0/h4.0mm  
EFF 105 . 33 . 1A . 2 cinta 0.75mm  
EFF 105 . 33 . 1B . 2 cinta 1.5mm



**Transfer**  
**Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 32A . CJ



**Transfer**  
**Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 32B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 32



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
Perfil Ø5.0mm  
EFF 405 . 33A . 1 . 4 cinta 0.75mm  
EFF 405 . 33A . 1 . 1 cinta 1.5mm



Parafuso Torx  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 45D



**Prov. EVOLUTION**  
EFF 6405 . 33A . 1 . CJ cinta 1.5mm



Parafuso Torx  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 45D



**Ucla Plástica**  
**base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 32A . 2 . CJ  
Rotacional  
EFF 805 . 32B . 2 . CJ



Parafuso Torx  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 45D

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



Torque 20Ncm

**Pilar Reto SRA®**  
**para RB/WB**  
EFF 1105 . 31 . 4A . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 31 . 4B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 31 . 4C . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 31 . 4D . CJ cinta 4.5mm



Torque 20 Ncm

**Pilar Angulado SRA® para RB/WB**  
Perfil Ø4.5mm  
17°  
EFF 1105 . 31 . 1 . 1A . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 31 . 1 . 1B . CJ cinta 4.5mm  
EFF 1105 . 31 . 1 . 1C . CJ cinta 5.5mm  
30°  
EFF 1105 . 31 . 1 . 2A . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 31 . 1 . 2B . CJ cinta 4.5mm  
EFF 1105 . 31 . 1 . 2C . CJ cinta 5.5mm



Torque 20Ncm

**EsthetiOne para RB/WB**  
EFF 905 . 31A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 31B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 31C . CJ cinta 3.0mm

\* Componentes para Mini Pilar SRA® | MBase consultar página 25.  
\* Componentes para EsthetiOne na página 63.

## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 31A . P . CJ




**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM**  
**para RB/WB TiBase**  
Perfil Ø5.5/h4.7mm  
Large  
EFF 6805 . 33 . 2A . 1 cinta 0.75mm  
EFF 6805 . 33 . 2B . 1 cinta 1.5mm



Parafuso Torx  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 45D



**Link para CAD/CAM**  
**para RB/WB PerfectBase**  
Perfil Ø5.5/h5.5mm  
Large  
EFF 6805 . 33 . 1A . 3 cinta 0.75mm  
EFF 6805 . 33 . 1B . 3 cinta 1.5mm



Parafuso Torx  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 45D




**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 04 . 1L



**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 04A



**Interface**  
**para Zircônia**  
EFF 6905 . 32A




Parafuso Torx  
para Zircônia  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 47D



**Coping Plástico**  
**p/ Link**  
Large  
EFF 735 . 01A



**Coping Plástico**  
**p/ Perfect Base**  
**para RB/WB**  
Perfil Ø5.5mm  
EFF 725 . 07



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 32A . T  
EFF 1505 . 32A . C



Parafuso Torx  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 45D



Sob Encomenda

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.


\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.

# Componentes para Implantes Cone Morse Ø3.5 - NT

**J3.9**



Rosca Interna  
Ø1.60  
Plataforma  
Ø3.50  
Implante  
Ø3.75/4.50

## Linha completa



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 31A . P . CJ



**Scan-Body**  
Small  
EFF 9700 . 1A



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 47



**Link para CAD/CAM**  
**TiBase**  
Small  
EFF 6805 . 47A . 1S



**Coping Plástico**  
p/ Link TiBase  
Small  
EFF 735 . 01




**AnálogoLink**  
Small  
EFF 330 . 01 . 1S



Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 82D

# Componentes para Implantes Cone Morse Ø4.8 - RT

**J3.10**



Rosca Interna  
Ø1.60  
Plataforma  
Ø4.80  
Implante  
Ø3.75/4.50

## Linha completa



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 31A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 48



**Link para CAD/CAM**  
**TiBase**  
Large  
EFF 6805 . 48A . 1



**Coping Plástico**  
p/ Link TiBase  
Large  
EFF 735 . 01A



**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 02 . 1L



Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 82D

# Componentes para Implantes Cone Morse Ø6.5 - WT

**J3.11**



Rosca Interna  
Ø1.60  
Plataforma  
Ø6.50  
Implante  
Ø5.50/6.50

## Linha completa




**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 31A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 49



**Link para CAD/CAM**  
**TiBase**  
Large  
EFF 6805 . 49A . 1



**Coping Plástico**  
p/ Link TiBase  
Large  
EFF 735 . 01A



**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 05 . 1L




Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 82D



# Fluxo de Trabalho PRÓTESE UNITÁRIA

Dentista, mesmo sendo 100% digital, você possui total liberdade para escolher o melhor dos dois mundos.



## SynO RN



**Capa de Proteção**  
EFF 113 . 01 . CJ



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 213 . 01A . CJ




**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 213 . 01B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 313 . 01



**Coping Plástico**  
Anti Rotacional  
EFF 713 . 01A  
Rotacional  
EFF 713 . 01B



Parafuso Torx  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 10D



**Coping Plástico  
Base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 813 . 01A . CJ  
Rotacional  
EFF 813 . 01B . CJ




Parafuso Torx  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 10D



**Scan Intraoral**  
EFF 9213 . 01A . P . CJ



**Link para CAD/CAM**  
Anti Rotacional  
EFF 6813 . 01A  
Rotacional  
EFF 6813 . 01B



Parafuso Torx  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 10D

## SynO WN



**Capa de Proteção**  
EFF 113 . 02 . CJ



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 213 . 02A . CJ




**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 213 . 02B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 313 . 02



**Coping Plástico**  
Anti Rotacional  
EFF 713 . 02A  
Rotacional  
EFF 713 . 02B




Parafuso Torx  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 10D



**Coping Plástico  
Base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 813 . 02A . CJ  
Rotacional  
EFF 813 . 02B . CJ




Parafuso Torx  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 10D



**Scan Intraoral**  
EFF 9213 . 02A . P . CJ



**Link para CAD/CAM**  
Anti Rotacional  
EFF 6813 . 02A  
Rotacional  
EFF 6813 . 02B



Parafuso Torx  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 10D



# Componentes para Prótese Parafusada

## Pilar MBase Ø3.5/4.5 e SRA® Ø3.5/4.6



**MB e SRA**

### MB



**Capa de Proteção**  
EFF 114 . 01 . CJ Ø3.5  
EFF 114 . 02 . CJ Ø4.5



**Transfer Moldeira Aberta**  
EFF 214 . 01 . 1A . CJ Ø3.5  
EFF 214 . 01 . 2A . CJ Ø4.5



**Transfer Moldeira Fechada**  
EFF 214 . 01 . 1B . CJ Ø3.5  
EFF 214 . 01 . 2B . CJ Ø4.5



**Análogo**  
EFF 314 . 01A Ø3.5  
EFF 314 . 01B Ø4.5



**Coping Plástico**  
EFF 714 . 01 . 1 Ø3.5  
EFF 714 . 01 . 2 Ø4.5



**Coping Plástico Base CrCo**  
EFF 814 . 01 . 1 . CJ Ø3.5  
EFF 814 . 01 . 2 . CJ Ø4.5



**Scan Intraoral**  
EFF 9214 . 01A . P . CJ Ø3.5  
EFF 9214 . 02A . P . CJ Ø4.5



**Link para CAD/CAM**  
EFF 6814 . 01 . 1B Ø3.5  
EFF 6814 . 01 . 2B Ø4.5



Parafuso Torx  
Torque 10Ncm  
EFF 2101 . 08D



Parafuso Torx  
Torque 10Ncm  
EFF 2101 . 08D



Parafuso Torx  
Torque 10Ncm  
EFF 2101 . 08D

### SRA



**Capa de Proteção**  
EFF 114 . 03 . CJ Ø3.5  
EFF 114 . 04 . CJ Ø4.6



**Transfer Moldeira Aberta**  
EFF 214 . 03A . CJ Ø3.5  
EFF 214 . 04A . CJ Ø4.6



**Transfer Moldeira Fechada**  
EFF 214 . 03B . CJ Ø3.5  
EFF 214 . 04B . CJ Ø4.6



**Análogo Híbrido**  
EFF 314 . 03 Ø3.5  
EFF 314 . 04 Ø4.6



**Coping Plástico Anti Rotacional**  
EFF 714 . 03A Ø3.5  
EFF 714 . 04A Ø4.6  
**Rotacional**  
EFF 714 . 03B Ø3.5  
EFF 714 . 04B Ø4.6



**Coping Plástico Anti Rotacional Base CrCo**  
EFF 814 . 03A . CJ Ø3.5  
EFF 814 . 04A . CJ Ø4.6  
**Rotacional**  
EFF 814 . 03B . CJ Ø3.5  
EFF 814 . 04B . CJ Ø4.6



**Scan Intraoral**  
EFF 9214 . 03A . P . CJ Ø3.5  
EFF 9214 . 04A . P . CJ Ø4.6



**Link para CAD/CAM Anti Rotacional**  
EFF 6814 . 03A Ø3.5  
EFF 6814 . 04A Ø4.6  
**Rotacional**  
EFF 6814 . 03B Ø3.5  
EFF 6814 . 04B Ø4.6



Parafuso Torx  
Torque 10Ncm  
EFF 2101 . 11D



Parafuso Torx  
Torque 10Ncm  
EFF 2101 . 11D



Parafuso Torx  
Torque 10Ncm  
EFF 2101 . 11D



**Sob Encomenda**

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

# Componentes para Implantes Cone Morse Ø3.5/3.75/4.0 4.3/5.0 - CM

**SMP** A3.1  
Soluzioni-Multi-implantabili

Angulação 11,5°

Rosca Interna  
Ø1.80  
Plataforma  
Ø3.50/3.75/4.00  
4.30/5.00  
Implante  
Ø3.50/3.75/4.00  
4.30/5.00

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 05



**Cicatrizador**

Perfil Ø 3.30

EFF 105 . 05 . 1A cinta 0.8mm  
EFF 105 . 05 . 1B cinta 1.5mm  
EFF 105 . 05 . 1C cinta 2.5mm  
EFF 105 . 05 . 1D cinta 3.5mm  
EFF 105 . 05 . 1E cinta 4.5mm  
EFF 105 . 05 . 1F cinta 5.5mm

Perfil Ø 4.50

EFF 105 . 05 . 2A cinta 0.8mm  
EFF 105 . 05 . 2B cinta 1.5mm  
EFF 105 . 05 . 2C cinta 2.5mm  
EFF 105 . 05 . 2D cinta 3.5mm  
EFF 105 . 05 . 2E cinta 4.5mm  
EFF 105 . 05 . 2F cinta 5.5mm



**Transfer Moldeira Aberta**

Anti Rotacional  
EFF 205 . 05A . 1 . CJ  
Rotacional  
EFF 205 . 05A . CJ



**Transfer Moldeira Fechada**

Anti Rotacional  
EFF 205 . 05B . 1 . CJ  
Rotacional  
EFF 205 . 05B . CJ



**Munhão Provisório**

Anti Rotacional  
EFF 405 . 05A . 1 cinta 0.8mm  
EFF 405 . 05A . 2 cinta 1.5mm  
EFF 405 . 05A . 3 cinta 2.5mm  
EFF 405 . 05A . 4 cinta 3.5mm  
Rotacional  
EFF 405 . 05B . 1 cinta 0.8mm  
EFF 405 . 05B . 2 cinta 1.5mm  
EFF 405 . 05B . 3 cinta 2.5mm  
EFF 405 . 05B . 4 cinta 3.5mm

Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
Para h.0.80/1.50/2.50mm  
EFF 2103 . 22A . 2  
Para h. 3.50/4.50mm  
EFF 2103 . 22A . 3

Parafuso 360°  
**Torque 20Ncm**  
Para h.0.80/1.50/2.50mm  
EFF 2103 . 22F . 2  
Para h. 3.50/4.50mm  
EFF 2103 . 22F . 3



**Prov. EVOLUTION**

EFF 6405 . 05 . 5A . CJ cinta 0.8mm  
EFF 6405 . 05 . 1A . CJ cinta 1.5mm  
EFF 6405 . 05 . 2A . CJ cinta 2.5mm  
EFF 6405 . 05 . 3A . CJ cinta 3.5mm  
EFF 6405 . 05 . 4A . CJ cinta 4.5mm

Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
Para h.0.80/1.50/2.50mm  
EFF 2103 . 22A . 2  
Para h. 3.50/4.50mm  
EFF 2103 . 22A . 3

Parafuso 360°  
**Torque 20Ncm**  
Para h.0.80/1.50/2.50mm  
EFF 2103 . 22F . 2  
Para h. 3.50/4.50mm  
EFF 2103 . 22F . 3

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



**Mini Pilar Reto**

EFF 1105 . 05A . CJ cinta 0.8mm  
EFF 1105 . 05B . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 05C . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 05D . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 05E . CJ cinta 4.5mm  
EFF 1105 . 05F . CJ cinta 5.5mm

Torque 20Ncm



**EsthetiOne**

EFF 905 . 05A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 05B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 05C . CJ cinta 3.0mm  
EFF 905 . 05D . CJ cinta 4.0mm  
EFF 905 . 05E . CJ cinta 5.0mm

Torque 20Ncm



**Pilar GT (CM)**

EFF 1105 . 05 . 1A . CJ cinta 0.8mm  
EFF 1105 . 05 . 1B . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 05 . 1C . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 05 . 1D . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 05 . 1E . CJ cinta 4.5mm

Torque 20Ncm

## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 05A . P . CJ



**Scan Intraoral para Munhão Sólido**

Perfil Ø3.30  
EFF 9205 . 05 . 1A . P . CJ h 4.0mm  
EFF 9205 . 05 . 1B . P . CJ h 6.0mm  
Perfil Ø4.50  
EFF 9205 . 05 . 2A . P . CJ h 4.0mm  
EFF 9205 . 05 . 2B . P . CJ h 6.0mm



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A  
Small  
EFF 9700 . 1A



**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 04A



**Interface para Zircônia**  
EFF 6905 . 05A - h 1.5mm

Parafuso Hexagonal  
para Zircônia  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 09A



# Componentes para Implantes Cone Morse Ø3.5/3.75/4.0 4.3/5.0 - CM



## A3.1



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 05



**Análogo do Minhão Sólido**  
Perfil Ø3.30  
EFF 305 . 05 . 1A h 4.0mm  
EFF 305 . 05 . 1B h 6.0mm  
Perfil Ø4.50  
EFF 305 . 05 . 2A h 4.0mm  
EFF 305 . 05 . 2B h 6.0mm



**Kit do Minhão Sólido**  
**Transfer e Coping Plástico**  
Perfil Ø3.30  
EFF 00500 . 1A h 4.0mm  
EFF 00500 . 1B h 6.0mm  
Perfil Ø4.50  
EFF 00500 . 2A h 4.0mm  
EFF 00500 . 2B h 6.0mm



**Parafuso Incluído**  
Torque 20Ncm

### Munhão Sólido

Perfil Ø3.30|h 4.0mm  
EFF 505 . 05 . 1 . 1A cinta 0.8mm  
EFF 505 . 05 . 1 . 1B cinta 1.5mm  
EFF 505 . 05 . 1 . 1C cinta 2.5mm  
EFF 505 . 05 . 1 . 1D cinta 3.5mm

Perfil Ø3.30|h 6.0mm  
EFF 505 . 05 . 1 . 2A cinta 0.8mm  
EFF 505 . 05 . 1 . 2B cinta 1.5mm  
EFF 505 . 05 . 1 . 2C cinta 2.5mm  
EFF 505 . 05 . 1 . 2D cinta 3.5mm


Perfil Ø4.50|h 4.0mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 1A cinta 0.8mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 1B cinta 1.5mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 1C cinta 2.5mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 1D cinta 3.5mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 1E cinta 4.5mm

Perfil Ø4.50|h 6.0mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 2A cinta 0.8mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 2B cinta 1.5mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 2C cinta 2.5mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 2D cinta 3.5mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 2E cinta 4.5mm




### Ucla Plástica base CrCo

**Anti Rotacional**  
EFF 805 . 05 . 1A . CJ cinta 0.8mm  
EFF 805 . 05 . 2A . CJ cinta 1.5mm  
EFF 805 . 05 . 3A . CJ cinta 2.5mm  
**Rotacional**  
EFF 805 . 05 . 1B . CJ cinta 0.8mm  
EFF 805 . 05 . 2B . CJ cinta 1.5mm  
EFF 805 . 05 . 3B . CJ cinta 2.5mm



**Parafuso Hexagonal**  
Torque 20Ncm  
Para h.0.80/1.50/2.50mm  
EFF 2103 . 22A . 2  
Para h. 3.50/4.50mm  
EFF 2103 . 22A . 3



**Parafuso 360°**  
Torque 20Ncm  
Para h.0.80/1.50/2.50mm  
EFF 2103 . 22F . 2  
Para h. 3.50/4.50mm  
EFF 2103 . 22F . 3



Torque 20Ncm

### Mini Pilar Angulado Sem exact|17°

EFF 1105 . 05 . 1A . 1 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 05 . 1B . 1 . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 05 . 1C . 1 . CJ cinta 3.5mm

### Sem exact|30°

EFF 1105 . 05 . 2A . 1 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 05 . 2B . 1 . CJ cinta 2.5mm

### Com exact|17°

EFF 1105 . 05 . 1A . 2 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 05 . 1B . 2 . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 05 . 1C . 2 . CJ cinta 3.5mm

### Com exact|30°

EFF 1105 . 05 . 2A . 2 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 05 . 2B . 2 . CJ cinta 2.5mm



Torque 20Ncm

### Micro Pilar Reto

EFF 1105 . 05 . 4A . CJ cinta 0.8mm  
EFF 1105 . 05 . 4B . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 05 . 4C . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 05 . 4D . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 05 . 4E . CJ cinta 4.5mm  
EFF 1105 . 05 . 4F . CJ cinta 5.5mm

\* Componentes para Mini Pilar PGM/MPGM/MPGT consultar páginas 30|31.

\* Componentes para EsthetiOne na página 63.




### Link para CAD/CAM TiBase

**Large/Anti Rotacional**  
EFF 6805 . 05 . 5A . S cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 05 . 1A . S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 05 . 2A . S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 05 . 3A . S cinta 3.5mm  
EFF 6805 . 05 . 4A . S cinta 4.5mm


**Small/Anti Rotacional**  
EFF 6805 . 05 . 5A . S cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 05 . 1A . S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 05 . 2A . S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 05 . 3A . S cinta 3.5mm  
EFF 6805 . 05 . 4A . S cinta 4.5mm

### TiBase

**Large/Rotacional**  
EFF 6805 . 05 . 1B cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 05 . 2B cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 05 . 3B cinta 3.5mm  
EFF 6805 . 05 . 4B cinta 4.5mm



**Parafuso Hexagonal**  
Torque 20Ncm  
Para h.0.80/1.50/2.5mm  
EFF 2103 . 22A . 2  
Para h. 3.50/4.50mm  
EFF 2103 . 22A . 3



**Parafuso 360°**  
Torque 20Ncm  
Para h.0.80/1.50/2.50mm  
EFF 2103 . 22F . 2  
Para h. 3.50/4.50mm  
EFF 2103 . 22F . 3



### Link Dinâmico

**Large/Anti Rotacional**  
EFF 6805 . 05 . 5A . D cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 05 . 1A . D cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 05 . 2A . D cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 05 . 3A . D cinta 3.5mm  
EFF 6805 . 05 . 4A . D cinta 4.5mm



**Coping Plástico**  
p/ Link  
Large  
EFF 735 . 01A  
Small  
EFF 735 . 01



**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 01 . 1L  
Small  
EFF 330 . 01 . 1S



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 05A . T  
EFF 1505 . 05A . C



**Parafuso Hexagonal**  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 22A . 2  
**Parafuso 360°**  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 22F . 2



### Sob Encomenda

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.



## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 29



**Cicatrizador**  
Perfil Ø3.30  
EFF 105 . 29 . 1A cinta 0.8mm  
EFF 105 . 29 . 1B cinta 1.5mm  
EFF 105 . 29 . 1C cinta 2.5mm  
EFF 105 . 29 . 1D cinta 3.5mm  
EFF 105 . 29 . 1E cinta 4.5mm  
EFF 105 . 29 . 1F cinta 5.5mm

Perfil Ø4.50  
EFF 105 . 29 . 2A cinta 0.8mm  
EFF 105 . 29 . 2B cinta 1.5mm  
EFF 105 . 29 . 2C cinta 2.5mm  
EFF 105 . 29 . 2D cinta 3.5mm  
EFF 105 . 29 . 2E cinta 4.5mm  
EFF 105 . 29 . 2F cinta 5.5mm



**Transfer Moldeira Aberta**  
Anti Rotacional  
EFF 205 . 29A . CJ  
Rotacional  
EFF 205 . 29A . 1 . CJ



**Transfer Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 29B . CJ



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 29A . 1 cinta 0.8mm  
EFF 405 . 29A . 2 cinta 1.5mm  
EFF 405 . 29A . 3 cinta 2.5mm  
EFF 405 . 29A . 4 cinta 3.5mm  
EFF 405 . 29A . 5 cinta 4.5mm  
EFF 405 . 29A . 6 cinta 5.5mm



Parafuso EGM  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 32E



**Prov. EVOLUTION**  
EFF 6405 . 29A . 1 . CJ cinta de 0.8mm  
EFF 6405 . 29A . 2 . CJ cinta de 1.5mm  
EFF 6405 . 29A . 3 . CJ cinta de 2.5mm  
EFF 6405 . 29A . 4 . CJ cinta de 3.5mm  
EFF 6405 . 29A . 5 . CJ cinta de 4.5mm  
EFF 6405 . 29A . 6 . CJ cinta de 5.5mm



Parafuso EGM  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 32E

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



**Pilar EGM Reto**  
Perfil Ø4.8  
EFF 1105 . 29 . 3A . CJ cinta 0.8mm  
EFF 1105 . 29 . 3B . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 29 . 3C . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 29 . 3D . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 29 . 3E . CJ cinta 4.5mm  
EFF 1105 . 29 . 3F . CJ cinta 5.5mm

Torque 20Ncm



**Mini Pilar Reto**  
Perfil Ø4.8  
EFF 1105 . 29A . CJ cinta 0.8mm  
EFF 1105 . 29B . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 29C . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 29D . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 29E . CJ cinta 4.5mm  
EFF 1105 . 29F . CJ cinta 5.5mm

Torque 20Ncm



**EsthetiOne**  
EFF 905 . 29A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 29B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 29C . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 29A . P . CJ



**Scan Intraoral para Munhão Sólido**  
Perfil Ø3.30  
EFF 9205 . 05 . 1A . P . CJ h 4.0mm  
EFF 9205 . 05 . 1B . P . CJ h 6.0mm  
Perfil Ø4.50  
EFF 9205 . 05 . 2A . P . CJ h 4.0mm  
EFF 9205 . 05 . 2B . P . CJ h 6.0mm




**Scan-Body Large**  
EFF 9700 . A  
Small  
EFF 9700 . 1A



**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 04A



**Interface para Zircônia**  
EFF 6905 . 29A . 1 - h 0.8mm



Parafuso EGM para Zircônia  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 41E



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 29



**Análogo do Munhão Sólido**  
Perfil Ø3.30  
EFF 305 . 05 . 1A h 4.0mm  
EFF 305 . 05 . 1B h 6.0mm  
Perfil Ø4.50  
EFF 305 . 05 . 2A h 4.0mm  
EFF 305 . 05 . 2B h 6.0mm



**Kit do Munhão Sólido**  
**Transfer e Coping Plástico**  
Perfil Ø3.30  
EFF 00500 . 1A h 4.0mm  
EFF 00500 . 1B h 6.0mm  
Perfil Ø4.50  
EFF 00500 . 2A h 4.0mm  
EFF 00500 . 2B h 6.0mm



\*Parafuso Passante

**Munhão Cimentável**

Perfil Ø 3.30|h4.0mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 1A cinta 0.8mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 1B cinta 1.5mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 1C cinta 2.5mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 1D cinta 3.5mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 1E cinta 4.5mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 1F cinta 5.5mm

Perfil Ø 3.30|h6.0mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 2A cinta 0.8mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 2B cinta 1.5mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 2C cinta 2.5mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 2D cinta 3.5mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 2E cinta 4.5mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 2F cinta 5.5mm

Perfil Ø4.50|h4.0mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 1A cinta 0.8mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 1B cinta 1.5mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 1C cinta 2.5mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 1D cinta 3.5mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 1E cinta 4.5mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 1F cinta 5.5mm

Perfil Ø4.50|h6.0mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 2A cinta 0.8mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 2B cinta 1.5mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 2C cinta 2.5mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 2D cinta 3.5mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 2E cinta 4.5mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 2F cinta 5.5mm



**Ucla Plástica base CrCo**

Anti Rotacional  
EFF 805 . 29A . 1 . CJ cinta 0.8mm  
EFF 805 . 29A . 2 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 805 . 29A . 3 . CJ cinta 2.5mm

Parafuso EGM  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 34E  
Parafuso 360°  
**Torque 34Ncm**  
EFF 2102 . 34F



Torque 20Ncm

**Micro Pilar EGM**

Perfil Ø3.5  
EFF 1105 . 29 . 4A . CJ cinta 0.8mm  
EFF 1105 . 29 . 4B . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 29 . 4C . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 29 . 4D . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 29 . 4E . CJ cinta 4.5mm  
EFF 1105 . 29 . 4F . CJ cinta 5.5mm



Torque 20Ncm

**Mini Pilar Angulado**

17°  
EFF 1105 . 29 . 1A . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 29 . 1B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 29 . 1C . CJ cinta 3.5mm  
30°  
EFF 1105 . 29 . 2A . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 29 . 2B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 29 . 2C . CJ cinta 3.5mm

\* Componentes para Mini Pilar PGM/MPGM/MPGT consultar páginas 30|31  
\* Componentes para EsthetiOne na página 63.



**Link para CAD/CAM**  
**TiBase**

Large  
EFF 6805 . 29A . 1 cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 29A . 2 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 29A . 3 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 29A . 4 cinta 3.5mm  
Small  
EFF 6805 . 29A . 1 . S cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 29A . 2 . S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 29A . 3 . S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 29A . 4 . S cinta 3.5mm

Parafuso EGM  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 32E



**Link Dinâmico**

Large  
EFF 6805 . 29A . 1 . D cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 29A . 2 . D cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 29A . 3 . D cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 29A . 4 . D cinta 3.5mm

Parafuso EGM  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 32E

Parafuso 360°  
**Torque 34Ncm**  
EFF 2102 . 34F



**Coping Plástico**

p/ Link  
Large  
EFF 735 . 01A  
Small  
EFF 735 . 01



**AnálogoLink**

Large  
EFF 330 . 01 . L1  
Small  
EFF 330 . 01 . L5



**Abut. Rollings\***

EFF 1505 . 29A . T  
EFF 1505 . 29A . C

Parafuso EGM  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 32E



**Sob Encomenda**

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.

## Pilar EGM

**Capa de Proteção**

EFF 119 . 01 . CJ



**Transfer**

**Moldeira Aberta**

Anti Rotacional  
EFF 219 . 01A . CJ  
Rotacional  
EFF 219 . 01A . 1 . CJ



**Transfer**

**Moldeira Fechada**

Anti Rotacional  
EFF 219 . 01B . CJ  
Rotacional  
EFF 219 . 01B . 1 . CJ



**Análogo Híbrido**

EFF 319 . 01

## Micro Pilar EGM

**Capa de Proteção**

EFF 115 . 01 . CJ



**Transfer**

**Moldeira Aberta**

EFF 215 . 01A . CJ



**Transfer**

**Moldeira Fechada**

EFF 215 . 01B . CJ



**Análogo Híbrido**

EFF 315 . 01

## Pilar GT

**Capa de Proteção**

EFF 116 . 01 . CJ



**Transfer**

**Moldeira Aberta**

Anti Rotacional  
EFF 216 . 01A . CJ



**Transfer**

**Moldeira Fechada**

EFF 216 . 01B . CJ




**Análogo Híbrido**

EFF 316 . 01




**Coping Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 419 . 01A  
Rotacional  
EFF 419 . 01B



Parafuso EGM  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 24E



**Coping Plástico Base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 819 . 01A . CJ  
Rotacional  
EFF 819 . 01B . CJ



Parafuso EGM  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 24E



**Scan Intraoral**  
EFF 9219 . 01A . P . CJ




**Link para CAD/CAM**  
Anti Rotacional  
EFF 6819 . 01A  
Rotacional  
EFF 6819 . 01B



Parafuso EGM  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 24E




**Coping Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 415 . 01A  
Rotacional  
EFF 415 . 01B



Parafuso Hexagonal  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 12A



**Coping Plástico Base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 815 . 01A . CJ  
Rotacional  
EFF 815 . 01B . CJ



Parafuso Hexagonal  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 12A



**Scan Intraoral**  
Anti Rotacional  
EFF 9215 . 01A . P . CJ  
Rotacional  
EFF 9215 . 01B . P . CJ



**Link para CAD/CAM**  
Anti Rotacional  
EFF 6815 . 01A  
Rotacional  
EFF 6815 . 01B



Parafuso Hexagonal  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 12A




**Coping Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 416 . 01A  
Rotacional  
EFF 416 . 01B



Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 22A



**Coping Plástico Base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 816 . 01A . CJ  
Rotacional  
EFF 816 . 01B . CJ




Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 22A



**Scan Intraoral**  
EFF 9216 . 01A . P . CJ



**Link para CAD/CAM**  
Anti Rotacional  
EFF 6816 . 01A  
Rotacional  
EFF 6816 . 01B




Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 22A



**Sob Encomenda**

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.  
\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.



Rosca Interna  
Ø1.60  
Plataforma  
Ø3.30  
Implante  
Ø3.30

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Cicatrizador para C1**  
Perfil Ø3.3  
EFF 105 . 40 . 1A cinta 3.0mm  
EFF 105 . 40 . 1B cinta 4.0mm  
EFF 105 . 40 . 1C cinta 5.0mm  
Perfil Ø4.0  
EFF 105 . 40 . 2A cinta 3.0mm  
EFF 105 . 40 . 2B cinta 4.0mm  
EFF 105 . 40 . 2C cinta 5.0mm



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 40A . CJ



**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 40B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 40



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 40A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 405 . 40A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 405 . 40A . 3 cinta 3.0mm  
Rotacional  
EFF 405 . 40B . 1 cinta 1.0mm



Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 55A




Parafuso 360°  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 55F



**Prov. EVOLUTION**  
EFF 6405 . 40A . 1 . CJ cinta 0.5mm  
EFF 6405 . 40A . 2 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 6405 . 40A . 3 . CJ cinta 3.0mm



Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 55A



Parafuso 360°  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 55F



**Ucla Plástica  
base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 40A . 1 . CJ cinta 1.0mm  
EFF 805 . 40A . 2 . CJ cinta 2.0mm  
Rotacional  
EFF 805 . 40B . 1 . CJ cinta 1.0mm



Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 55A



Parafuso 360°  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 55F

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



Torque 20Ncm

**\*Mini Pilar Reto**  
EFF 1105 . 40A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 40B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1105 . 40C . CJ cinta 3.0mm  
EFF 1105 . 40D . CJ cinta 4.0mm



Torque 20Ncm

**\*Mini Pilar Angulado  
17°**  
EFF 1105 . 40 . 1A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 40 . 1B . CJ cinta 2.0mm  
**30°**  
EFF 1105 . 40 . 2A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 40 . 2B . CJ cinta 2.0mm



Torque 20Ncm

**EsthetiOne**  
EFF 905 . 40A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 40B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 40C . CJ cinta 3.0mm

\* Componentes para Mini Pilar consultar página 62 (Padrão Branemark®).  
\* Componentes para EsthetiOne na página 63.

## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 40A . P . CJ



**Scan-Body  
Small**  
EFF 9700 . 1A



**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Small/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 40A . 1S cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 40A . 2S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 40A . 3S cinta 3.0mm  
Small/Rotacional  
EFF 6805 . 40B . 1S cinta 0.5mm



**Coping Plástico  
p/ Link TiBase  
Small**  
EFF 735 . 01



**AnálogoLink  
Small**  
EFF 330 . 01 . 1S



**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 01A




**Interface  
para Zircônia**  
EFF 6905 . 40A




Parafuso Hexagonal  
para Zircônia  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 54A



Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 55A



Parafuso 360°  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 55F



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 40A . T  
EFF 1505 . 40A . C




Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 55A



Parafuso 360°  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 55F





# Componentes para Implantes Cone Morse MIS® CC NP V3 NARROW



## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Cicatrizador para V3**  
Perfil Ø3.3  
EFF 105 . 40 . 1A cinta 3.0mm  
EFF 105 . 40 . 1B cinta 4.0mm  
EFF 105 . 40 . 1C cinta 5.0mm  
Perfil Ø4.0  
EFF 105 . 40 . 2A cinta 3.0mm  
EFF 105 . 40 . 2B cinta 4.0mm  
EFF 105 . 40 . 2C cinta 5.0mm



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 41A . CJ



**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 41B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 41



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 41A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 405 . 41A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 405 . 41A . 3 cinta 3.0mm  
Rotacional para C1 e V3  
EFF 405 . 40B . 1 cinta 1.0mm



**Prov. EVOLUTION**  
EFF 6405 . 41A . 1 . CJ cinta 0.5mm  
EFF 6405 . 41A . 2 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 6405 . 41A . 3 . CJ cinta 3.0mm



**Ucla Plástica  
base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 41A . 1 . CJ cinta 1.0mm  
EFF 805 . 41A . 2 . CJ cinta 2.0mm  
Rotacional para C1 e V3  
EFF 805 . 40B . 1 . CJ cinta 1.0mm



## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



Torque 20Ncm

**\*Mini Pilar Reto**  
EFF 1105 . 40A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 40B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1105 . 40C . CJ cinta 3.0mm  
EFF 1105 . 40D . CJ cinta 4.0mm



Torque 20Ncm

**\*Mini Pilar Angulado  
17°**  
EFF 1105 . 41 . 1A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 41 . 1B . CJ cinta 2.0mm  
**30°**  
EFF 1105 . 41 . 2A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 41 . 2B . CJ cinta 2.0mm



Torque 20Ncm

**EsthetiOne**  
EFF 905 . 41A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 41B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 41C . CJ cinta 3.0mm

\* Componentes para Mini Pilar consultar página 62 (Padrão Branemark®).  
\* Componentes para EsthetiOne na página 63.


## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 41A . P . CJ



**Scan-Body  
Small**  
EFF 9700 . 1A



**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Small/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 41A . 1S cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 41A . 2S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 41A . 3S cinta 3.0mm  
Small/Rotacional  
EFF 6805 . 40B . 1S cinta 0.5mm



**Coping Plástico  
p/ Link TiBase  
Small**  
EFF 735 . 01





**AnálogoLink  
Small**  
EFF 330 . 01 . 1S



**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 01A



**Interface  
para Zircônia**  
EFF 6905 . 41A



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 41A . T  
EFF 1505 . 41A . C



Sob Encomenda

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.  
\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.  
\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.  
\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.

# Componentes para Implantes Cone Morse MIS® CCSPC1/V3 STANDARD

SMP  
Sistema Multi-Prototípico  
T3.3



Rosca Interna  
Ø1.80  
Plataforma  
Ø3.75/3.90  
4.20/4.30  
Implante  
Ø3.75/3.90  
4.20/4.30

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



### Cicatrizador

Perfil Ø3.9  
EFF 105 . 42 . 1A cinta 3.0mm  
EFF 105 . 42 . 1B cinta 4.0mm  
EFF 105 . 42 . 1C cinta 5.0mm  
Perfil Ø4.8  
EFF 105 . 42 . 2A cinta 2.0mm  
EFF 105 . 42 . 2B cinta 3.0mm  
EFF 105 . 42 . 2C cinta 4.0mm



Transfer  
Moldeira Aberta  
EFF 205 . 42A . CJ



Transfer  
Moldeira Fechada  
EFF 205 . 42B . CJ



Análogo Híbrido  
EFF 305 . 42



### Munhão Provisório

Perfil Ø4.8  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 42A . 1 . 1 cinta 1.0mm  
EFF 405 . 42A . 2 . 1 cinta 2.0mm  
EFF 405 . 42A . 3 . 1 cinta 3.0mm  
Perfil Ø5.8  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 42A . 1 . 2 cinta 1.0mm  
EFF 405 . 42A . 2 . 2 cinta 2.0mm  
EFF 405 . 42A . 3 . 2 cinta 3.0mm

Rotacional  
EFF 405 . 42B . 1 . 1 cinta 1.0mm



### Prov. EVOLUTION

EFF 6405 . 42A . 1 . CJ cinta 0.5mm  
EFF 6405 . 42A . 2 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 6405 . 42A . 3 . CJ cinta 3.0mm



### Ucla Plástica base CrCo

Anti Rotacional  
EFF 805 . 42A . 1 . CJ cinta 1.0mm  
EFF 805 . 42A . 2 . CJ cinta 2.0mm  
Rotacional  
EFF 805 . 42B . 1 . CJ cinta 1.0mm

Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 14A

Parafuso 360°  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 14F

Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 14A

Parafuso 360°  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 14F

Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 14A

Parafuso 360°  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 14F

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



### \*Mini Pilar Reto

EFF 1105 . 42A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 42B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1105 . 42C . CJ cinta 3.0mm  
EFF 1105 . 42D . CJ cinta 4.0mm

Torque 20Ncm



### \*Mini Pilar Angulado 17°

EFF 1105 . 42 . 1A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 42 . 1B . CJ cinta 2.0mm  
30°  
EFF 1105 . 42 . 2A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 42 . 2B . CJ cinta 2.0mm

Torque 20Ncm



### EsthetiOne

EFF 905 . 42A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 42B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 42C . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

\* Componentes para Mini Pilar consultar página 62 (Padrão Branemark®).  
\* Componentes para EsthetiOne na página 63.

## Componentes para CAD/CAM



### Scan Intraoral

EFF 9205 . 42A . P . CJ



### Scan-Body

Large  
EFF 9700 . A  
Small  
EFF 9700 . 1A



### Link para CAD/CAM

#### TiBase

Large/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 42A . 1 cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 42A . 2 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 42A . 3 cinta 3.0mm

Large/Rotacional  
EFF 6805 . 42B . 1 cinta 0.5mm

Small/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 42A . 1S cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 42A . 2S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 42A . 3S cinta 3.0mm

Small/Rotacional  
EFF 6805 . 42B . 1S cinta 0.5mm



### Link Dinâmico

Large/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 42A . 1 . D cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 42A . 2 . D cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 42A . 3 . D cinta 3.0mm

Large/Rotacional  
EFF 6805 . 42B . 1 . D cinta 0.5mm

Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 14A

Parafuso 360°  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 14F



### Coping Plástico p/ Link

Large  
EFF 735 . 01A  
Small  
EFF 735 . 01



### AnálogoLink

Large  
EFF 330 . 01 . 1L  
Small  
EFF 330 . 01 . 1S



### Munhão de Zircônia\*

Anti Rotacional  
EFF 721 . 04A



Interface  
para Zircônia  
EFF 6905 . 42A

Parafuso Hexagonal  
para Zircônia  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 42A

Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 14A

Parafuso 360°  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 14F



Abut. Rollings\*  
EFF 1505 . 42A . T  
EFF 1505 . 42A . C

Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 14A

Parafuso 360°  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 14F



# Análogo Híbrido

*Pequenos detalhes para grandes resultados!*


## "Barulhinho do Sucesso"

para verificar se os modelos impressos estão dentro dos padrões de qualidade de análise de tolerância (0,02MM).

Para proporcionar alta precisão no encaixe o análogo tem um design único que proporciona uma dupla conferência, através do click!


**Formato versátil**  
podendo ser usado no modelo de gesso ou 3D

**Retenção amigável**  
para modelo em gesso, e alta eficiência no modelo digital



# Componentes para Implantes Cone Morse Plenum® Slim Ø3.0

S M P Y3.1  
Sistema Multi-Platform



Rosca Interna  
Ø1.40  
Plataforma  
Ø3.00  
Implante  
Ø3.00

## Linha completa



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
Anti Rotacional  
EFF 205 . 37A . CJ  
Rotacional  
EFF 205 . 37A . 1 . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 37



**Prov. EVOLUTION**  
EFF 6405 . 37A . 1 . CJ cinta 1.0mm



Parafuso Hexagonal  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 65A . 1  
cintas 1.0/2.0/3.0mm



**EsthetiOne**  
EFF 905 . 37A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 37B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 37C . CJ cinta 3.0mm

Torque 10Ncm




**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 37A . P . CJ



**Scan-Body  
Small**  
EFF 9700 . 1A




**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Small  
EFF 6805 . 37A . 1S cinta 1.0mm  
EFF 6805 . 37A . 2S cinta 2.0mm  
EFF 6805 . 37A . 3S cinta 3.0mm  
EFF 6805 . 37A . 4S cinta 4.0mm  
EFF 6805 . 37A . 5S cinta 5.0mm  
EFF 6805 . 37A . 6S cinta 6.0mm



Parafuso Hexagonal  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 65A . 1  
cintas 1.0/2.0/3.0mm  
EFF 2101 . 65A . 2  
cintas 4.0/5.0/6.0mm




**Coping Plástico  
p/ Link TiBase**  
Small  
EFF 735 . 01



**AnálogoLink**  
Small  
EFF 330 . 01 . 1S

# Componentes para Implantes Cone Morse Plenum® Regular Ø3.5

S M P Y3.2  
Sistema Multi-Platform



Rosca Interna  
Ø1.60  
Plataforma  
Ø3.50  
Implante  
Ø3.50

## Linha completa




**Transfer  
Moldeira Aberta**  
Anti Rotacional  
EFF 205 . 38A . CJ  
Rotacional  
EFF 205 . 38A . 1 . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 38



**Prov. EVOLUTION**  
EFF 6405 . 38A . 1 . CJ cinta 1.0mm



Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 66A . 1  
cintas 1.0/2.0/3.0mm



**EsthetiOne**  
EFF 905 . 38A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 38B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 38C . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm




**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 38A . P . CJ



**Scan-Body  
Large**  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Large  
EFF 6805 . 38A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6805 . 38A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6805 . 38A . 3 cinta 3.0mm  
EFF 6805 . 38A . 4 cinta 4.0mm  
EFF 6805 . 38A . 5 cinta 5.0mm  
EFF 6805 . 38A . 6 cinta 6.0mm



Parafuso Hexagonal  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2102 . 66A . 1  
cintas 1.0/2.0/3.0mm  
EFF 2102 . 66A . 2  
cintas 4.0/5.0/6.0mm



**Coping Plástico  
p/ Link TiBase**  
Large  
EFF 735 . 01A




**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 01 . 1L

\* Componentes para EsthetiOne na página 63.

\* Os produtos indicados com @ são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.  
\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.





Rosca Interna  
Ø1.60  
Plataforma  
Ø3.50  
Implante  
Ø3.5/5.0

# Componentes para Implantes Cone Morse Bionnovation® BioMorse Ø3.5



U3.1

## Linha completa



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 44A . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 44



**Prov. EVOLUTION**  
EFF 6405 . 44A . 1 . CJ cinta 1.0mm

Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 78A



**EsthetiOne**  
EFF 905 . 44A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 44B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 44C . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 44A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Large  
EFF 6805 . 44A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6805 . 44A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6805 . 44A . 3 cinta 3.0mm

Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 78A



**Coping Plástico  
p/ Link TiBase**  
Large  
EFF 735 . 01A




**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 01 . 1L

\* Componentes para EsthetiOne na página 63.



Sob Encomenda

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.  
\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.



Rosca Interna  
Ø1.80  
Plataforma  
Ø3.50  
Implante  
Ø3.5/3.75/5.0  
4.3/5.0

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 05



**Cicatrizador**

Perfil Ø 3.30  
EFF 105 . 05 . 1A cinta 0.8mm  
EFF 105 . 05 . 1B cinta 1.5mm  
EFF 105 . 05 . 1C cinta 2.5mm  
EFF 105 . 05 . 1D cinta 3.5mm  
EFF 105 . 05 . 1E cinta 4.5mm  
EFF 105 . 05 . 1F cinta 5.5mm  
Perfil Ø 4.50  
EFF 105 . 05 . 2A cinta 0.8mm  
EFF 105 . 05 . 2B cinta 1.5mm  
EFF 105 . 05 . 2C cinta 2.5mm  
EFF 105 . 05 . 2D cinta 3.5mm  
EFF 105 . 05 . 2E cinta 4.5mm  
EFF 105 . 05 . 2F cinta 5.5mm



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 25A . CJ



**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 25B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 25



**Munhão Provisório**

Anti Rotacional  
EFF 405 . 25 A . 1 h 0.8mm  
EFF 405 . 25 A . 2 h 1.5mm  
EFF 405 . 25 A . 3 h 2.5mm  
EFF 405 . 25 A . 4 h 3.5mm  
EFF 405 . 25 A . 5 h 4.5mm  
Rotacional  
EFF 405 . 05B . 1 h 0.8mm  
EFF 405 . 05B . 2 h 1.5mm  
EFF 405 . 05B . 3 h 2.5mm  
EFF 405 . 05B . 4 h 3.5mm

Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
Para h.0.80/1.50/2.50mm  
EFF 2103 . 22A . 2  
Para h. 3.50/4.50mm  
EFF 2103 . 22A . 3



**Prov. EVOLUTION**

EFF 6405 . 25A . 1 . CJ cinta 0.8mm  
EFF 6405 . 25A . 2 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 6405 . 25A . 3 . CJ cinta 2.5mm



**Ucla Plástica base CrCo**

Anti Rotacional  
EFF 805 . 25A . 1 . CJ cinta 0.5mm  
EFF 805 . 25A . 2 . CJ cinta 0.8mm  
EFF 805 . 25A . 3 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 805 . 25A . 4 . CJ cinta 2.5mm  
EFF 805 . 25A . 5 . CJ cinta 3.5mm

Rotacional  
EFF 805 . 05 . 1B . CJ h 0.8mm  
EFF 805 . 05 . 2B . CJ h 1.5mm  
EFF 805 . 05 . 3B . CJ h 2.5mm

Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
Para h.0.80/1.50/2.50mm  
EFF 2103 . 22A . 2  
Para h. 3.50/4.50mm  
EFF 2103 . 22A . 3

Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
Para h.0.80/1.50/2.50mm  
EFF 2103 . 22A . 2  
Para h. 3.50/4.50mm  
EFF 2103 . 22A . 3

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



**Mini Pilar Reto**

EFF 1105 . 05A . CJ cinta 0.8mm  
EFF 1105 . 05B . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 05C . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 05D . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 05E . CJ cinta 4.5mm  
EFF 1105 . 05F . CJ cinta 5.5mm

Torque 20Ncm



**Mini Pilar Angulado  
Sem exact|17°**

EFF 1105 . 05 . 1A . 1 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 05 . 1B . 1 . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 05 . 1C . 1 . CJ cinta 3.5mm

Torque 20Ncm

**Sem exact|30°**

EFF 1105 . 05 . 2A . 1 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 05 . 2B . 1 . CJ cinta 2.5mm



**EsthetiOne**

EFF 905 . 05A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 05B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 05C . CJ cinta 3.0mm  
EFF 905 . 05D . CJ cinta 4.0mm  
EFF 905 . 05E . CJ cinta 5.0mm

Torque 20Ncm

\* Componentes para Mini Pilar na página 62.  
\* Componentes para EsthetiOne na página 63.

## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 25A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM  
TiBase**

Large/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 25A . 1 cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 25A . 2 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 25A . 3 cinta 2.5mm



**Link Dinâmico**

Large/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 25A . 1 . D cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 25A . 2 . D cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 25A . 3 . D cinta 2.5mm



**Coping Plástico  
p/ Link**  
Large  
EFF 735 . 01A



**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 02 . 1L



**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 04A



**Interface  
para Zircônia**  
EFF 6905 . 25A

Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
Para h.0.80/1.50/2.50mm  
EFF 2103 . 22A . 2


Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
Para h.0.80/1.50/2.50mm  
EFF 2103 . 22A . 2



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 25A . T  
EFF 1505 . 25A . C

Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
Para h.0.80/1.50/2.50mm  
EFF 2103 . 22A . 2  
Para h. 3.50/4.50mm  
EFF 2103 . 22A . 3

Parafuso Hexagonal  
para Zircônia  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 09A



# Componentes para Implantes Cone Morse SignoVinces® Duocon® Q3.1



Q3.1

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Cicatrizador**  
EFF 105 . 12A cinta 1.0mm  
EFF 105 . 12B cinta 2.0mm  
EFF 105 . 12C cinta 4.0mm  
EFF 105 . 12D cinta 6.0mm



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 12A . CJ



**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 12B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 12



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 12A  
Rotacional  
EFF 405 . 12B

Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 06A



**Prov. EVOLUTION**  
EFF 6405 . 12A . CJ

Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 06A



**Ucla Plástica  
base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 12A . CJ  
Rotacional  
EFF 805 . 12B . CJ

Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 06A

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



Torque 20Ncm

**Mini Pilar Reto**  
EFF 1105 . 12A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 12B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1105 . 12C . CJ cinta 3.0mm



Torque 20Ncm

**EsthetiOne**  
EFF 905 . 12A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 12B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 12C . CJ cinta 3.0mm

\* Componentes para Mini Pilar na página 62.  
\* Componentes para EsthetiOne na página 63.

## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 12A . P . CJ




**Scan-Body  
Large**  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM  
TiBase  
Large**  
EFF 6805 . 12A . 1

Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 06A



**Link Dinâmico  
Large**  
EFF 6805 . 12A . 1 . D

Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 06A



**Coping Plástico  
p/ Link  
Large**  
EFF 735 . 01A



**AnálogoLink  
Large**  
EFF 330 . 01 . 1L



**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 04A



**Interface  
para Zircônia**  
EFF 6905 . 12A

Parafuso Hexagonal  
para Zircônia  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 15A



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 12A . T  
EFF 1505 . 12A . C

Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2102 . 06A



Sob Encomenda

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.


\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.

# Componentes para Implantes Cone Morse Astra Tech® Osseospeed® Ø4.5/5.0

Sistema Multi-Platform®  
**Q3.2**



Rosca Interna  
Ø2.00  
Plataforma  
Ø4.5/5.0  
Implante  
Ø4.5/5.0

## Linha completa



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
Anti Rotacional  
EFF 205 . 13A . CJ  
Rotacional  
EFF 205 . 13A . 1 . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 13



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 13A

Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 02A



**EsthetiOne**  
EFF 905 . 13A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 13B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 13C . CJ cinta 3.0mm



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 13A . P . CJ



**Scan-Body  
Large**  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM  
TiBase  
Large**  
EFF 6805 . 13A . 1

Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 20A



**Coping Plástico  
p/ Link TiBase  
Large**  
EFF 735 . 01A



**AnálogoLink  
Large**  
EFF 330 . 02 . 1L

# Componentes para Implantes Cone Morse Astra Tech® EV Ø3.6

Sistema Multi-Platform®  
**Q3.3**



Rosca Interna  
Ø1.60  
Plataforma  
Ø3.60  
Implante  
Ø3.60

## Linha completa



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
Anti Rotacional  
EFF 205 . 21A . CJ  
Rotacional  
EFF 205 . 21A . 1 . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 21



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 21A

Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 29A



**EsthetiOne**  
EFF 905 . 21A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 21B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 21C . CJ cinta 3.0mm



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 21A . P . CJ



**Scan-Body  
Large**  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM  
TiBase  
Large**  
EFF 6805 . 21A . 1

Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 29A



**Coping Plástico  
p/ Link TiBase  
Large**  
EFF 735 . 01A




**AnálogoLink  
Large**  
EFF 330 . 01 . 1L

\* Componentes para EsthetiOne na página 63.

\* Os produtos indicados com © são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.  
\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.







Rosca Interna  
Ø1.80  
Plataforma  
Ø4.20  
Implante  
Ø4.20

# Componentes para Implantes Cone Morse Astra Tech® EV Ø4.2



Q3.4

## Linha completa



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
Anti Rotacional  
EFF 205 . 22A . CJ  
Rotacional  
EFF 205 . 22A . 1 . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 22



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 22A



Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 27A



**EsthetiOne**  
EFF 905 . 22A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 22B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 22C . CJ cinta 3.0mm




**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 22A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Large  
EFF 6805 . 22A . 1



Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 27A



**Coping Plástico  
p/ Link TiBase**  
Large  
EFF 735 . 01A



**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 02 . 1L



Rosca Interna  
Ø2.00  
Plataforma  
Ø4.80  
Implante  
Ø4.80

# Componentes para Implantes Cone Morse Astra Tech® EV Ø4.8



Q3.5

## Linha completa




**Transfer  
Moldeira Aberta**  
Anti Rotacional  
EFF 205 . 23A . CJ  
Rotacional  
EFF 205 . 23A . 1 . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 305 . 23



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 23A



Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 21A




**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 23A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Large  
EFF 6805 . 23A . 1



Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 21A



**Coping Plástico  
p/ Link TiBase**  
Large  
EFF 735 . 01A



**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 03 . 1L



Sob Encomenda

\* Componentes para EsthetiOne na página 63.

\* Os produtos indicados com © são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.  
\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.



Rosca Interna  
 Ø2.00  
 Plataforma  
 Ø5.40  
 Implante  
 Ø5.40

## Linha completa




**Transfer  
 Moldeira Aberta**  
 Anti Rotacional  
 EFF 205 . 24A . CJ  
 Rotacional  
 EFF 205 . 24A . 1 . CJ



**Análogo Híbrido**  
 EFF 305 . 24



**Munhão Provisório**  
 Anti Rotacional  
 EFF 405 . 24A



Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
 EFF 2104 . 21A




**Scan Intraoral**  
 EFF 9205 . 24A . P . CJ



**Scan-Body**  
 Large  
 EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM  
 TiBase**  
 Large  
 EFF 6805 . 24A . 1



Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
 EFF 2104 . 21A



**Coping Plástico  
 p/ Link TiBase**  
 Large  
 EFF 735 . 01A



**AnálogoLink**  
 Large  
 EFF 330 . 04 . 1L

# Link para CAD/CAM


*Cada detalhe garante resultados certos!*



# Componentes para Implantes Replace Select Tri-Channel® Ø3.5 - NP



K2.1



Rosca Interna  
Ø1.80  
Plataforma  
Ø3.50  
Implante  
Ø3.50

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 152 . 01



**Cicatrizador**  
EFF 102 . 01A cinta 3.0mm  
EFF 102 . 01B cinta 5.0mm  
EFF 102 . 01C cinta 7.0mm



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 202 . 01A . CJ



**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 202 . 01B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 302 . 01



### Munhão Provisório

Anti Rotacional  
EFF 402 . 01A  
Rotacional  
EFF 402 . 01B

Parafuso Unigrip  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 03C

Parafuso 360°  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 03F



### Ucla Plástica base CrCo

Anti Rotacional  
EFF 802 . 01A . CJ  
Rotacional  
EFF 802 . 01B . CJ

Parafuso Unigrip  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 03C

Parafuso 360°  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 03F

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



Torque 20Ncm

### Mini Pilar Reto

EFF 1102 . 01A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1102 . 01B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1102 . 01C . CJ cinta 3.0mm  
EFF 1102 . 01D . CJ cinta 4.0mm



Torque 20Ncm

### Mini Pilar Angulado

17°  
EFF 1102 . 01 . 1A . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1102 . 01 . 1B . CJ cinta 3.0mm  
EFF 1102 . 01 . 1C . CJ cinta 4.0mm  
30°  
EFF 1102 . 01 . 2A . CJ cinta 3.0mm  
EFF 1102 . 01 . 2B . CJ cinta 4.0mm



Torque 20Ncm

### EsthetiOne

EFF 902 . 01A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 902 . 01B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 902 . 01C . CJ cinta 3.0mm



Torque 20Ncm

### Attachment EQUA

EFF 1702 . 01A cinta 1.0mm  
EFF 1702 . 01B cinta 2.0mm

\* Componentes para Mini Pilar na página 62.  
\* Componentes para EsthetiOne na página 63.

## Componentes para CAD/CAM



### Scan Intraoral

EFF 9202 . 01A . P . CJ



### Scan-Body

Large  
EFF 9700 . A



### Link para CAD/CAM TiBase

Large  
EFF 6802 . 01A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6802 . 01A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6802 . 01A . 3 cinta 3.0mm



### Coping Plástico p/ Link TiBase

Large  
EFF 735 . 01A



### AnálogoLink

Large  
EFF 330 . 01 . 1L



### Munhão de Zircônia\*

Anti Rotacional  
EFF 721 . 01A



### Interface para Zircônia

EFF 6902 . 01A

Parafuso Unigrip  
para Zircônia  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 04C

Parafuso Unigrip  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 03C

Parafuso 360°  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 03F




### Abut. Rollings\*

EFF 1502 . 01A . T  
EFF 1502 . 01A . C

Parafuso Unigrip  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 03C

Parafuso 360°  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 03F





# Componentes para Implantes Replace Select Tri-Channel® Ø4.3 - RP K2.2

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 152 . 02



**Cicatrizador**  
EFF 102 . 02A cinta 3.0mm  
EFF 102 . 02B cinta 5.0mm  
EFF 102 . 02C cinta 7.0mm



**Transfer Moldeira Aberta**  
EFF 202 . 02A . CJ



**Transfer Moldeira Fechada**  
EFF 202 . 02B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 302 . 02



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 402 . 02A  
Rotacional  
EFF 402 . 02B



Parafuso Unigrip  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 02C  
Parafuso 360°  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 02F



**Ucla Plástica base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 802 . 02A . CJ  
Rotacional  
EFF 802 . 02B . CJ



Parafuso Unigrip  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 02C  
Parafuso 360°  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 02F

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



Torque 32Ncm

**Mini Pilar Reto**  
EFF 1102 . 02A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1102 . 02B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1102 . 02C . CJ cinta 3.0mm  
EFF 1102 . 02D . CJ cinta 4.0mm



Torque 32Ncm

**Mini Pilar Angulado 17°**  
EFF 1102 . 02 . 1A . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1102 . 02 . 1B . CJ cinta 3.0mm  
EFF 1102 . 02 . 1C . CJ cinta 4.0mm  
**30°**  
EFF 1102 . 02 . 2A . CJ cinta 3.0mm  
EFF 1102 . 02 . 2B . CJ cinta 4.0mm  
EFF 1102 . 02 . 2C . CJ cinta 5.0mm



Torque 32Ncm

**Attachment EQUA**  
EFF 1702 . 02A cinta 1.0mm  
EFF 1702 . 02B cinta 2.0mm

\* Componentes para Mini Pilar na página 62.

## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF 9202 . 02A . P . CJ



**Scan-Body Large**  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM TiBase Large**  
EFF 6802 . 02A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6802 . 02A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6802 . 02A . 3 cinta 3.0mm



**Coping Plástico p/ Link TiBase Large**  
EFF 735 . 01A




**AnálogoLink Large**  
EFF 330 . 03 . 1L



**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 04A



**Interface para Zircônia**  
EFF 6902 . 02A



Parafuso Unigrip para Zircônia  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 04C



Parafuso Unigrip  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 02C  
Parafuso 360°  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 02F



**Abut. Rollings\***  
EFF 1502 . 02A . T  
EFF 1502 . 02A . C



Parafuso Unigrip  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 02C  
Parafuso 360°  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 02F



Sob Encomenda


\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.

# Componentes para Implantes Hexágono Interno Implacil® Ø3.5 MDP D2.1



Rosca Interna  
Ø1.80  
Plataforma  
Ø3.50  
Implante  
Ø3.30/3.50

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Cicatrizador**  
EFF 103 . 01A cinta 2.0mm  
EFF 103 . 01B cinta 3.0mm  
EFF 103 . 01C cinta 4.0mm  
EFF 103 . 01D cinta 5.0mm  
EFF 103 . 01E cinta 6.0mm



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 203 . 01A . CJ




**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 203 . 01B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 303 . 01



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 403 . 01A  
Rotacional  
EFF 403 . 01B



Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 02A




**Prov. EVOLUTION**  
EFF 6403 . 01A . CJ



Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 02A



**Ucla Plástica  
base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 803 . 01A . CJ  
Rotacional  
EFF 803 . 01B . CJ



Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 02A

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



Torque 20Ncm

**Mini Pilar Reto**  
EFF 1103 . 01A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1103 . 01B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1103 . 01C . CJ cinta 3.0mm  
EFF 1103 . 01D . CJ cinta 4.0mm



Torque 20Ncm

**Mini Pilar Angulado**  
17°  
EFF 1103 . 01 . 1A . CJ cinta 2.0mm  
30°  
EFF 1103 . 01 . 2A . CJ cinta 3.0mm



Torque 20Ncm

**EsthetiOne**  
EFF 903 . 01A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 903 . 01B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 903 . 01C . CJ cinta 3.0mm

\* Componentes para Mini Pilar na página 62.  
\* Componentes para EsthetiOne na página 63.

## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF 9203 . 01A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A




**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Large  
EFF 6803 . 01A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6803 . 01A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6803 . 01A . 3 cinta 3.0mm



Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 02A



**Link Dinâmico**  
Large  
EFF 6803 . 01A . 1 . D cinta 1.0mm  
EFF 6803 . 01A . 2 . D cinta 2.0mm  
EFF 6803 . 01A . 3 . D cinta 3.0mm



Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 02A



**Coping Plástico  
p/ Link TiBase**  
Large  
EFF 735 . 01A




**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 01 . 1L



**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 01A




**Interface  
para Zircônia**  
EFF 6903 . 01A



Parafuso Hexagonal  
para Zircônia  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 08A



**Abut. Rollings\***  
EFF 1503 . 01A . T  
EFF 1503 . 01A . C



Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm  
EFF 2103 . 02A





Rosca Interna  
Ø2.00  
Plataforma  
Ø4.00  
Implante  
Ø3.75/4.30

# Componentes para Implantes Hexágono Interno Implacil® Ø4.0



## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Cicatrizador**  
EFF 103 . 02A cinta 2.0mm  
EFF 103 . 02B cinta 3.0mm  
EFF 103 . 02C cinta 4.0mm  
EFF 103 . 02D cinta 5.0mm  
EFF 103 . 02E cinta 6.0mm  
EFF 103 . 02F cinta 7.0mm



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 203 . 02A . CJ



**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 203 . 02B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 303 . 02



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 403 . 02A  
Rotacional  
EFF 403 . 02B



Parafuso Hexagonal  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 01A



**PEEK**  
**Prov. EVOLUTION**  
EFF 6403 . 02A . CJ



Parafuso Hexagonal  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 01A



**Ucla Plástica  
base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 803 . 02A . CJ  
Rotacional  
EFF 803 . 02B . CJ



Parafuso Hexagonal  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 01A

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



Torque 32Ncm

**Mini Pilar Reto**  
EFF 1103 . 02A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1103 . 02B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1103 . 02C . CJ cinta 3.0mm  
EFF 1103 . 02D . CJ cinta 4.0mm



Torque 32Ncm

**Mini Pilar Angulado  
17°**  
EFF 1103 . 02 . 1A . CJ cinta 2.0mm

\* Componentes para Mini Pilar na página 63.

## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF 9203 . 02A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Large  
EFF 6803 . 02A . 1 . D cinta 1.0mm  
EFF 6803 . 02A . 2 . D cinta 2.0mm  
EFF 6803 . 02A . 3 . D cinta 3.0mm



**Link Dinâmico**  
Large  
EFF 6803 . 02A . 1 . D cinta 1.0mm  
EFF 6803 . 02A . 2 . D cinta 2.0mm  
EFF 6803 . 02A . 3 . D cinta 3.0mm



**Coping Plástico  
p/ Link TiBase**  
Large  
EFF 735 . 01A




**Análogo Link  
Large**  
EFF 330 . 01 . 1L




**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 04A



**Interface  
para Zircônia**  
EFF 6903 . 02A




Parafuso Hexagonal  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 01A




Parafuso Hexagonal  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 01A



**Abut. Rollings\***  
EFF 1503 . 02A . T  
EFF 1503 . 02A . C



Parafuso Hexagonal  
para Zircônia  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 03A



Parafuso Hexagonal  
Torque 32Ncm  
EFF 2104 . 01A



Sob Encomenda

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.


\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.

# Componentes para Implantes Hexágono Interno Dentoflex® Ø3.25

**G2.1**



Rosca Interna  
Ø2.00  
Plataforma  
Ø3.25  
Implante  
Ø3.25

## Linha completa




**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 203 . 08A . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 303 . 08



**Scan Intraoral**  
EFF 9203 . 08A . P . CJ



**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Large  
EFF 6803 . 08A . 1 . D cinta 1.0mm  
EFF 6803 . 08A . 2 . D cinta 2.0mm  
EFF 6803 . 08A . 3 . D cinta 3.0mm



**Link Dinâmico**  
Large  
EFF 6803 . 08A . 1 . D cinta 1.0mm  
EFF 6803 . 08A . 2 . D cinta 2.0mm  
EFF 6803 . 08A . 3 . D cinta 3.0mm



**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 01 . 1L




**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A



**Parafuso Hexagonal  
Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A




**Coping  
Plástico p/ Link**  
Large  
EFF 735 . 01A



**Parafuso Hexagonal  
Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A

# Componentes para Implantes Hexágono Interno Dentoflex® Ø3.5

**G2.2**



Rosca Interna  
Ø2.00  
Plataforma  
Ø3.50  
Implante  
Ø3.50

## Linha completa



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 203 . 09A . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 303 . 09



**Scan Intraoral**  
EFF 9203 . 09A . P . CJ



**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Large  
EFF 6803 . 09A . 1 . D cinta 1.0mm  
EFF 6803 . 09A . 2 . D cinta 2.0mm  
EFF 6803 . 09A . 3 . D cinta 3.0mm




**Link Dinâmico**  
Large  
EFF 6803 . 09A . 1 . D cinta 1.0mm  
EFF 6803 . 09A . 2 . D cinta 2.0mm  
EFF 6803 . 09A . 3 . D cinta 3.0mm



**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 01 . 1L



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A



**Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm**  
EFF 2104 . 01A




**Coping  
Plástico p/ Link**  
Large  
EFF 735 . 01A



**Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm**  
EFF 2104 . 01A

# Componentes para Implantes Hexágono Interno Dentoflex® Ø3.75

**G2.3**



Rosca Interna  
Ø2.00  
Plataforma  
Ø3.75  
Implante  
Ø3.75

## Linha completa




**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 203 . 10A . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 303 . 10



**Scan Intraoral**  
EFF 9203 . 10A . P . CJ



**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Large  
EFF 6803 . 10A . 1 . D cinta 1.0mm




**Link Dinâmico**  
Large  
EFF 6803 . 10A . 1 . D cinta 1.0mm



**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 01 . 1L




**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A



**Parafuso Hexagonal  
Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A



**Coping  
Plástico p/ Link**  
Large  
EFF 735 . 01A



**Parafuso Hexagonal  
Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A





# Mini Pilar Angulado

*A estética do tecido mole garantida!*

Tiramos o  
"joelho" da peça

**Menor Adesão**  
da placa bacteriana mantendo  
a gengiva saudável


**Perfil Biológico**  
com uma curva  
pensada para  
assegurar o desenho  
original da gengiva

**Garantia**  
de funcionalidade, estética  
e longevidade ao paciente



# Componentes para Implantes Hexágono Interno Camlog® Ø3.3

**P2.1**



## Linha completa




**Transfer Moldeira Aberta**  
Anti Rotacional  
EFF 202 . 05A . CJ  
Rotacional  
EFF 202 . 05A . 1 . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 302 . 05



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 402 . 05A



Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 04A



**EsthetiOne**  
EFF 902 . 05A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 902 . 05B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 902 . 05C . CJ cinta 3.0mm


Torque 32Ncm




**Scan Intraoral**  
EFF 9202 . 05A . P . CJ



**Scan-Body Large**  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM TiBase**  
Small  
EFF 6802 . 05A . 1 cinta 0.30mm  
EFF 6802 . 05A . 2 cinta 1.50mm  
EFF 6802 . 05A . 3 cinta 2.50mm



Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 04A




**Coping Plástico p/ Link TiBase Large**  
EFF 735 . 01A




**AnálogoLink Large**  
EFF 330 . 01 . 1L

# Componentes para Implantes Hexágono Interno Camlog® Ø3.8

**P2.2**



## Linha completa



**Transfer Moldeira Aberta**  
Anti Rotacional  
EFF 202 . 06A . CJ  
Rotacional  
EFF 202 . 06A . 1 . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 302 . 06



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 402 . 06A



Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 04A



**EsthetiOne**  
EFF 902 . 06A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 902 . 06B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 902 . 06C . CJ cinta 3.0mm


Torque 32Ncm




**Scan Intraoral**  
EFF 9202 . 06A . P . CJ



**Scan-Body Large**  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM TiBase**  
Small  
EFF 6802 . 06A . 1 cinta 0.30mm  
EFF 6802 . 06A . 2 cinta 1.50mm  
EFF 6802 . 06A . 3 cinta 2.50mm



Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 04A



**Coping Plástico p/ Link TiBase Large**  
EFF 735 . 01A




**AnálogoLink Large**  
EFF 330 . 01 . 1L

\* Componentes para EsthetiOne na página 63.

\* Os produtos indicados com © são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.





Rosca Interna  
Ø2.00  
Plataforma  
Ø4.30  
Implante  
Ø4.30

## Componentes para Implantes Hexágono Interno Camlog® Ø4.3



P2.3

### Linha completa



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
Anti Rotacional  
EFF 202 . 07A . CJ  
Rotacional  
EFF 202 . 07A . 1 . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 302 . 07



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 402 . 07A


Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2102 . 04A



**Scan Intraoral**  
EFF 9202 . 07A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Small  
EFF 6802 . 07A . 1 cinta 0.30mm  
EFF 6802 . 07A . 2 cinta 1.50mm  
EFF 6802 . 07A . 3 cinta 2.50mm




**Coping Plástico  
p/ Link TiBase**  
Large  
EFF 735 . 01A



**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 02 . 1L

Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2102 . 04A



Rosca Interna  
Ø2.00  
Plataforma  
Ø5.00  
Implante  
Ø5.00

## Componentes para Implantes Hexágono Interno Camlog® Ø5.0



P2.4

### Linha completa



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
Anti Rotacional  
EFF 202 . 08A . CJ  
Rotacional  
EFF 202 . 08A . 1 . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 302 . 08



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 402 . 08A


Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 06A



**Scan Intraoral**  
EFF 9202 . 08A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Large  
EFF 6802 . 08A . 1 cinta 0.30mm  
EFF 6802 . 08A . 2 cinta 1.50mm  
EFF 6802 . 08A . 3 cinta 2.50mm



**Coping Plástico  
p/ Link TiBase**  
Large  
EFF 735 . 01A



**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 03 . 1L

Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 06A



**Sob Encomenda**

\* Os produtos indicados com © são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.  
\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.



Rosca Interna  
 Ø2.00  
 Plataforma  
 Ø6.00  
 Implante  
 Ø6.00

## Linha completa




**Transfer  
 Moldeira Aberta**  
 Anti Rotacional  
 EFF 202 . 09A . CJ  
 Rotacional  
 EFF 202 . 09A . 1 . CJ



**Análogo Híbrido**  
 EFF 302 . 09



**Munhão Provisório**  
 Anti Rotacional  
 EFF 402 . 09A


Parafuso Hexagonal   
**Torque 32Ncm**  
 EFF 2104 . 06A




**Scan Intraoral**  
 EFF 9202 . 08A . P . CJ



**Scan-Body**  
 Large  
 EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM  
 TiBase**  
 Large  
 EFF 6802 . 09A . 1 cinta 1.00mm  
 EFF 6802 . 09A . 2 cinta 1.50mm  
 EFF 6802 . 09A . 3 cinta 2.50mm

Parafuso Hexagonal   
**Torque 32Ncm**  
 EFF 2104 . 06A




**Coping Plástico  
 p/ Link TiBase**  
 Large  
 EFF 735 . 01A



**AnálogoLink**  
 Large  
 EFF 330 . 05 . 1L





Rosca Interna  
Ø2.00  
Plataforma  
Ø4.00  
Implante  
Ø4.50/5.00

# Componentes para Implantes Hexágono Interno Serson Baumer®



Sistema Multi-Distaliform

## X2.1

### Ø4.0

## Linha completa



**Scan Intraoral**  
EFF 9203 . 34A . P . CJ




**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A



**Análogo Híbrido**  
EFF 303 . 34



**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Large/Anti Rotacional  
EFF 6803 . 34A . 1



**Link Dinâmico**  
Large  
EFF 6803 . 34A . D




**Coping Plástico  
p/ Link TiBase**  
Large  
EFF 735 . 01A



**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 01 . 1L



Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A



Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A



**Sob Encomenda**

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.  
\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

Componentes para Implantes  
**Hexágono Interno Conexão®**  
 Ø4.1/4.3/5.0/6.0



**C2.1**



Rosca Interna  
 Ø1.80  
 Plataforma  
 Ø4.10/4.30/  
 5.00/6.00  
 Implante  
 Ø3.75/4.00/  
 4.30/5.00

**Linha completa**



**Transfer  
 Moldeira Aberta**  
 Anti Rotacional  
 EFF 204 . 11A . CJ  
 Rotacional  
 EFF 204 . 11A . 1 . CJ



**Análogo Híbrido**  
 EFF 304 . 11



**Munhão Provisório**  
 Anti Rotacional  
 EFF 404 . 11A  
 Rotacional  
 EFF 404 . 11B

Parafuso Hexagonal   
**Torque 20Ncm**  
 EFF 2103 . 18A



**Scan Intraoral**  
 EFF 9204 . 11A . P . CJ



**Scan-Body**  
 Large  
 EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM  
 TiBase**  
 Large  
 EFF 6804 . 11A . 1 cinta 1.0mm  
 EFF 6804 . 11A . 2 cinta 2.0mm  
 EFF 6804 . 11A . 3 cinta 3.0mm

Parafuso Hexagonal   
**Torque 20Ncm**  
 EFF 2103 . 18A



**Coping Plástico  
 p/ Link TiBase**  
 Large  
 EFF 735 . 01A



**AnálogoLink**  
 Large  
 EFF 330 . 03 . 1L





Rosca Interna  
Ø1.80  
Plataforma  
Ø3.75/5.00  
Implante  
Ø4.10/5.10

# Componentes para Implantes Hexágono Interno Titanium Fix® Ø3.75/5.0

 **E2.1**  
Sistema Multi-Instalação

## Linha completa



**Scan Intraoral**  
EFF 9203 . 04A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A



**Análogo Híbrido**  
EFF 303 . 04



**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Large  
EFF 6803 . 04A . 1




**Link Dinâmico**  
Large  
EFF 6803 . 04A . D




**Coping Plástico  
p/ Link TiBase**  
Large  
EFF 735 . 01A



**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 01 . 1L



Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 25A



Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 25A



**Sob Encomenda**

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.  
\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

# Componentes para Implantes Hexágono Interno Longo Ø4.1



L2.2



Rosca Interna  
Ø1.60  
Plataforma  
Ø4.10  
Implante  
Ø4.00

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Cicatrizador**  
EFF 104 . 02A cinta 2.0mm  
EFF 104 . 02B cinta 4.0mm  
EFF 104 . 02C cinta 6.0mm



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 204 . 02A . CJ



**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 204 . 02B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 304 . 02



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 404 . 02A  
Rotacional  
EFF 404 . 02B

Parafuso Hexagonal   
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 06A



**Ucla Plástica  
base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 804 . 02A . CJ  
Rotacional  
EFF 804 . 02B . CJ

Parafuso Hexagonal   
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 06A

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



Torque 20Ncm

**Mini Pilar Reto**  
EFF 1104 . 02A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1104 . 02B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1104 . 02C . CJ cinta 3.0mm  
EFF 1104 . 02D . CJ cinta 4.0mm



Torque 20Ncm

**Mini Pilar Angulado**  
**17°**  
EFF 1104 . 02 . 1A . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1104 . 02 . 1B . CJ cinta 3.0mm  
**30°**  
EFF 1104 . 02 . 2A . CJ cinta 3.0mm  
EFF 1104 . 02 . 2B . CJ cinta 4.0mm

\* Componentes para Mini Pilar na página 62.


## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF 9204 . 02A . P . CJ



**Scan-Body  
Large**  
EFF 9700 . A




**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Large  
EFF 6804 . 02A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6804 . 02A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6804 . 02A . 3 cinta 3.0mm

Parafuso Hexagonal   
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 06A



**Coping Plástico  
p/ Link TiBase**  
Large  
EFF 735 . 01A



**AnálogoLink  
Large**  
EFF 330 . 02 . 1L




**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 04A



**Interface  
para Zircônia**  
EFF 6904 . 02A

Parafuso Hexagonal   
para Zircônia  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 15A



**Abut. Rollings\***  
EFF 1504 . 02A . T  
EFF 1504 . 02A . C


Parafuso Hexagonal   
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 06A





# AnálogoLink

*Do escaneamento da coroa à impressão do modelo em 1 único passo*





## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Cicatrizador**  
EFF 101 . 04A cinta 2.0mm  
EFF 101 . 04B cinta 4.0mm  
EFF 101 . 04C cinta 6.0mm



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 201 . 04A . CJ



**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 201 . 04B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 301 . 04



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 401 . 04A  
Rotacional  
EFF 401 . 04B



**Prov. EVOLUTION**  
EFF 6401 . 04A . CJ




**Ucla Plástica**  
Anti Rotacional  
EFF 701 . 04A  
Rotacional  
EFF 701 . 04B




**Munhão de Zircônia**  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 04A



**Ucla Plástica  
base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 801 . 04A . CJ  
Rotacional  
EFF 801 . 04B . CJ




Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A



Parafuso 360°  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01F




Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A




Parafuso 360°  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01F




Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A




Parafuso 360°  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01F




Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A



Parafuso 360°  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01F



Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A



Parafuso 360°  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01F

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



Torque 32Ncm

**Mini Pilar Reto**  
EFF 1101 . 04A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1101 . 04B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1101 . 04C . CJ cinta 3.0mm  
EFF 1101 . 04D . CJ cinta 4.0mm



Torque 32Ncm

**Mini Pilar Angulado**  
17°  
EFF 1101 . 04 . 1A . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1101 . 04 . 1B . CJ cinta 3.0mm  
EFF 1101 . 04 . 1C . CJ cinta 4.0mm  
30°  
EFF 1101 . 04 . 2A . CJ cinta 3.0mm  
EFF 1101 . 04 . 2B . CJ cinta 4.0mm

\* Componentes para Mini Pilar na página 62.

## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF 9201 . 04A . P . CJ



**Scan-Body  
Large**  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM  
TiBase  
Large**  
Anti Rotacional  
EFF 6801 . 04A . 1 cinta 0.6mm  
EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm  
EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm  
Rotacional  
EFF 6801 . 04B . 1 cinta 1.0mm



**Link Dinâmico  
Large**  
Anti Rotacional  
EFF 6801 . 04A . 1 . D cinta 0.6mm  
EFF 6801 . 04A . 2 . D cinta 2.0mm  
EFF 6801 . 04A . 3 . D cinta 3.0mm  
EFF 6801 . 04A . 4 . D cinta 4.0mm  
Rotacional  
EFF 6801 . 04B . 1 . D cinta 1.0mm



**Link para CAD/CAM**  
Anti Rotacional  
EFF 6801 . 04A  
Rotacional  
EFF 6801 . 04B




**AnálogoLink  
Large**  
EFF 330 . 03 . 1L



**Abut. Rollings\***  
EFF 1501 . 04A . T  
EFF 1501 . 04A . C




Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A




Parafuso 360°  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01F




**Coping Plástico  
p/ Link TiBase  
Large**  
EFF 735 . 01A




Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A




Parafuso 360°  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01F




Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A



Parafuso 360°  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01F



Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A



Parafuso 360°  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01F



Rosca Interna  
Ø1.80  
Plataforma  
Ø3.30  
Implante  
Ø3.30/3.50

# Componentes para Implantes Hexágono Externo Ø3.3



A1.1

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Cicatrizador**  
EFF 101 . 03A cinta 2.0mm  
EFF 101 . 03B cinta 4.0mm  
EFF 101 . 03C cinta 6.0mm



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 201 . 03A . CJ



**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 201 . 03B . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 301 . 03



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 401 . 03A  
Rotacional  
EFF 401 . 03B




**Prov. EVOLUTION**  
EFF 6401 . 03A . CJ




**Munhão de Zircônia**  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 03A




**Ucla Plástica  
base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 801 . 03A . CJ  
Rotacional  
EFF 801 . 03B . CJ




Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 02A



Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 02A



Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 02A



Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 02A

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



Torque 20Ncm

**Mini Pilar Reto**  
EFF 1101 . 03A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1101 . 03B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1101 . 03C . CJ cinta 3.0mm  
EFF 1101 . 03D . CJ cinta 4.0mm



Torque 20Ncm

**Mini Pilar Angulado  
17°**  
EFF 1101 . 03 . 1A . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1101 . 03 . 1B . CJ cinta 3.0mm

\* Componentes para Mini Pilar na página 62.

## Componentes para CAD/CAM




**Scan Intraoral**  
EFF 9201 . 03A . P . CJ



**Scan-Body  
Large**  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Large  
Anti Rotacional  
EFF 6801 . 03A . 1  
Rotacional  
EFF 6801 . 03B . 1



Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 02A



**Link Dinâmico  
Large**  
Anti Rotacional  
EFF 6801 . 03A . 1 . D  
Rotacional  
EFF 6801 . 03B . 1 . D



Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 02A




**Coping Plástico  
p/ Link TiBase**  
Large  
EFF 735 . 01A



**AnálogoLink  
Large**  
EFF 330 . 03 . 1L



**Abut. Rollings\***  
EFF 1501 . 03A . T  
EFF 1501 . 03A . C



Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 02A



Sob Encomenda

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

# Componentes para Implantes Hexágono Externo Implacil® Ø3.3 D1.1



Rosca Interna  
Ø1.80  
Plataforma  
Ø3.30  
Implante  
Ø3.30

## Linha completa




**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 201 . 16A . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 301 . 16



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 401 . 01A



Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 02A




**Scan Intraoral**  
EFF 9201 . 16A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Large  
Anti Rotacional  
EFF 6801 . 01A . 1  
Rotacional  
EFF 6801 . 01B . 1



Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 02A




**Coping Plástico  
p/ Link TiBase**  
Large  
EFF 735 . 01A



**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 01 . 1L





Rosca Interna  
Ø1.70  
Plataforma  
Ø3.30  
Implante  
Ø3.30

# Componentes para Implantes Hexágono Externo TitaniumFix® Ø3.3

 **E1.1**  
Sistema Multi-Platform

## Linha completa




**Transfer  
Moldeira Aberta**  
Anti Rotacional  
EFF 201 . 12A . CJ  
Rotacional  
EFF 201 . 12A . 1 . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 301 . 12



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 401 . 01A



Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2106 . 01A



**Scan Intraoral**  
EFF 9201 . 12A . P . CJ




**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A



**Link para CAD/CAM  
TiBase**  
Large  
Anti Rotacional  
EFF 6801 . 01A . 1  
Rotacional  
EFF 6801 . 01B . 1



**Coping Plástico  
p/ Link TiBase**  
Large  
EFF 735 . 01A



Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2106 . 01A




**AnálogoLink**  
Large  
EFF 330 . 01 . 1L



**Sob Encomenda**

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.  
\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

### M.P.



### M.P.L.1



**EONE**


**Capa de Proteção**  
EFF 118 . 01A . CJ



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 218 . 01A . 1 . CJ



**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 218 . 01B . 1 . CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF 318 . 01



**Coping Plástico  
Base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 818 . 01A . CJ  
Rotacional  
EFF 818 . 01B . CJ

 Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 38A


 Parafuso 360°  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 38F



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 418 . 01A  
Rotacional  
EFF 418 . 01B

 Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 38A

 Parafuso 360°  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 38F




**Scan Intraoral**  
EFF 9218 . 01A . P . CJ



**Link para CAD/CAM**  
Anti Rotacional  
EFF 6818 . 01A  
Rotacional  
EFF 6818 . 01B

 Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 38A

 Parafuso 360°  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 38F



**Link para CAD/CAM**  
Anti Rotacional  
EFF 6818 . 01A . 1

 Parafuso Hexagonal  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 38A

 Parafuso 360°  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 38F


**Sob Encomenda**

\* Os produtos indicados com © são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.  
\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

Cover-Screw  
0.90MM


Hexagonal  
1.00MM

Hexagonal  
1.20MM


Hexagonal  
1.30MM

Quadrado  
1.30MM


Torx  
1.70MM




EFF 7001 . A




EFF 7006 . A




EFF 7002 . A



EFF 7003 . A



EFF 7004 . A



EFF 7005 . A



EFF 7001 . B



EFF 7006 . B



EFF 7002 . B



EFF 7003 . B



EFF 7004 . B



EFF 7005 . B




EFF 7001 . C



EFF 7006 . C



EFF 7002 . C



EFF 7003 . C




EFF 7004 . C




EFF 7005 . C




Unigrip	Fenda	Estheticone Standard e Mini Abutment Cônico	Mini-Abutment Cônico Plataforma Larga	EGM	Dinâmico 360°
---------	-------	---	---------------------------------------	-----	---------------




EFF 7007 . A




EFF 7008 . A




EFF 7009 . A




EFF 7010 . A




EFF 7021 . A




EFF 7022 . A




EFF 7007 . B




EFF 7008 . B




EFF 7009 . B



EFF 7010 . B



EFF 7021 . B



EFF 7022 . B



EFF 7007 . C




EFF 7008 . C




EFF 7009 . C



EFF 7010 . C



EFF 7021 . C



EFF 7022 . C

## Chaves Análogo Digital

rosca de 1.40MM	rosca de 1.60MM	rosca de 1.70MM	rosca de 1.80MM	rosca de 2.00MM	rosca de 2.50MM
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



EFF 7016 . A



EFF 7016 . B



EFF 7016 . C



EFF 7016 . D



EFF 7016 . E



EFF 7016 . F

Cover-Screw  
0.90MM


Hexagonal  
1.00MM

Hexagonal  
1.20MM

Hexagonal  
1.30MM

Quadrado  
1.30MM


Torx  
1.70MM




EFF 7101 . A




EFF 7106 . A




EFF 7102 . A



EFF 7103 . A




EFF 7104 . A




EFF 7105 . A




EFF 7101 . B




EFF 7106 . B




EFF 7102 . B



EFF 7103 . B



EFF 7104 . B



EFF 7105 . B




EFF 7101 . C




EFF 7106 . C



EFF 7102 . C



EFF 7103 . C




EFF 7104 . C




EFF 7105 . C


Unigrip	Fenda	Estheticone Standard e Mini Abutment Cônico	Mini-Abutment Cônico Plataforma Larga	EGM	Dinâmico 360°
---------	-------	---	---------------------------------------	-----	---------------




EFF 7107 . A




EFF 7108 . A




EFF 7109 . A




EFF 7110 . A




EFF 7121 . A




EFF 7122 . A




EFF 7107 . B




EFF 7108 . B




EFF 7109 . B



EFF 7110 . B




EFF 7121 . B




EFF 7122 . B




EFF 7107 . C



EFF 7108 . C



EFF 7121 . C



EFF 7122 . C

## Adaptador Digital / Torquímetro



EFF 7600 . CJ




EFF 000453

## Kit Protético ALL IN ONE FULL

### EFF00455


EFF7101.A – Chave para Torquímetro Cover-screw curta  
 EFF7102.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm curta  
 EFF7103.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.30mm curta  
 EFF7104.A – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm curta  
 EFF7105.A – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm curta  
 EFF7107.A – Chave para Torquímetro Unigrip curta  
 EFF7108.A – Chave para Torquímetro Fenda curta  
 EFF7109.A – Chave para Torquímetro Estheticone e Mini Abutment curta  
 EFF7121.A – Chave para Torquímetro EGM curta  
 EFF7122.A – Chave para Torquímetro Dinâmico 360• curta  
 EFF7101.B – Chave para Torquímetro Cover-screw média  
 EFF7102.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm média  
 EFF7103.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.30mm média  
 EFF7104.B – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm média  
 EFF7105.B – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm média  
 EFF7107.B – Chave para Torquímetro Unigrip média  
 EFF7108.B – Chave para Torquímetro Fenda média  
 EFF7109.B – Chave para Torquímetro Estheticone e Mini Abutment média  
 EFF7121.B – Chave para Torquímetro EGM média  
 EFF7122.B – Chave para Torquímetro Dinâmico 360• média  
 EFF7600.CJ - Adaptador  
 EFF000453 – Torquímetro



## Kit Protético ALL IN ONE

### EFF00455.1


EFF7102.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm curta  
 EFF7104.A – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm curta  
 EFF7105.A – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm curta  
 EFF7107.A – Chave para Torquímetro Unigrip curta  
 EFF7109.A – Chave para Torquímetro Estheticone e Mini Abutment curta  
 EFF7121.A – Chave para Torquímetro EGM curta  
 EFF7102.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm média  
 EFF7104.B – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm média  
 EFF7105.B – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm média  
 EFF7107.B – Chave para Torquímetro Unigrip média  
 EFF7109.B – Chave para Torquímetro Estheticone e Mini Abutment média  
 EFF7121.B – Chave para Torquímetro EGM média  
 EFF7600.CJ - Adaptador  
 EFF000453 – Torquímetro



## Kit Protético EASY

### EFF00456

EFF7102.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm média  
 EFF7103.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.30mm curta  
 EFF7104.B – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm média  
 EFF7105.B – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm média  
 EFF7109.B – Chave para Torquímetro Estheticone e Mini Abutment média  
 EFF7121.B – Chave para Torquímetro EGM média  
 EFF7600.CJ - Adaptador



## Kit Técnico Dental

### EFF00452

Organizadora de chaves para garantir a integridade e durabilidade do instrumental de laboratórios. É a total liberdade e garantia de organização das chaves dos Técnicos em Laboratório.

\*Chaves Digitais vendidas separadamente.



## Kit Indexação

Conexão Externa EFF 00462 | Conexão Interna EFF 00461 | Cone Morse EFF 00463 | Pilar Intermediário EFF 00464

Kit certo para identificação de mais de 100 sistemas de implantes do mercado com o paciente ainda na cadeira odontológica que pode ser usado para identificar o implante no paciente ou na prótese nas clínicas e no modelo ou moldagem em laboratórios.



## Kit Scan Intraoral

EFF00459

O Kit Scan Intraoral irá proporcionar mais qualidade nos procedimentos digitais com os sistemas mais usados na clínica. Tudo cuidadosamente armazenado ao alcance das mãos. Kit totalmente personalizável com os 18 Scan Intraorais de preferência.

\*Scan Intraorais vendidos separadamente.



## Kit ENDOGUIADA *By Mukai*

EFF00480

Kit desenvolvido em parceria com o Dr Eduardo Mukai e a Dra Natália Tostes para proporcionar cirurgia de acesso minimamente invasivo, remoção controlada em casos de canais calcinadas, com fresa mais delicada, com remoção de 2.00mm de calcificação e instrumentação do canal full digital com limas reciprocantes, com limite pré definido e diagnosticado no planejamento.



# Entenda as Etiquetas

## Etiqueta de Produto não estéril

**Logo:** EEE DENTAL COMPONENTES

**Registro/Register/Grabar ANVISA:** [Icon]

**Código do Produto:** REF [Icon]

**Sistema Multi Plataforma:** [Icon]

**Contém/Contains/Contiene:**

**Matéria-prima/feedstock/Materia prima:**

**Responsável Técnico/Technical Manager/Responsable Técnico:** Dr. Flavio Rosa de Oliveira | CRO-SP 90026

**Fabricante:** EFF DENTAL COMPONENTES LTDA  
RUA/STREET/CALE: CAIO GRACO, 105/109 | VL ROMANA | CEP: 05044-000  
SÃO PAULO - SP - BRASIL | CNPJ: 14.776.044/0001-12  
I.E.: 146.829.212.110 | Indústria Brasileira  
☎ +55 11 3059.2200

**Representante Técnico Representante Europeu:** Obelis SA  
Boulevard Général Wahis 53, 1030 Brussels, BELGIUM  
✉ mail@obelis.net ☎ +32 2.732.59.54

**Icons:** LOT, Non Sterile, Manufacturing Date, Expiry Date, No Reuse, No Storage, Protect from Sunlight, Store in Dry Place, Consult Instructions of Use.

**Links:** efftecklink.com.br, qualidade@effdental.com.br

**Bottom Right:** E2 - 7.3.01 R01 - 22/01/2021

**Callouts:** Número ANVISA, Lote do Produto, Produto Não Estéril, Data de Fabricação, Data de Validade, Atenção! Consultar instrução Não Reutilizar Não Estocar Proteger da Luz Solar Conservar em Local Seco, Consultar Instruções de Uso.

## Etiqueta de Produto estéril

**Logo:** EEE DENTAL COMPONENTES

**Registro/Register/Grabar ANVISA:** [Icon]

**Código do Produto:** REF [Icon]

**Sistema Multi Plataforma:** [Icon]

**Contém/Contains/Contiene:**

**Matéria-prima/feedstock/Materia prima:**

**Responsável Técnico/Technical Manager/Responsable Técnico:** Dr. Flavio Rosa de Oliveira | CRO-SP 90026

**Fabricante:** EFF DENTAL COMPONENTES LTDA  
RUA/STREET/CALE: CAIO GRACO, 105/109 | VL ROMANA | CEP: 05044-000  
SÃO PAULO - SP - BRASIL | CNPJ: 14.776.044/0001-12  
I.E.: 146.829.212.110 | Indústria Brasileira  
☎ +55 11 3059.2200

**Representante Técnico Representante Europeu:** Obelis SA  
Boulevard Général Wahis 53, 1030 Brussels, BELGIUM  
✉ mail@obelis.net ☎ +32 2.732.59.54

**Icons:** LOT, Sterile, Manufacturing Date, Expiry Date, No Reuse, No Storage, Protect from Sunlight, Store in Dry Place, Consult Instructions of Use.

**Links:** effdental.com.br/bulas, qualidade@effdental.com.br

**Bottom Right:** E1 - 7.3.01 R11 - 22/01/2021

**Callouts:** Número ANVISA, Lote do Produto, Produto Estéril, Data de Fabricação, Data de Validade, Atenção! Consultar instrução Não Reutilizar Não Estocar Proteger da Luz Solar Conservar em Local Seco, Consultar Instruções de Uso.

# Kit Protético

*All in One / All in One Full*


**Solução**  
para mais de 119  
sistemas do mercado

**Variação de chaves**  
para serem usadas na região  
anterior e posterior do paciente

**Gravação**  
no estojo e chaves para  
melhor orientação

**Garantia**  
de integridade do  
material de trabalho

**Autoclavável**  
à uma temperatura de 135°C





effdental.com.br

☎ 11 3059.2200 | ✉ atendimento@effdental.com.br

Nos encontre no Facebook  
@effdental



Siga a EFFE no Instagram  
@effdental



Nos siga no YouTube  
EFF Dental Componentes



Nos encontre no LinkedIn  
EFF Dental Componentes



Acesse o  
catálogo digital



MKT1.1

EFF DENTAL\_CATÁLOGO PRODUTOS2022\_Rev03\_DATA 14/04/2023

Todos os direitos reservados. EFFE Dental, o logotipo da EFFE Dental e todas as outras comerciais utilizadas neste documento são, caso não exista nenhuma declaração adicional ou caso isso não seja evidente pelo contexto de determinados casos, marcas comerciais da EFFE Dental. As imagens de produtos não estão necessariamente em escala. Alguns produtos podem não estar aprovados/liberados pelo órgão regulatório em todos os mercados. Por favor, entre em contato com o escritório de vendas locais da EFFE Dental para mais informações sobre disponibilidade dos produtos.